

Datum		Beställningsnr.	
Beställare		Kontaktperson	
Tel. beställare		Tel. kontaktperson	
Mail beställare		Mail kontaktperson	
Brukare		Ev. rep. HD Rehab	

- Beställningsguiden används vid beställning av endast **en** rullstol i en viss konfiguration och med eventuella tillbehör.
- Alla delar som ingår i standardkonfigurationen är markerade med kryssruta med fet ram () . Dessa alternativ kommer att levereras med rullstolen om ingen andra val görs.
- För mer information om olika konfigurationer och tillbehör se Förskrivarinformationen (dok.nr. 95715) och respektive Infobladd. Om djupare information önskas finns även Bruksanvisningar/Monteringsanvisningar på hdrehab.se.

1. CHASSI



Infobladd 95937 Chassi

	Sittbredd	Standard	Förstärkt
HD Balance 24 Manuell rullstol Sitsdjup 43-52cm (med sittdyna)	38	<input type="checkbox"/> 60210-6	<input type="checkbox"/> 60220-6
	42	<input type="checkbox"/> 60310-6	<input type="checkbox"/> 60320-6
	46	<input type="checkbox"/> 60410-6	<input type="checkbox"/> 60420-6
	50	<input type="checkbox"/> 60510-6	<input type="checkbox"/> 60520-6
HD Balance 24 Manuell rullstol Förlängt sitsdjup 48-57cm (med sittdyna)	38	<input type="checkbox"/> 60215-6	<input type="checkbox"/> 60225-6
	42	<input type="checkbox"/> 60315-6	<input type="checkbox"/> 60325-6
	46	<input type="checkbox"/> 60415-6	<input type="checkbox"/> 60425-6
	50	<input type="checkbox"/> 60515-6	<input type="checkbox"/> 60525-6
HD Balance 16 Transportmodell Sitsdjup 43-52cm (med sittdyna)	38	<input type="checkbox"/> 60250-6	<input type="checkbox"/> 60260-6
	42	<input type="checkbox"/> 60350-6	<input type="checkbox"/> 60360-6
	46	<input type="checkbox"/> 60450-6	<input type="checkbox"/> 60460-6
	50	<input type="checkbox"/> 60550-6	<input type="checkbox"/> 60560-6
HD Balance 16 Transportmodell Förlängt sitsdjup 48-57cm (med sittdyna)	38	<input type="checkbox"/> 60255-6	<input type="checkbox"/> 60265-6
	42	<input type="checkbox"/> 60355-6	<input type="checkbox"/> 60365-6
	46	<input type="checkbox"/> 60455-6	<input type="checkbox"/> 60465-6
	50	<input type="checkbox"/> 60555-6	<input type="checkbox"/> 60565-6




2. DRIVHJUL & LÄNKHJUL

Infoblad 95938 Hjul

	HD Balance 24	HD Balance 16	
PUR (Polyuretan) drivhjul <i>Punkteringsfritt med alu-drivring</i>	<input type="checkbox"/> 67505-1	67551-1	
Flexel drivhjul <i>Punkteringsfritt med alu-drivring</i>	<input type="checkbox"/> 67506-1	67552-1	
Luftpumpade drivhjul <i>Med alu-drivring</i>	<input type="checkbox"/> 67507-1	67553-1	
Länkhjul 175 x 43mm	<input type="checkbox"/> 67310		
Länkhjul 175 x 28mm	<input type="checkbox"/> 67316		
Länkhjul 125 x 27mm, förlängd gaffel	<input type="checkbox"/> 67318		
Länkhjul Flexel 200 x 50mm <i>Ger konflikt med fotstöd i 90° position</i>	<input type="checkbox"/> 67314		
Länkhjul 200 x 28mm <i>Ger konflikt med fotstöd i 90° position</i>	<input type="checkbox"/> 67317		

3. DRIVRINGAR (HD Balance 24)

Infoblad 95938 Hjul

Aluminium	<input type="checkbox"/> 15491	
Rostfritt stål	<input type="checkbox"/> 15492	
Soft grip, plastbeklädd	<input type="checkbox"/> 15943	

4. KÖRBYGEL / KÖRHANDTAG / VÅRDARBROMS

Infoblad 95939 Körbygel / Körhandtag / Vårdarbroms

Körhandtagssida, standard, vä och hö <i>Med vårdarbroms</i>	<input type="checkbox"/> 62330-1, 62330-2	
Körhandtagssida, förhöjd +12cm, vä och hö <i>Med vårdarbroms</i> <i>Längre broms-, sitstilt- och ryggvinklingsvagnar ingår</i>	<input type="checkbox"/> 62330-5, 62330-6	
Körhandtagssida, vinkelställbar, vä och hö <i>Med vårdarbroms</i>	<input type="checkbox"/> 62392-1, 62392-2	
Körbygel, standard	<input type="checkbox"/> sb38 62341-1 sb42 63341-1 sb46 64341-1 sb50 65341-1	
Körbygel, extra djup (+8cm)	<input type="checkbox"/> 62342-1 63342-1 64342-1 65342-1	
Körbygel, förhöjd bockad <i>Ej i kombination med förhöjd- eller vinkelställbar körhandtagssida</i>	<input type="checkbox"/> 62343-1 63343-1 64343-1 65343-1	
Separata körhandtag <i>Ej i kombination med vinkelställbar körhandtagssida</i>	<input type="checkbox"/> 10295	

5. SITTDYNA

Infoblad 95940 Sittdyna

		sb38	sb42	sb46	sb50
Sittdyna standard, Grå Trevira	<input type="checkbox"/>	68201	68301	68401	68501
Sittdyna standard, Svart Trevira	<input type="checkbox"/>	68203	68303	68403	68503
Sittdyna standard, Hygien	<input type="checkbox"/>	68204	68304	68404	68504
Sittdyna lång, +5cm, Grå Trevira	<input type="checkbox"/>	68205	68305	68405	68505
Sittdyna lång, +5cm, Svart Trevira	<input type="checkbox"/>	68207	68307	68407	68507
Sittdyna lång, +5cm, Hygien <i>(till förlängd sitsram)</i>	<input type="checkbox"/>	68208	68308	68408	68508
Extra klädsel, sittdyna standard, Grå	<input type="checkbox"/> st	49211	49311	49411	49511
Extra klädsel, sittdyna standard, Svart	<input type="checkbox"/> st	49213	49313	49413	49513
Extra klädsel, sittdyna standard, Hygien	<input type="checkbox"/> st	49214	49314	49414	49514
Extra klädsel, sittdyna lång, Grå	<input type="checkbox"/> st	49215	49315	49415	49515
Extra klädsel, sittdyna lång, Svart	<input type="checkbox"/> st	49217	49317	49417	49517
Extra klädsel, sittdyna lång, Hygien	<input type="checkbox"/> st	49218	49318	49418	49518
Överdragsklädsel	<input type="checkbox"/> st	49205	49305	49405	49505
Överdragsklädsel, Inkontinens	<input type="checkbox"/> st	49206	49306	49406	49506
Överdragsklädsel +5cm	<input type="checkbox"/> st	49207	49307	49407	49507
Överdragsklädsel +5cm, Inkontinens	<input type="checkbox"/> st	49208	49308	49408	49508



Samtliga överdragsklädsel är Svart Trevira. Sits, resår. träs över befintlig klädsel.

Utan sittdyna

68200-8



6. RYGGSYSTEM

Infoblad 95941 Ryggssystem

		sb38	sb42	sb46	sb50
Flexirygg standard	<input type="checkbox"/>	62250	63250	64250	65250
Flexirygg lång (+10cm)	<input type="checkbox"/>	62255	63255	64255	65255
Planrygg standard	<input type="checkbox"/>	62260	63260	64260	65260
Planrygg lång (+10cm)	<input type="checkbox"/>	62265	63265	64265	65265



Observera att ökad eller minskad bredd på ryggsystemet väljs under punkt 15.

7. RYGGDYNA






Infoblad 95941 Ryggssystem

		sb38	sb42	sb46	sb50
Ryggdyna standard, Grå Trevira	<input type="checkbox"/>	68281	68381	68481	68581
Ryggdyna standard, Svart Trevira	<input type="checkbox"/>	68291	68391	68491	68591
Ryggdyna standard, Dartex <i>med sidostödsvingar</i>	<input type="checkbox"/>	68282	68382	68482	68582
Ryggdyna plan, Grå Trevira	<input type="checkbox"/>	68285	68385	68485	68585
Ryggdyna plan, Svart Trevira	<input type="checkbox"/>	68295	68395	68495	68595
Ryggdyna plan, Dartex <i>utan sidostödsvingar</i>	<input type="checkbox"/>	68286	68386	68486	68586
Ryggdyna std lång (+10cm), Grå Trevira	<input type="checkbox"/>	68283	68383	68483	68583
Ryggdyna std lång (+10cm), Svart Trevira	<input type="checkbox"/>	68293	68393	68493	68593
Ryggdyna std lång (+10cm), Dartex <i>med sidostödsvingar</i>	<input type="checkbox"/>	68284	68384	68484	68584
Ryggdyna plan lång (+10cm), Grå Trevira	<input type="checkbox"/>	68287	68387	68487	68587
Ryggdyna plan lång (+10cm), Svart Trevira	<input type="checkbox"/>	68297	68397	68497	68597
Ryggdyna plan lång (+10cm), Dartex <i>utan sidostödsvingar</i>	<input type="checkbox"/>	68288	68388	68488	68588
Extra klädsel standard, Grå Trevira	<input type="checkbox"/> st	48221	48321	48421	48521
Extra klädsel standard, Svart Trevira	<input type="checkbox"/> st	48231	48331	48431	48531
Extra klädsel standard, Dartex <i>med sidostödsvingar</i>	<input type="checkbox"/> st	48222	48322	48422	48522
Extra klädsel plan, Grå Trevira	<input type="checkbox"/> st	48225	48325	48425	48525
Extra klädsel plan, Svart Trevira	<input type="checkbox"/> st	48235	48335	48435	48535
Extra klädsel plan, Dartex <i>utan sidostödsvingar</i>	<input type="checkbox"/> st	48226	48326	48426	48526
Extra klädsel standard lång, Grå Trevira	<input type="checkbox"/> st	48223	48323	48423	48523
Extra klädsel standard lång, Svart Trevira	<input type="checkbox"/> st	48233	48333	48433	48533
Extra klädsel standard lång, Dartex <i>med sidostödsvingar</i>	<input type="checkbox"/> st	48224	48324	48424	48524
Extra klädsel plan lång, Grå Trevira	<input type="checkbox"/> st	48227	48327	48427	48527
Extra klädsel plan lång, Svart Trevira	<input type="checkbox"/> st	48237	48337	48437	48537
Extra klädsel plan lång, Dartex <i>utan sidostödsvingar</i>	<input type="checkbox"/> st	48228	48328	48428	48528
Utan ryggdyna	<input type="checkbox"/>	68250-8			









8. BENSTÖDSÖVERDEL

Infoblad 95933 Benstöd

	Vänster	Höger	
Benstöd vinkelställbart, standardlängd	<input type="checkbox"/> 62725	<input type="checkbox"/> 62720	
Benstöd vinkelställbart, kort	<input type="checkbox"/> 62721	<input type="checkbox"/> 62722	
Benstöd vinkelställbart, långt	<input type="checkbox"/> 62723	<input type="checkbox"/> 62724	
Frikopplingsreglage knäled <i>Ensidesreglering av benstödsvinkel för helt fotstöd / fotlåda / helt vadstöd</i>	<input type="checkbox"/> 62733-5	<i>Höger utförande på förfrågan</i>	
Amputationsbenstöd <i>Vinkelställbart, komplett med vadstöd</i>	<input type="checkbox"/> sb38 - 62771 sb42 - 63771 sb46 - 64771 sb50 - 65771	<input type="checkbox"/> sb38 - 62772 sb42 - 63772 sb46 - 64772 sb50 - 65772	
Benstöd fast vinkel 90°, standardlängd	<input type="checkbox"/> 63758-1	<input type="checkbox"/> 63758-2	
Benstöd fast vinkel 90°, kort	<input type="checkbox"/> 63758-5	<input type="checkbox"/> 63758-6	
Benstöd fast vinkel 90°, långt	<input type="checkbox"/> 63758-3	<input type="checkbox"/> 63758-4	
Benstöd fast vinkel 105°, standardlängd	<input type="checkbox"/> 63759-1	<input type="checkbox"/> 63759-2	
Benstöd fast vinkel 105°, kort	<input type="checkbox"/> 63759-5	<input type="checkbox"/> 63759-6	
Benstöd fast vinkel 105°, långt	<input type="checkbox"/> 63759-3	<input type="checkbox"/> 63759-4	
Utan benstöd <i>Vadstöd och fotstöd utgår</i>	<input type="checkbox"/> 62701-8	<input type="checkbox"/> 62702-8	












9. VADSTÖD

Infoblad 95934 Vadstöd

	sb38	sb42	sb46	sb50	
Vadstöd delat, vänster	<input type="checkbox"/> 62801	63801	64801	65801	
Vadstöd delat, höger	<input type="checkbox"/> 62802	63802	64802	65802	
Vadstöd delat, +30mm extra djup, vä	<input type="checkbox"/> 62803	63803	64803	65803	
Vadstöd delat, +30mm extra djup, hö	<input type="checkbox"/> 62804	63804	64804	65804	
Vadstöd delat, +50mm extra djup, vä	<input type="checkbox"/> 62805	63805	64805	65805	
Vadstöd delat, +50mm extra djup, hö	<input type="checkbox"/> 62806	63806	64806	65806	
Vadstöd helt	<input type="checkbox"/> 62811	63811	64811	65811	
Vadstöd helt, +30mm extra djup <i>Beställ frikopplingsreglage för knäled separat</i>	<input type="checkbox"/> 62812	63812	64812	65812	
Vadmatta	<input type="checkbox"/> 63891	65891			
Vadband	<input type="checkbox"/> 63892	63892			
Fästen vadmatta / vadband, 2st	<input type="checkbox"/> 63895				
Utan vadstöd vänster	<input type="checkbox"/> 63801-8				
Utan vadstöd höger	<input type="checkbox"/> 63802-8				

10. FOTSTÖD

Infoblad 95935 Fotstöd

		sb38	sb42	sb46	sb50	
Fotstöd delat, standardlängd, vänster	<input type="checkbox"/>	62909	63909	64909	65909	
Fotstöd delat, standardlängd, höger	<input type="checkbox"/>	62908	63908	64908	65908	
Fotstöd delat, kort, vänster	<input type="checkbox"/>	62903	63903	64903	65903	
Fotstöd delat, kort, höger	<input type="checkbox"/>	62904	63904	64904	65904	
<i>Används med benstödsöverdel kort</i>						
Fotstöd helt, standardlängd	<input type="checkbox"/>	62951	63951	64951	65951	
<i>Beställ frikopplingsreglage för knäled separat</i>						
Fotstöd helt, kort	<input type="checkbox"/>	62953	63953	64953	65953	
<i>Används med benstödsöverdel kort Beställ frikopplingsreglage för knäled separat</i>						
Fotlåda, standardlängd	<input type="checkbox"/>	62981	63981	64981	65981	
<i>Beställ frikopplingsreglage för knäled separat</i>						
Fotlåda, kort	<input type="checkbox"/>	62982	63982	64982	65982	
<i>Används med benstödsöverdel kort Beställ frikopplingsreglage för knäled separat</i>						
Polstring, delad	<input type="checkbox"/>	62991-1		64991-1		
<i>Sats med 2 st, för delad fotplatta</i>						
Polstring, hel	<input type="checkbox"/>	62993-1	63993-1	64993-1	65993-1	
<i>För helt fotstöd eller fotlåda</i>						
Fotstödssida vänster	<input type="checkbox"/>	65987				
Fotstödssida höger	<input type="checkbox"/>	65986				
<i>Används till fotstöd standardlängd</i>						
Montering av fotstödssida	<input type="checkbox"/>	65987-8				
Hälband, sats med 2 st	<input type="checkbox"/>	62995-1				
<i>För delad fotplatta</i>						
Montering av hälband	<input type="checkbox"/>	62995-8				
Utan fotstöd vänster	<input type="checkbox"/>	63909-8				
Utan fotstöd höger	<input type="checkbox"/>	63908-8				

11. ARMSTÖD

Infoblad 95936 Armstöd

	Vänster	Höger		
Armstöd standard	<input checked="" type="checkbox"/> 62401	<input checked="" type="checkbox"/> 62402		
Armstöd bred	<input type="checkbox"/> 63401	<input type="checkbox"/> 63402		
Armstöd standard lågt	<input type="checkbox"/> 62405	<input type="checkbox"/> 62406		
Armstöd bred lågt	<input type="checkbox"/> 63405	<input type="checkbox"/> 63406		
Armstöd standard med sidostöd kil 7°	<input type="checkbox"/> 62411	<input type="checkbox"/> 62412		
Armstöd bred med sidostöd kil 7°	<input type="checkbox"/> 63411	<input type="checkbox"/> 63412		
Armstöd standard med sidostöd kil 4°	<input type="checkbox"/> 62413	<input type="checkbox"/> 62414		
Armstöd bred med sidostöd kil 4°	<input type="checkbox"/> 63413	<input type="checkbox"/> 63414		
Armstöd standard med sidostöd lång	<input type="checkbox"/> 62415	<input type="checkbox"/> 62416		
Armstöd bred med sidostöd lång	<input type="checkbox"/> 63415	<input type="checkbox"/> 63416		
Hemiplegiarmstöd hög	<input type="checkbox"/> 63491	<input type="checkbox"/> 63492		
Hemiplegiarmstöd låg	<input type="checkbox"/> 63493	<input type="checkbox"/> 63494		
Sidostöd std med stolpe, utan armstödsplatta	<input type="checkbox"/> 62451-1	<input type="checkbox"/> 62451-2		
Stolpe med kåpa, utan armstödsplatta	<input type="checkbox"/> 62453-1	<input type="checkbox"/> 62453-1		
Sidostöd kil 7°	<input type="checkbox"/> 63463	<input type="checkbox"/> 63464		
Sidostöd kil 4°	<input type="checkbox"/> 63461	<input type="checkbox"/> 63462		
Sidostöd lång	<input type="checkbox"/> 63465	<input type="checkbox"/> 63466		
Armstödssarg till armstöd standard	<input type="checkbox"/> 62471	<input type="checkbox"/> 62472		
Armstödssarg till armstöd bred	<input type="checkbox"/> 63471	<input type="checkbox"/> 63472		
Montering av armstödssarg	<input type="checkbox"/> 62471-8			
Armstödslåsning, par <i>Låser armstöden i sitsramen</i>	<input type="checkbox"/> 62459			
Montering av armstödslåsning	<input type="checkbox"/> 62459-8			
Utän armstöd	<input type="checkbox"/> 62400-8	<input type="checkbox"/> 62400-8		

ALTERNATIVA UTFÖRANDEN

Alternativa utföranden av HD Balance rullstolar ska riskbedömas. Bedöm om den aktuella brukaren får förhöjd tipp- och/eller klämrisk i och med modifieringen. Om det finns en förhöjd risk måste det avgöras om det alternativa utförandet är motiverat trots detta. **Var noga med att informera berörda om dessa risker.**




12. BALANSPUNKT

Infoblad 95942 Balanspunkt

Framflyttad sitsenhet (tyngdpunkt)	<input type="checkbox"/>	67056-8	Se 95758 Balanseringsguide, 95759 Referenstabell
Bakåtflyttad sitsenhet (tyngdpunkt)	<input type="checkbox"/>	67057-8	balanseringskonfigurationer och 95707 Riskinformation
Drivhjul i bakre position (5 cm bak)	<input type="checkbox"/>	67551-8	

13. SITTHÖJD OCH SITTDJUP

Infoblad 95943 Sitthöjd, 95937 Chassi

Höjd sitthöjd +5 cm	<input type="checkbox"/>	67052-8	Se 95758 Balanseringsguide, 95759 Referenstabell
Sänkt sitthöjd -3 cm	<input type="checkbox"/>	67053-8	balanseringskonfigurationer och 95707 Riskinformation
20" hjul på HD Balance 24	<input type="checkbox"/>	67515-2	
Sänker sitthöjden med ca. 4 cm	<input type="checkbox"/>	67516-2	
	<input type="checkbox"/>	67518-2	
Luftpumpade	<input type="checkbox"/>	67518-2	
125x27 Länkhjul på HD Balance 24	<input type="checkbox"/>	67315	
Ryggdistanser, sats med 4 st	<input type="checkbox"/>	69791-5	Se 95707 Riskinformation
Går att montera på en sida vid behov			
Montering av ryggdistanser	<input type="checkbox"/>	69791-8	

14. SITSTILT OCH RYGGVINKLING

Infoblad 95944 Sitstilt och Ryggvinkling

Se 95707 Riskinformation. Standard är 0° - 20° sitstilt och 90° - 120° ryggfällning.

Sitstilt -5° - 20°	<input type="checkbox"/>	67820-8	
Medger 5° framåttiltning			
Utökad sitstilt 0° - 30°	<input type="checkbox"/>	67823-8	
Observera att drivhjulet bör sitta i bakre position			
Utökad sitstilt -5° - 30°	<input type="checkbox"/>	67824-8	
Medger 5° framåttiltning			
Observera att drivhjulet bör sitta i bakre position			
Utökad ryggfällning 90° - 135°	<input type="checkbox"/>	67705-8	
Observera att drivhjulet bör sitta i bakre position			
Låsbar ryggvinkel (ryggspärr)	<input type="checkbox"/>	62369	
Fast ryggvinkel	<input type="checkbox"/>	Önskas levererad med följande	
Reglage och gasfjäder för återmontage medföljer inte		vinkel (90° - 105° möjligt):	<input type="checkbox"/>

15. UTÖKAD ELLER MINSKAD RYGGBREDD

Infoblad 95945 Ryggbredd utökad/minskad

	sb38	sb42	sb46	sb50
Bredare ryggsystem +4 cm, inkl. bredare ryggdyna <input type="checkbox"/>	63298-8	64298-8	65298-8	På förfrågan
Bredare ryggsystem +8 cm, inkl. bredare ryggdyna <input type="checkbox"/>	64299-8	65299-8	På förfrågan	På förfrågan
<i>Medför vissa begränsningar vid höjdinställning av ryggstöd och djupinställning av armstöd.</i>				
Smalare ryggsystem -4 cm, inkl. smalare ryggdyna <input type="checkbox"/>	På förfrågan	62297-8	63297-8	64297-8

16. UTFÖRANDE FÖR HÅRT BELASTANDE BRUKARE

Infoblad 95946 Utförande för hårt belastande brukare

Fjädrande rygg <input type="checkbox"/>	
<i>Finns både till vinklinsbar rygg och fast ryggvinkel.</i>	

17. BROMSAR, SPECIALVARIANTER

Infoblad 95947 Bromsar, specialvarianter

Brukarbroms till HD Balance 16 <input type="checkbox"/>	67130-1
Brukarbromsar med förlängt handtag <input type="checkbox"/>	67115-5
<i>Passar HD Balance 24.</i>	

18. YTTERMÅTT










Infoblad 95938 Hjul, 95719 Måttabell

Länkhjulstapp smal <input type="checkbox"/>	69991-1
<i>Minskar totalbredd (i kombination med inflyttad drivring)</i>	
Inflyttad drivringsposition <input type="checkbox"/>	15499-8
<i>Minskar totalbredden, brukaren kan ej köra själv</i>	

TILLBEHÖR















19. HUVUDSTÖD / NACKSTÖD

Infoblad 95932 Huvudstöd / Nackstöd

	Grå Trevira	Svart Trevira	Dartex	
Huvudstöd Basic	<input type="checkbox"/> 69108-1	<input type="checkbox"/> 69108-3	<input type="checkbox"/> 69108-2	
Huvudstöd Side, sidoställbart	<input type="checkbox"/> 69101-1	<input type="checkbox"/> 69101-3	<input type="checkbox"/> 69101-2	
Huvudstöd Side+ <i>Med fästen för sidostöd Sidostöd beställs separat</i>	<input type="checkbox"/> 69104-1	<input type="checkbox"/> 69104-3	<input type="checkbox"/> 69104-2	
Sidostöd till huvudstöd, Vario <i>Ställbar vinkel</i>	<input type="checkbox"/> st 69182-1	<input type="checkbox"/> st 69182-3	<input type="checkbox"/> st 69182-2	
Sidostöd till huvudstöd, Fix <i>Fast vinkel.</i>	<input type="checkbox"/> st 69181-1	<input type="checkbox"/> st 69181-3	<input type="checkbox"/> st 69181-2	
Huvudstödsöverdrag <i>Svart Trevira</i>		<input type="checkbox"/> st 49911		
Nackstöd Side	<input type="checkbox"/> 69111-1	<input type="checkbox"/> 69111-3	<input type="checkbox"/> 69111-2	
Nackstöd Side+ <i>Med fästen för sidostöd Sidostöd beställs separat</i>	<input type="checkbox"/> 69114-1	<input type="checkbox"/> 69114-3	<input type="checkbox"/> 69114-2	
Sidostöd till nackstöd, Vario <i>Ställbar vinkel</i>	<input type="checkbox"/> st 69191-1	<input type="checkbox"/> st 69191-3	<input type="checkbox"/> st 69191-2	
Extra klädsel, Huvudstöd Basic	<input type="checkbox"/> st 49922	<input type="checkbox"/> st 49952	<input type="checkbox"/> st 49924	
Extra klädsel, Huvudstöd Side	<input type="checkbox"/> st 49921	<input type="checkbox"/> st 49951	<input type="checkbox"/> st 49923	
Extra klädsel, Nackstöd Side	<input type="checkbox"/> st 49926	<input type="checkbox"/> st 49953	<input type="checkbox"/> st 49927	
Extra Klädsel, Sidostöd <i>För Huvudstöd och Nackstöd</i>	<input type="checkbox"/> st 49931	<input type="checkbox"/> st 49941	<input type="checkbox"/> st 49932	
Specialvariant: Huvud-/Nackstödsrör förlängt +10cm	<input type="checkbox"/> 12780-1			

20. BÅLSTÖD & AXELSTÖD

Infoblad 95931 Bålstöd, 95954 Axelstöd

		Grå Trevira	Svart Trevira	Dartex			
Bålstöd Standard, smal position	<input type="checkbox"/>	st 69301-1	<input type="checkbox"/>	st 69301-3	<input type="checkbox"/>	st 69301-2	
Bålstöd Standard, bred position	<input type="checkbox"/>	st 69302-1	<input type="checkbox"/>	st 69302-3	<input type="checkbox"/>	st 69302-2	
Bålstöd Ställbart Kort	<input type="checkbox"/>	st 69311-1	<input type="checkbox"/>	st 69311-3	<input type="checkbox"/>	st 69311-2	
Bålstöd Ställbart Långt	<input type="checkbox"/>	st 69312-1	<input type="checkbox"/>	st 69312-3	<input type="checkbox"/>	st 69312-2	
Bålstöd Ställbart Mini			<input type="checkbox"/>	st 69332-3			
Bålstöd Standard, smal position, med Swing	vänster <input type="checkbox"/> höger <input type="checkbox"/>	st 69305-1 st 69306-1	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	st 69305-3 st 69306-3	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	st 69305-2 st 69306-2	
Bålstöd Standard, bred position, med Swing	vänster <input type="checkbox"/> höger <input type="checkbox"/>	st 69307-1 st 69308-1	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	st 69307-3 st 69308-3	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	st 69307-2 st 69308-2	
Bålstöd Ställbart Kort, smal position, med Swing	vänster <input type="checkbox"/> höger <input type="checkbox"/>	st 69315-1 st 69316-1	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	st 69315-3 st 69316-3	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	st 69315-2 st 69316-2	
Bålstöd Ställbart Kort, bred position, med Swing	vänster <input type="checkbox"/> höger <input type="checkbox"/>	st 69317-1 st 69318-1	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	st 69317-3 st 69318-3	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	st 69317-2 st 69318-2	
Bålstöd Ställbart Långt, smal position, med Swing	vänster <input type="checkbox"/> höger <input type="checkbox"/>	st 69325-1 st 69326-1	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	st 69325-3 st 69326-3	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	st 69325-2 st 69326-2	
Bålstöd Ställbart Långt, bred position, med Swing	vänster <input type="checkbox"/> höger <input type="checkbox"/>	st 69327-1 st 69328-1	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	st 69327-3 st 69328-3	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	st 69327-2 st 69328-2	
Bålstöd Ställbart Mini, smal position, med Swing			vänster <input type="checkbox"/> höger <input type="checkbox"/>	st 69323-1 st 69323-2			
Bålstödsfäste	<input type="checkbox"/>	st 69351-1					
Montering av bålstödsfäste	<input type="checkbox"/>	69351-8					
Axelstöd, Swing, komplett med fäste			vänster <input type="checkbox"/> höger <input type="checkbox"/>	69201-3 69202-3			
Montering av Axelstöd	<input type="checkbox"/>	69201-8					

21. BENDELARE

Infoblad 95948 *Bendelare*

Bendelare liten	<input type="checkbox"/>	69605-2	
Bendelare stor	<input type="checkbox"/>	69606-2	
Bendelare framflyttad liten	<input type="checkbox"/>	69615-2	
Bendelare framflyttad stor	<input type="checkbox"/>	69616-2	
Bendelarfäste	<input type="checkbox"/>	69620-1	
Montering av bendelarfäste	<input type="checkbox"/>	69620-8	

22. BORD

Infoblad 95930 *Bord*

Bord PC (rökfärgat)	<input type="checkbox"/>	sb38 69521	sb42 69531	sb46 69541	sb50 69551	
Bord PC (rökfärgat), med polstring	<input type="checkbox"/>	69522	69532	69542	69552	
Bord Trä (ek)	<input type="checkbox"/>	69525	69535	69545	69555	
Bord Trä (ek), med polstring	<input type="checkbox"/>	69526	69536	69546	69556	
Stödbord, polstrat	<input type="checkbox"/>	----- 69596 -----		----- 69598 -----		
Muggbord (ek)	vänster <input type="checkbox"/>	69581	höger <input type="checkbox"/>	69582		
Bordsfäste, par	<input type="checkbox"/>	69515-1				
Bordsfäste med låsning, par	<input type="checkbox"/>	69515-5				
Muggbordsfäste, med lås.	vänster <input type="checkbox"/>	69585-1	höger <input type="checkbox"/>	69585-2		
Montering av bordsfäste	<input type="checkbox"/>	69515-8				

23. POSITIONERINGSBÄLTEN & FÄSTEN

Infoblad 95906 Positioneringsbälte, 95949 Bältesfäste, 95959 Bröstselefäste

Positioneringsbälte 2 fästpunkter 13545
Beställ 1 sats fästen separat



Positioneringsbälte 4 fästpunkter 13546
Beställ 2 satser fästen separat



Bältesfäste, sats om 2 st sats 69710-1



Montering av bältesfäste 69710-8

Bröstselfäste för Flexirygg, par 69720-5
Inkl. fästen för nedre band



Bröstselfäste för Planrygg, par 69730-5
Inkl. fästen för nedre band



Montering av bröstselesfäste 69720-8 (Flexi)
69730-8 (Plan)

24. EKERSKYDD & HJULKÅPOR

Infoblad 95938 Hjul

Ekerskydd för drivhjul HD Balance 24, par 15471 (24"), 15472 (20")

Montering av ekerskydd 15475-8



Hjulkåpor för drivhjul HD Balance 16, par 15690

Montering av hjulskåpor 15690-8



25. ELFUNKTIONER

Infoblad 95951 Elfunktioner

Elektrisk sitsstilt och ryggfällning 69801
Endast i kombination med standard sitsstilt (0-20°)
och ryggfällning (90-120°)



Elektrisk sitsstilt 69802
Endast i kombination med standard sitsstilt (0-20°)

26. ÖVRIGA TILLBEHÖR

Utfyllnadskudde 1 cm, par <i>Minskar sitsbredden 1 cm per sida. Se Infoblad 95937.</i>	<input type="checkbox"/>	69680
Distans Sidostöd 1 cm, par <i>Minskar sitsbredden 1 cm per sida. Se Infoblad 95937.</i>	<input type="checkbox"/>	62458-1
Ryggkil <i>Skjuter fram ryggdynan på ena sida. Se Infoblad 95958.</i>	<input type="checkbox"/>	69698-1
Profilstopp <i>Hjälper till att montera huvud-/nack- och bålstöd i rätt position. Se Infoblad 95932.</i>	<input type="checkbox"/>	st 12799
Väskkrok <i>Se Infoblad 95957.</i>	<input type="checkbox"/>	st 13605
Montering av väskkrok	<input type="checkbox"/>	13605-8
Droppställning <i>Se Infoblad 95956 och Riskinformation 95707.</i>	<input type="checkbox"/>	69760
Droppställningsfäste	vänster <input type="checkbox"/>	69755-1
	höger <input type="checkbox"/>	69755-2
Montering av droppställningsfäste	<input type="checkbox"/>	69750-8
Syrgashållare 2 liter <i>Se Infoblad 95955 och Riskinformation 95707.</i>	<input type="checkbox"/>	56905
Montering av syrgashållare	<input type="checkbox"/>	56904-8



27. KOMMENTARER

