

Tappningskateter för män

En kateter för var och en

- Unikt hydrofilt ytskikt
- Uppfyller behovet direkt
- PVC-fri



SpeediCath®

Tappningskateter

Blåstömning med RIK-metoden

Blåstömning innebär svårighet att tömma urinblåsan fullständigt och kan bero på olika orsaker. För att undvika de problem som det kan medföra, kan blåsan tömmas med tappningskateter enligt RIK-metoden (Ren Intermittent Kateterisering).

SpeediCath tappningskateter ligger i vätska - färdig för att användas direkt. Katetern har ett unikt hydrofilt ytskikt och en jämn övergång till polerade kateterögon. Det ger perfekt fuktighet och en skonsam kateterisering som inte skadar urinröret. SpeediCath är PVC- och ftalatfri.

SpeediCath Standard

Standard är den hydrofila katetern som var först med att vara förpackad i vätska och därmed kan användas direkt. Förpackningen öppnas enkelt av personer med nedsatt handfunktion, vilken även kan öppnas i båda ändar och användas som handtag för att hygieniskt föra in katetern i urinröret. Klisteretikett säkerställer att katetern hänger på plats under förberedelsen. Finns med Nelaton- och Tiemannspets. Katetern kan vid behov förvaras ihoprullad upp till 3 timmar.



SpeediCath Standard	Ch (storlek)	Förp (styck)	Längd (cm)	Coloplast art nr
Nelaton för pojkar/ungdom	● 08	30	30	286080
	● 10	30	30	286100
	○ 12	30	30	286120
Nelaton för män	● 08	30	40	284080
	● 10	30	40	284100
	○ 12	30	40	284120
	● 14	30	40	284140
	● 16	30	40	284160
	● 18	30	40	284180
Tiemann för män	● 10	30	40	284900
	○ 12	30	40	284920
	● 14	30	40	284940
	● 16	30	40	284960
SpeediCath Control	Ch (storlek)	Förp (styck)	Längd (cm)	Coloplast art nr
Nelaton för män	○ 12	30	40	282120

SpeediCath Control

En tappningskateter med samma egenskaper som SpeediCath Standard, men med en styvare del vid konan som gör det möjligt för användaren att ha större kontroll vid införandet.

SpeediCath Compact

Med sin unika design är SpeediCath Compact diskret, säker och enkel att hantera och bidrar till högre livskvalité vid intermitterande kateterisering¹. Det integrerade handtaget ger en hygienisk kateterisering.

SpeediCath Compact Set

Den enda helhetslösningen med kompakt kateter och integrerad steril påse med intuitiv och diskret design. Enkel att använda för personer som inte kan kateterisera direkt i toaletten. Vid införandet behöver inte ytskiktet vidröras. Mindre att förvara, ta med och förbereda. Användaren upplever högre livskvalité vid intermitterande kateterisering¹. Urinpåsen rymmer 750 ml.



SpeediCath Compact Male	Ch (storlek)	Förp (styck)	Längd (cm)	Coloplast art nr
Nelaton för män	○ 12/18**	30	33	286920
SpeediCath Compact Set	Ch (storlek)	Förp (styck)	Längd (cm)	Coloplast art nr
Nelaton för män 750 ml	○ 12/18**	20	30*	284221

* Kateterlängd exkl handtagsdel.
** En flexibel del i Ch12 och en stadigare del i Ch18.
1. Chartier-Kastler E et al. J Urol. 2013 Sep;190(3):942-7

Miljöfakta

Förpackning: Allt material är återvinningsbart, sortera och lämna på närmaste återvinningsstation. Vi är anslutna till FTI, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen.
Produkt: Vi rekommenderar att produkten går till sopförbränning med energitvinnning.



0543