

## Tappningskatetrar

A collection of SpeediCath Compact catheter products, including various sizes and styles (e.g., Compact, Compact Plus, Compact Neo, Compact Neo Plus, Compact Neo Plus with a balloon), arranged on a white background.



Vi kommer aldrig att förstå  
användarnas behov helt, men  
vi kommer aldrig sluta försöka



# SpeediCath® - *en kateter för var och en*

## För män

- a SpeediCath Flex  
Den enda katetern med skyddshölje och flexibel tipp
- b SpeediCath Compact  
Den mest kompakta katetern
- c SpeediCath Compact Set  
Den enda kompakta katetern med integrerad påse
- d SpeediCath Standard  
Den bevisat pålitliga standardkatetern
- e SpeediCath Control  
Den bevisat pålitliga standardkatetern med extra kontroll



## För kvinnor

- f SpeediCath Compact Eve  
Den mest diskreta katetern
- g SpeediCath Compact  
Den mest kompakta katetern
- h SpeediCath Compact Set  
Den enda kompakta katetern med integrerad påse
- i SpeediCath Standard  
Den bevisat pålitliga standardkatetern







Vi uppfann inte katetern, men vi  
uppfinner den ständigt på nytt



# Det finns många anledningar till att SpeediCath® är *den mest använda* katetern i Europa<sup>1</sup>

SpeediCath tappningskatetrar har en sak gemensamt - de är designade utifrån användarnas behov. Vårt engagemang för deras behov har gjort SpeediCath till Europas katetervarumärke nummer ett<sup>1</sup>.

## Vårt engagemang för användarnas behov

Inga kateteranvändare har exakt samma behov. Faktorer som handfunktion, rörlighet, oro för hygien och diskretion kan påverka när i tiden patienten accepterar sitt behov och till vilken grad användaren följer sin ordination. Genom att tillhandahålla olika produkter vill vi möta olika behov för att ge användarna de bästa förutsättningarna att acceptera ren intermittent kateterisering (RIK) och följa sin ordination.

## Vårt engagemang för följsamhet

På Coloplast vet vi att när en användare är nöjd med sin produkt och den passar i dennes vardag, ökar sannolikheten att han eller hon följer sin ordination<sup>1</sup>. När vi pratar om design, menar vi därför inte bara hur något ser ut, utan mer hur produkten fungerar. För oss återspeglas god design i användarens problemfria upplevelse med en av våra katetrar. Om en produkt är enkel att använda, blir användaren snabbt trygg med hur den ska användas och litar på att den fungerar optimalt. Det är vårt mål med varje SpeediCath kateter.



Första katetern  
i vätska



Första kompakta  
katetrarna



Första kompakta  
katetern med påse



Första katetern med flexibel  
tipp och skyddshölje







# En kateter är bara en kateter, *om det inte är en SpeediCath®*

## Vårt engagemang för kvalité och säkerhet

Kvalitativa och säkra produkter garanteras av vårt engagemang och bevisas genom unika resultat i flera kliniska studier. Exempelvis visar resultaten att 78% av användarna föredrar SpeediCath framför traditionella hydrofila katetrar och 88% tycker att de är mycket praktiska. 76% anser även att kateteriseringen utförs snabbare med SpeediCath.<sup>2-7</sup> Dessutom är det bevisat att livskvalitén förbättras med 28% vid användning av SpeediCath i samband med ren intermitterent kateterisering<sup>3</sup>.

SpeediCath ligger i steril vätska och är klara att använda direkt. SpeediCath har ett unikt och jämnt hydrofilt ytskikt inklusive de polerade kateterögonen. Det ger perfekt fuktighet under hela kateteriseringen och säkerställer en skonsam kateterisering som inte skadar urinröret<sup>8-10</sup>.

## Vårt engagemang för miljö

SpeediCath var den första PVC-fria katetern. Alla SpeediCath katetrar är dessutom fria från ftalater för att säkra patienternas hälsa och begränsa påverkan på miljön.




Polerade kateterögon på SpeediCath



Hydrofil yta på SpeediCath



Traditionella kateterögon



Traditionell hydrofil yta



SpeediCath<sup>®</sup> för män



# SpeediCath Flex - *den enda katetern med skyddshölje och flexibel tipp*

SpeediCath Flex är utformad för att det ska vara enkelt att lära sig ren intermittant kateterisering, för att hjälpa män att få en bra start. SpeediCath Flex har flera funktioner som gör varje steg i kateteriseringen enkel, från början till slut.

## Fördelarna med SpeediCath Flex

- Flexibel tipp ger enkel och skonsam navigering
- Skyddshöljet gör katetern greppvänlig och enkel att föra in kontrollerat och stegvis
- Det slutna systemet skyddar katetern och ger en hygienisk kateterisering
- Återförslutningsbar kateter och förpackning för praktisk och hygienisk kassering
- Tillgänglig i fickformat och standardformat med neutralt icke-medicinskt utseende



# SpeediCath Compact - *den mest kompakta katetern*

Den revolutionerande och prisbelönta designen har visat sig förbättra förmågan att följa sin ordination<sup>11</sup>. Den erbjuder diskretion utan att kompromissa med funktion, säkerhet eller hygien. Tack vare den patent-erade teleskopfunktionen, är katetern enkel att navigera och kontrollera under införandet.

## Fördelarna med SpeediCath Compact

- Förbättrar förmågan att vara följsam<sup>11</sup>
- Förbättrar livskvalitén vid intermittant kateterisering<sup>3</sup>
- Behöver inte vidröra ytskiktet under kateteriseringen<sup>7,8,12</sup>
- Återförslutningsbar för hygienisk och diskret kassering



# SpeediCath Compact Set - *den enda kompakta katetern med integrerad påse*

Den enkla, intuitiva och prisbelönta designen sätter standarden och ger män flexibilitet och frihet att själva välja när det passar att kateterisera. Den kompakta och diskreta designen sätter standarden inom helhetslösningar.

## Fördelarna med SpeediCath Compact Set

- Den enda kompakta katetern med integrerad steril påse
- Förbättrar livskvaliteten vid intermitterant kateterisering<sup>3</sup>
- Behöver inte vidröra ytskiktet under kateteriseringen<sup>7,8,12</sup>
- Återförslutningsbar för hygienisk och diskret kassering



reddot design award  
winner 2013





# SpeediCath Standard - *den bevisat pålitliga standardkatetern*

SpeediCath Standard var den första hydrofila katetern som kunde användas direkt och har satt standarden sedan lanseringen år 2000. Den är det bevisat pålitliga valet.

## Fördelarna med SpeediCath Standard

- Öppnas enkelt genom att dra i öppningsringen
- Klisteretikett säkerställer att katetern hänger på plats under förberedelsen
- Finns med Nelaton och Tiemann tipp
- Finns i storlekar som passar män och pojkar



# SpeediCath Control - *för den som vill ha extra kontroll*

SpeediCath Control är den bevisat pålitliga katetern som har en styvare del vid konan som gör det möjligt för användaren att ha större kontroll vid införandet.

## Fördelarna med SpeediCath Control

- Enkel att kontrollera och föra in
- Öppnas enkelt genom att dra i öppningsringen
- Klisteretikett säkerställer att katetern hänger på plats under förberedelsen



SpeediCath® för kvinnor





# SpeediCath Compact Eve - *den mest diskreta katetern*

Genom att ha lyssnat på kvinnors behov, lyfter SpeediCath Compact Eve de kvinnliga katetrarna till en högre nivå. SpeediCath Compact Eve kombinerar funktion med estetisk design som har en positiv påverkan på acceptansen av intermittent kateterisering.

## Fördelarna med SpeediCath Compact Eve

- Ökar acceptansen av intermittent kateterisering<sup>13</sup>
- Förbättrar livskvalitén vid intermittent kateterisering<sup>3</sup>
- Öppnas enkelt i ett steg samt återförslutningsbar
- Trekantig form ger enkel hantering och bra grepp
- Förblir steril vid anslutning av urinpåse
- Finns i storlekar som passar kvinnor och flickor



# SpeediCath Compact - *den mest kompakta katetern*

SpeediCath Compact är inte större än ett läppstift och var en revolution inom kateterdesign när den lanserades 2004. Den är fortfarande en av de mest populära katetrarna och fortsätter att sätta standarden.

## Fördelarna med SpeediCath Compact

- Förbättrar livskvalitén vid intermittent kateterisering<sup>3</sup>
- Kompakt och diskret design
- Finns i två längder och storlekar som passar kvinnor och flickor



# SpeediCath Compact Set - *den enda kompakta katetern med integrerad påse*

Den enkla, intuitiva och prisbelönta designen sätter standarden och ger kvinnor flexibilitet och frihet att själva välja när det passar att kateterisera. Den kompakta och diskreta designen sätter standarden inom helhetslösningar.

## Fördelarna med SpeediCath Compact Set

- Den enda kompakta katetern med integrerad steril påse
- Förbättrar livskvaliteten vid intermitterant kateterisering<sup>3</sup>
- Återförslutningsbar för hygienisk och diskret kassering
- Finns i storlekar som passar kvinnor och flickor



reddot design award  
winner 2013



# SpeediCath Standard - *den bevisat pålitliga standardkatetern*

SpeediCath Standard var den första hydrofila katetern som kunde användas direkt och har satt standarden sedan lanseringen år 2000. Den är det bevisat pålitliga valet.

## Fördelarna med SpeediCath Standard

- Öppnas enkelt genom att dra i öppningsringen
- Klisteretikett säkerställer att katetern hänger på plats under förberedelsen
- Finns i storlekar som passar kvinnor och flickor





# Produktöversikt SpeediCath®

| SpeediCath sortiment<br>Män, pojkar/ungdom | Ch<br>storlek | Längd<br>cm | Förp<br>styck | Coloplast<br>art nr |
|--------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|---------------------|
| SpeediCath Flex                            | 10            | 44          | 30            | 289100              |
| Olivtipp för män                           | 12            | 44          | 30            | 289120              |
| Fickformat                                 | 14            | 44          | 30            | 289140              |
| SpeediCath Flex                            | 10            | 44          | 30            | 289200              |
| Olivtipp för män                           | 12            | 44          | 30            | 289220              |
| Standardformat                             | 14            | 44          | 30            | 289240              |
|                                            | 16            | 44          | 30            | 289160              |
| SpeediCath Compact                         | **12/18       | 33          | 30            | 286920              |
| Nelatontipp för män                        |               |             |               |                     |
| SpeediCath Compact Set                     | **12/18       | 30          | 20            | 284221              |
| Nelatontipp för män, 750 ml påse           |               |             |               |                     |
| SpeediCath Standard                        | 08            | 30          | 30            | 286080              |
| Nelatontipp för pojkar/ungdom              | 10            | 30          | 30            | 286100              |
|                                            | 12            | 30          | 30            | 286120              |
| SpeediCath Standard                        | 08            | 40          | 30            | 284080              |
| Nelatontipp för män                        | 10            | 40          | 30            | 284100              |
|                                            | 12            | 40          | 30            | 284120              |
|                                            | 14            | 40          | 30            | 284140              |
|                                            | 16            | 40          | 30            | 284160              |
|                                            | 18            | 40          | 30            | 284180              |
| SpeediCath Standard                        | 10            | 40          | 30            | 284900              |
| Tiemantipp för män                         | 12            | 40          | 30            | 284920              |
|                                            | 14            | 40          | 30            | 284940              |
|                                            | 16            | 40          | 30            | 284960              |
| SpeediCath Control                         | 12            | 40          | 30            | 282120              |
| Nelatontipp för män                        |               |             |               |                     |

\*\* En flexibel del i ch12 och en stadigare del i ch18.

| SpeediCath sortiment<br>Kvinnor, flickor/ungdom | Ch<br>storlek | Längd<br>cm | Förp<br>styck | Coloplast<br>art nr |
|-------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|---------------------|
| SpeediCath Compact Eve                          | 10            | *9          | 30            | 281100              |
| Nelatontipp för kvinnor, flickor/ungdom         | 12            | *9          | 30            | 281120              |
|                                                 | 14            | *9          | 30            | 281140              |
| SpeediCath Compact                              | 06            | *7          | 30            | 285760              |
| Nelatontipp för kvinnor, flickor/ungdom         | 08            | *7          | 30            | 285780              |
|                                                 | 10            | *7          | 30            | 285800              |
|                                                 | 12            | *7          | 30            | 285820              |
|                                                 | 14            | *7          | 30            | 285840              |
| SpeediCath Compact Plus                         | 10            | *9          | 30            | 288100              |
| Nelatontipp för kvinnor, flickor/ungdom         | 12            | *9          | 30            | 288120              |
|                                                 | 14            | *9          | 30            | 288140              |
| SpeediCath Compact Set                          | 10            | *9          | 20            | 285201              |
| Nelatontipp för kvinnor, flickor/ungdom         | 12            | *9          | 20            | 285221              |
| 750 ml urinpåse                                 | 14            | *9          | 20            | 285241              |
| SpeediCath Standard                             | 06            | 20          | 30            | 285060              |
| Nelatontipp för kvinnor, flickor/ungdom         | 08            | 30          | 30            | 285080              |
|                                                 | 10            | 30          | 30            | 285100              |
|                                                 | 12            | 30          | 30            | 285120              |
|                                                 | 14            | 40          | 30            | 285140              |
|                                                 | 16            | 40          | 30            | 285160              |

\* Kateterlängd (exkl. handtagsdel).

## Referenser

- Coloplast sales data, GERS, IMS, Assobiomedica, Nefemed, PCA, 2015/2016
- Pascoe G et al. Br J Nurs 2001;10:325-329
- Chartier-Kastler E et al. J Urol. 2013 Sep;190(3):942-7
- Chartier-Kastler E. Spinal Cord 2011, 49(7), 844-850
- Domurath B et al. Spinal Cord 2011, 49(7), 817-821
- Bagi P et al. Urol Int 2011; 86:179-184

- Biering-Sørensen F et al. Scand J Urol Nephrol 2007;41(4):341-345
- Cardenas DD et al. PM&R Vol. 3 408-417, May 2011
- De Ridder DJ et al. Eur Urol 2005; 48:991-995
- Chartier-Kastler E. and Denys P. DOI 10.1002/nau.20929
- SCCM Evaluation (n=482), November 2016, Data on file
- Stensballe J et al. Eur Urol 2005;48:978-983
- SCCE Evaluation (n=161), September 2015, Data on file

Coloplast utvecklar produkter och service som gör livet enklare för människor med ett hälsotillstånd som är mycket personligt. Genom ett nära samarbete med användarna, utvecklar vi produktlösningar som motsvarar kundernas speciella behov. Vi kallar det intim sjukvård.

Våra innovativa produkter underlättar vardagen och ökar livskvalitén för män, kvinnor och barn med blåstömningsproblem och urininkontinens.

Miljöfakta: Allt förpackningsmaterial är återvinningsbart. Sortera och lämna det på närmaste återvinningsstation. Vi är anslutna till Förpacknings- och Tidningsinsamlingen/FTI. Vi rekommenderar att produkter går till söpförbränning med energiutvinning.



Följ oss på LinkedIn



Följ oss på facebook

Ostomy Care / Continence Care / Wound & Skin Care / Urology Care

Coloplast AB, kundservice 0300-332 99, [www.coloplast.se](http://www.coloplast.se), [mail@coloplast.com](mailto:mail@coloplast.com). Coloplast logo är ett registrerat varumärke ägt av Coloplast A/S. © 2017-03. Alla rättigheter tillhör Coloplast A/S, 3050 Humlebaek, Danmark. SP2046

