

# Produktguide

Blåstömningsproblem, inkontinens och förstoppning



# Innehåll

## Hydrofila tappningskatetrar

- 4 SpeediCath Flex
- 5 SpeediCath Compact Male
- 6 SpeediCath Compact Eve
- 7 SpeediCath Compact Female
- 7 SpeediBag Compact
- 8 SpeediCath Compact Set
- 8 SpeediCath Standard
- 9 SpeediCath Control
- 10 EasiCath
- 11 Tillbehör tappningskatetrar

## Urindroppssamlare (uridom)

- 12 Conveen Optima
- 13 Conveen Security+
- 14 Conveen
- 15 Tillbehör urindroppssamlare

## Urinuppsamlingspåsar

- 16 Conveen Security+
- 17 Conveen Active
- 18 Conveen Standard
- 18 Conveen Contour
- 19 Tillbehör urinuppsamlingspåsar

## Vattenlavemang och analpropp

- 20 Peristeen vattenlavemang
- 21 Peristeen analpropp

# Vi gör livet enklare för människor med intima sjukvårdsbehov

Coloplast utvecklar produkter och service som gör livet enklare för människor med ett hälsotillstånd som är mycket personligt. Genom ett nära samarbete med användarna, utvecklar vi produktlösningar som motsvarar kundernas speciella behov. Vi kallar det intim sjukvård. Våra innovativa produkter underlättar vardagen och ökar livskvaliteten för män, kvinnor och barn med blåstömningsproblem, urininkontinens, förstoppning och avföringsinkontinens.

Har du frågor eller vill beställa prover, är du välkommen att kontakta vår kundservice: **0300-332 99, [www.coloplast.se](http://www.coloplast.se), [mail@coloplast.com](mailto:mail@coloplast.com)**

## Kontakta gärna din lokala produktspecialist



**Ulrika Ahlcrona**  
Skåne, Halland,  
Blekinge  
0705-51 40 09  
[seua@coloplast.com](mailto:seua@coloplast.com)



**Marit Ringkvist**  
Dalarna, Västmanland, Örebro  
Uppland, Södermanland  
0705-46 10 14  
[semr@coloplast.com](mailto:semr@coloplast.com)



**Jonas Burman**  
Stockholm, Gotland  
0702-93 37 71  
[sejobu@coloplast.com](mailto:sejobu@coloplast.com)



**Catharina Häll-Henriksson**  
Västra Götaland, Värmland  
0703-95 41 90  
[sechh@coloplast.com](mailto:sechh@coloplast.com)



**Cecilia Edri**  
Kalmar, Östergötland  
Jönköping, Kronoberg  
0705-51 64 85  
[sece@coloplast.com](mailto:sece@coloplast.com)



**Åsa Träthaug**  
Gävleborg, Västernorrland,  
Jämtland, Västerbotten, Norrbotten  
0705-36 76 48  
[seat@coloplast.com](mailto:seat@coloplast.com)



**Ulrika Nilsson**  
Peristeen Vattenlavemang  
Sverige  
0729-69 66 35  
[seulni@coloplast.com](mailto:seulni@coloplast.com)

## SpeediCath® Flex

SpeediCath Flex ligger i vätska och är klar att använda direkt. Skyddshöljet som omsluter katetern gör katetern greppvänlig och enkel att föra in kontrollerat och stegvis.

Den mjuka olivformade tippen centrerar katetern i urinröret för enkelt införande. Tillsammans med den flexibla delen och den smidiga katetern med sitt jämna hydrofila ytskikt och jämna övergång till kateterögonen, blir navigeringen genom urinrörets böjda form varsam och säker. Förpackningen är enkel att öppna och har ett neutralt icke-medicinskt utseende. Kateter och förpackning kan återförslutas efter användning för praktisk och hygienisk kassering.

PVC-  
&  
ftalatfri



SpeediCath Flex	Ch storlek	Längd cm	Förp styck	Coloplast art nr
Olivtipp för män Fickformat	● 10	44	30	289100
	○ 12	44	30	289120
	● 14	44	30	289140
Olivtipp för män Standardformat	● 10	44	30	289200
	○ 12	44	30	289220
	● 14	44	30	289240
	● 16	44	30	289160

## SpeediCath® Compact Male

SpeediCath Compact för män är en diskret, kompakt och hydrofil tappningskateter med en unik teleskopfunktion. Katetern är förpackad i vätska och kan användas direkt. Designen gör den enkel att förvara, ta med, använda och slänga. Vid behov behöver ytskiktet inte vidröras under utförandet, utan katetern kan enkelt föras in i ett enda svep. Det jämna hydrofila ytskiktet har en jämn övergång till de polerade kateterögonen som ger perfekt fuktighet och minimal friktion mot urinrörets slemhinna.

PVC-  
&  
ftalatfri



SpeediCath Compact	Ch storlek	Längd cm	Förp styck	Coloplast art nr
Nelaton för män	○ 12/18**	33	30	286920

\*\* En flexibel del i Ch 12 och en stadigare del i Ch 18.



JANUS 2010  
DE LA SANTE

## SpeediCath® Compact Eve®

Funktionen och den estetiska designen hos SpeediCath Compact Eve lyfter kvinnliga katetrar till en högre nivå där kvinnors behov av diskretion, säkerhet och enkelhet uppfylls. Det jämna hydrofila ytskiktet har en jämn övergång till de polerade kateterögonen som ger perfekt fuktighet och en skonsam kateterisering som inte skadar urinrörets slemhinna. Katetern öppnas enkelt och snabbt genom att vrida handtaget och sedan dra rakt upp. Den trekantiga formen ger ett bra grepp om katetern vid öppning liksom användning. Vid behov kan en urinpåse enkelt och säkert kopplas till en inbyggd konnektor. Efter användning kan katetern återförslutas och kasseras direkt eller vid senare tillfälle.

PVC-  
&  
ftalatfri

SpeediCath Compact Eve	Ch storlek	Längd cm	Förp styck	Coloplast art nr
Nelaton för kvinnor/flickor	● 10	9*	30	281100
	○ 12	9*	30	281120
	● 14	9*	30	281140

\* Kateterlängd exkl handtagsdel



## SpeediCath® Compact Female

SpeediCath Compact för kvinnor är förpackad i vätska och kan därför användas direkt. Det är en diskret, kompakt och hydrofil tappningskateter som finns i två längder. Designen bidrar till en enkel och hygienisk kateterisering. Det hydrofila jämna ytskiktet har en jämn övergång till de polerade kateterögonen, som ger en skonsam kateterisering.

PVC-  
&  
ftalatfri



SpeediCath Compact	Ch storlek	Längd cm	Förp styck	Coloplast art nr
Nelaton för kvinnor/flickor	● 06	7*	30	285760
	● 08	7*	30	285780
	● 10	7*	30	285800
	○ 12	7*	30	285820
Plus Nelaton för kvinnor/flickor	● 14	7*	30	285840
	● 10	9*	30	288100
	○ 12	9*	30	288120
Konnektor	● 14	9*	30	288140
			30	285900

\* Kateterlängd exkl handtagsdel



## SpeediBag®

SpeediBag Compact urinuppsamlingspåse används tillsammans med SpeediCath Compact tappningskateter för kvinnor. Efter tappning för man enkelt in katetern i urinpåsen, knyter ihop handtagen och tömmer påsen eller tar den med för tömning och kassering senare.

SpeediBag	Volym ml	Förp styck	Coloplast art nr
Kvinnor/flickor	700	30	285920



## SpeediCath® Compact Set

SpeediCath Compact Set är en kompakt och hydrofil tappningskateter med integrerad steril påse. Katetern ligger i vätska, färdig att använda direkt. Ytskiktet är hydrofilt och jämnt och har en jämn övergång till de polerade kateterögonen. Det ger en perfekt fuktig, säker och skonsam kateterisering. En unik teleskopfunktion ger även det manliga setet en kompakt form. Den enkla och intuitiva designen ger män och kvinnor flexibilitet och frihet att själva välja när det passar att kateterisera. Vid kateterisering behöver man inte vidröra ytskiktet. Katetern är enkel att förvara, ta med och slänga.

PVC-  
&  
ftalatfri



reddot design award  
winner 2013

SpeediCath Compact Set	Ch storlek	Längd cm	Volym ml	Förp styck	Coloplast art nr
Nelaton för kvinnor/flickor	● 10	9*	750	20	285201
	○ 12	9*	750	20	285221
	● 14	9*	750	20	285241
Nelaton för män	○ 12/18**	30*	750	20	284221

\* Kateterlängd exkl handtagsdel. \*\* En flexibel del i Ch12 och en stadigare del i Ch18.



## SpeediCath® Standard

SpeediCath Standard var den första hydrofila katetern som kunde användas direkt. Katetern öppnas enkelt genom att dra i öppningsringen och med hjälp av en klisteretikett hänger katetern på plats under förberedelsen.

Med SpeediCath Standard blir kateteriseringen enkel, snabb och hygienisk. Ytskiktet är hydrofilt och jämnt och har en jämn övergång till de polerade kateterögonen, som ger perfekt fuktighet och minimal friktion mot urinrörets slemhinna. Den finns i flera olika storlekar för kvinnor, män och barn.

PVC-  
&  
ftalatfri

SpeediCath Control har en styvare del vid konan som gör det möjligt för användaren att ha större kontroll vid införandet.

SpeediCath Standard	Ch storlek	Längd cm	Förp styck	Coloplast art nr
Nelaton för kvinnor/flickor	● 06	20	30	285060
	● 08	20	30	285080
	● 10	20	30	285100
	○ 12	20	30	285120
	● 14	20	30	285140
	● 16	20	30	285160
Nelaton för pojkar/ungdom	● 08	30	30	286080
	● 10	30	30	286100
	○ 12	30	30	286120
Nelaton för män	● 08	40	30	284080
	● 10	40	30	284100
	○ 12	40	30	284120
	● 14	40	30	284140
	● 16	40	30	284160
	● 18	40	30	284180
Tiemann för män	● 10	40	30	284900
	○ 12	40	30	284920
	● 14	40	30	284940
	● 16	40	30	284960
SpeediCath Control	Ch storlek	Längd cm	Förp styck	Coloplast art nr
Nelaton för män förstärkt del vid kona	○ 12	40	30	282120



## EasiCath®

EasiCath är en hydrofil tappningskateter. Den ligger i en steril förpackning som är lätt att öppna. Kateterförpackningen fylls med vanligt vatten och efter 30 sek har katetern fått en hal yta. Klisteretikett säkerställer att förpackningen hänger på plats under förberedelsen.



EasiCath	Ch storlek	Längd cm	Förp styck	Coloplast art nr
Nelaton för kvinnor/flickor	● 08	20	30	053685
	● 10	20	30	053705
	○ 12	20	30	053725
	● 14	20	30	053745
	● 16	20	30	053765
Nelaton för pojkar/ungdom	● 08	30	30	050885
	● 10	30	30	050905
Nelaton för män	● 08	40	30	053485
	● 10	40	30	053505
	○ 12	40	30	053525
	● 14	40	30	053545
	● 16	40	30	053565
	● 18	40	30	053585
	● 20	40	30	053605
● 22	40	30	053625	
Tiemann för män	● 10	40	30	053805
	○ 12	40	30	053825
	● 14	40	30	053845
	● 16	40	30	053865
	● 18	40	30	053885
Luerlock Nelaton för kvinnor/flickor	● 08	20	30	052685
	● 10	20	30	052705
	○ 12	20	30	052725
	● 14	20	30	052745
Luerlock Nelaton för män	● 08	40	30	052885
	● 10	40	30	052905
	○ 12	40	30	052925
	● 14	40	30	052945
	● 16	40	30	052965
Dilatation Nelaton	● 16	40	30	283165
	● 18	40	30	283185

## Tillbehör tappningskatetrar

Handtaget underlättar införandet av tappningskateter för personer med nedsatt handfunktion.



PVC-  
&  
ftalatfria

Spegeln gör det enklare för kvinnor att hitta urinröret vid självkateterisering.



Galgen hjälper till att hålla isär byxorna, för att undvika att de är i vägen vid kateterisering.



Conveen	Förp styck	Coloplast art nr
Handtag	1	289961
Spegel	1	289991
Galge	1	289981

## Conveen® Optima

Conveen Optima är en självhäftande urindroppssamlare i silikon. Den är skonsam mot huden och sitter säkert på plats. Med dubbelstrippen blir utrullningen över penis jämn och enkel. Conveen Optima är knickfri, för att säkerställa att urinen rinner fritt i alla lägen, även om urindroppssamlaren böjs. Conveen Optima är förpackad i en liten och smart förpackning, som är enkel att ta med sig.



Conveen Optima	Omkrets mm	Diameter mm	Längd mm	Förp styck	Coloplast art nr
Självhäftande Standard	● 80	25	85	30	220250
	● 85	28	85	30	220280
	● 90	30	85	30	220300
	● 105	35	85	30	220350
	● 125	40	85	30	220400
Självhäftande Kort	● 70	21	55	30	221210
	● 80	25	55	30	221250
	● 90	30	55	30	221300
	● 105	35	55	30	221350



## Conveen® Security+

Conveen Security+ urindroppssamlare finns både som självhäftande med applikator och med bipackad häftremsa. Eftersom urindroppssamlaren är knickfri, rinner urinen fritt även om den böjs. Den sitter säkert på plats efter att enkelt ha rullats ut.

PVC-,  
ftalat- &  
latexfri



Conveen Security+	Omkrets mm	Diameter mm	Längd mm	Förp styck	Coloplast art nr
Självhäftande Standard med applikator	● 70	21	82	30	052210
	● 80	25	82	30	052250
	● 90	30	82	30	052300
	● 105	35	82	30	052350
	● 125	40	82	30	052400
Självhäftande Kort med applikator	● 70	21	50	30	220110
	● 80	25	50	30	220120
	● 90	30	50	30	220130
	● 105	35	50	30	220140
Häftremsa (kombipack)	● 70	21	82	30	050210
	● 80	25	82	30	050250
	● 90	30	82	30	050300
	● 105	35	82	30	050350
	● 125	40	82	30	050400

## Conveen®

Conveen urindroppssamlare i latex är enkel att rulla ut och sitter sedan säkert på plats. Urinen rinner fritt, även om urindroppssamlaren böjs.

Conveen	Omkrets mm	Diameter mm	Längd mm	Förp styck	Coloplast art nr
Självhäftande med applikator	● 70	20	105	90	052120
	● 80	25	105	90	052000
	● 90	30	105	90	052050
	● 105	35	105	90	052100
	● 125	40	105	90	052150
Häftremsa (kombipack)	● 70	20	105	30	051200
	● 80	25	105	30	051250
	● 90	30	105	30	051300
	● 105	35	105	30	051350
	● 125	40	105	30	051400




## Tillbehör urindroppssamlare

Conveen	Längd mm	Förp styck	Coloplast art nr
Häftremsa dubbelhäftande	113x16	20	051001
Mätsticka		1	2300

### Mätsticka

Det är viktigt att ha rätt storlek på urindroppssamlaren. Storleken mäts vid penisroten i avslappnat tillstånd. Exempelvis kan Conveen mätsticka användas, som beställs kostnadsfritt från Coloplast kundservice. Storleken representeras av en färg i tabellerna och på mätstickan.



## Conveen® Security+

Conveen Security+ är tömbar och finns som ben- och sängpåse. Framsidan är transparent och volymgraderad\*. Med slangens unika räfflade konstruktion förhindras stopp i slangen. Urinen rinner alltså fritt även om slangen böjs kraftigt. Conveen urinpåsar är försedda med backventil. Konnektorn passar marknadens förekommande urindropsamlare och katetrar.

PVC-  
&  
ftalatfri

Benpåsens unika tömningsklämma är lätt att hantera även med nedsatt handfunktion. Dess slang finns i olika längder, med fast konnektor eller som avklippbar med lös konnektor. Benpåsens baksida har ett mjukt och hudvänligt non-woven material.

Sängpåsen har ett tvåstegsutlopp som ger bra kontroll vid tömning och kan öppnas med en hand. Slangen är avklippbar och ligger löst i förpackningen och har fast konnektor.



Conveen Security+	Avklippbar slang	Fast konnektor	Volym ml	Slanglängd cm	Förp styck	Coloplast art nr
Benpåse	ja	nej	350	30	30	051640
	nej	ja	350	30	30	051641
	nej	ja	500	6	30	210220
	ja	nej	500	30	30	051600
	nej	ja	500	30	30	051601
	ja	nej	500	50	30	051610
	nej	ja	500	50	30	051611
	ja	nej	750	30	30	051660
	nej	ja	750	30	30	051661
	ja	nej	750	50	30	051670
nej	ja	750	50	30	051671	
Sängpåse	ja	ja	2000	140	10	213460

\* gäller ej 350 ml påsen



## Conveen® Active

Conveen Active är en tömbar urinuppsamlingspåse för män med lätt till måttlig urininkontinens. Det mjuka och elastiska fixeringsbandet är integrerat med slang och påsen. Påsen kopplas ihop med en urindroppssamlare och placeras på insidan av låret. Det ger en diskret känsla eftersom påsen behåller sitt platta och diskreta utseende på utsidan av låret.

PVC-  
&  
ftalatfri

Conveen Active	Avklippbar slang	Fast konnektor	Volym ml	Slanglängd cm	Förp styck	Coloplast art nr
Benpåse	ja	ja	250	7	10	255010



## Conveen® Standard

Conveen Standard är en tömbar urinuppsamlingspåse med en volym på 1500 ml. Den används vid behov av större volymkapacitet som antingen ben- eller sängpåse. Baksidan har ett mjukt, hudvänligt non-woven material.

Ftalatfri



Conveen Standard	Avklippbar slang	Fast konnektor	Volym ml	Slanglängd cm	Förp styck	Coloplast art nr
Ben- eller sängpåse	ja	nej	1500	90	10	050620

## Conveen® Contour

Conveen Contour flerkammarpåse är en diskret och tömbar urinpåse. Kamrar gör att urinpåsen formar sig efter benet och reducerar eventuellt skvalp. Baksidan är försedd med ett mjukt och hudvänligt non-woven material.




Conveen Contour	Avklippbar slang	Fast konnektor	Volym ml	Slanglängd cm	Förp styck	Coloplast art nr
Benpåse	ja	nej	800	65	10	051760

## Tillbehör urinuppsamlingspåsar

Conveen fixeringsband med knappar knäpps fast i förstansade hål på urinpåsarna. Banden kan klippas av till önskad längd och tvättas i 60<sup>o</sup>.



Conveen fixeringsband utan knappar förs in i förstansade hål på urinpåsarna. Banden kan klippas av till önskad längd och är tvättbara i 60<sup>o</sup>.



Conveen påshängare är avsedd för upphängning av urinpåse vid sängen. Hängaren har en integrerad hållare för påsens slang. Den kan användas flera gånger och tål rengöring i diskdesinfektor i 90<sup>o</sup>.



Conveen	Längd cm	Förp antal	Coloplast art nr
Fixeringsband med knappar	2,5x60 3,5x60	10 par	050501
Fixeringsband	2,5x75 2,5x45	10 par	213800
Urinpåshängare		10 st	050700

## Peristeen®

Peristeen vattenlavemang är ett erkänt effektivt och säkert system för regelbunden tarmtömning, vilket kan förebygga avföringsläckage och förstoppning. Vid användning, rekommenderas vattenpåsen placeras på golvet. Rektalkatetern finns i två storlekar, normal och small, och är för engångsbruk. Övriga delar kan rengöras med mild tvål och vatten. Vattenpåsen ska bytas efter 15 användningar; cirka en gång per månad. Kontrollenhet, slangar och lock ska bytas efter 90 användningar; ungefär var 6:e månad.



Peristeen	Innehåll styck	Förp styck	Coloplast art nr
System normal	1 kontrollenhet 2 rektalkatetrar normal 1 vattenpåse 2 fixeringsband	1	291210
Tillbehörsset normal	15 rektalkatetrar normal 1 vattenpåse	1	291220
Rektalkateter normal	10	1	291230
Fixeringsband	2 fixeringsband	10	291240
Extraslangar	2 extraslangar	1	291250
System small	1 kontrollenhet 2 rektalkatetrar small 1 vattenpåse 2 fixeringsband	1	291260
Tillbehörsset small	15 rektalkatetrar small 1 vattenpåse	1	291270
Rektalkateter small	10	1	291280

## Peristeen® Anal Plug

Peristeen analpropp är en unik problemlösare som förhindrar avföringsläckage, hudirritationer och lukt. Den sitter säkert på plats och hindrar läckage i upp till 12 timmar.

PVC- &  
ftalatfri



Peristeen	Längd mm	Diameter mm	Diameter utvidgad	Förp styck	Coloplast art nr
Liten	26	12	37	20	014500
Stor	26	13	45	20	014510





# Tillsammans kan vi göra livet enklare för människor med intima sjukvårdsbehov

Kontakta Coloplast kundservice vid frågor och beställning av produktprover och broschyrer:

0300-332 99, [mail@coloplast.com](mailto:mail@coloplast.com), [www.coloplast.se](http://www.coloplast.se)



Blåstömningshjälp för kvinnor  
Blåstömning med hjälp av RIK-metoden



Blåstömningshjälp för flickor




Blåstömningshjälp för pojkar



Blåstömningshjälp för män  
Blåstömning med hjälp av RIK-metoden



Urinläckage hos män  
Urindroppsamlare (uridom)



Urindrörsförträngning  
RID - Ren Intermittent Dilatation



Godartad prostataförstoring  
Blåstömning med hjälp av RIK-metoden



Förstoppning och avföringsinkontinens  
Vattenlavemang



Avföringsinkontinens  
Analpropp

Miljöfakta: Allt förpackningsmaterial är återvinningsbart. Sortera och lämna det på närmaste återvinningsstation. Vi är anslutna till Förpacknings- och Tidningsinsamlingen/FTI. Vi rekommenderar att produkter går till sophöfibränning med energlutvinning.



0543



Följ oss på LinkedIn

Följ oss på facebook

[Ostomy Care](#) / [Continence Care](#) / [Wound & Skin Care](#) / [Urology Care](#)

Coloplast AB, kundservice 0300-332 99, [www.coloplast.se](http://www.coloplast.se), [mail@coloplast.com](mailto:mail@coloplast.com). Coloplast logo är ett registrerat varumärke ägt av Coloplast A/S. © 2017-11. Alla rättigheter tillhör Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Danmark. SP2005

