

Vanligt problem

Avföringsinkontinens innebär nedsatt förmåga att hålla tätt för gaser och avföring och är ett relativt vanligt problem.

Effektiv och unik problemlösare

Peristeen analpropp används vid avföringsinkontinens och hindrar avföringsläckage och hudirritationer. Vid användning vidgar sig analproppen och formar sig efter tarmväggen och sitter säkert på plats.

Material

Analproppen är tillverkad i ett mjukt skummaterial och har ett polyesterband ingjutet. Analproppen hålls sammanpressad av en vattenlöslig film som löses upp när den kommer i kontakt med fukt och värme ifrån tarmen. Den kan tryggt användas varje dag. Produkten är latexfri.

Användning

1. Stryk på en liten mängd gel/salva på toppen av analproppen (låt plastfilmen sitta kvar)
2. För försiktigt in analproppen i ändtarmen men fingret, hela vägen innanför ringmuskeln
3. Peristeen analpropp kan lämnas kvar i ändtarmen i upp till 12 timmar
4. För att avlägsna analproppen, dra försiktigt i bandet. Släng analproppen i soporna

