

# Unik uppbyggnad ger utmärkt komfort



Motverkar skjuvning ●—————

God tryckavlastning ●—————


Effektiv läkning av små sår ●—————


Speciellt för brukare som är smärtpåverkade ●—————

Enkelt handhavande ●—————

God komfort ●—————

Relax Duogel ●—————





## Relax Duogeldynans konstruktion:

- Tillverkad för hand av unik kombination av skum och gel.
- Utskuret skum för sittgrop och benstöd.
- Har ett inre rekonditioneringsbart skydd av plastfilm som ökar dynans livslängd.
- Antiglidbehandlat överdrag.
- Finns med tre olika överdragsalternativ. Standard beror på Er upphandling och alla går att köpa separat som tillbehör:

1) Luftigt mesh/spacer fabricmaterial

(Art.Nr börjar med RD009-XXXX)

2) Inkontinensöverdrag med luftiga egenskaper.

(Art.Nr börjar med RD003-XXXX)

3) Inkontinensöverdrag som går att sprita av.

(Art.Nr börjar med RD006-XXXX)



## Relax Duogeldynans egenskaper:

- Dynans unika konstruktion ger mycket hög tryckavlastning.
- Komfort, tryckavlastning och stabilitet uppnår man genom att brukaren kommer ner i dynan.
- Motverkar skjuvning och friktion genom att brukaren sitter ner i dynan.
- Enkel genom att enbart placera i rullstolen, aldrig masseras.
- Sval - anpassar sig efter brukarens kroppstemperatur.
- Tydlig märkning för rätt placering.
- Stabil.
- Lättskött.
- Rekommenderad brukarvikt max 130 kg.
- 2 års garanti.



Storlekar - se vår hemsida där de kan hållas uppdaterade.

Tvättanvisning - se medföljande bruksanvisning.



**Salubrious**  
Good Medical

Box 5021 • 448 51 Tollered • Sverige • växel: +46 (0)31-710 44 70 • fax: +46 (0)31-710 44 75  
e-post: [rehab@salubrious.se](mailto:rehab@salubrious.se) • hemsida: [www.salubrious.se](http://www.salubrious.se) • webbshop: [www.goodmedical.se](http://www.goodmedical.se)