

LoFric[®]
origo[™]

Var dig
själv med LoFric Origo

PRIORITY SEAL

LoFric
origo



PRIORITY SEAL

Lofric[®]
origo[™]



Hos vänner
På stranden
Ditt val
På stan
På arbetet
Utomhus
På semester

LoFric Origo

– katetern som är designad för att underlätta din vardag

Att kateterisera sig kan vara en utmaning. Med LoFric® Origo™ vill vi att din vardag ska bli lite enklare.

LoFric Origo är en kateter för män. Den är designad för att ge en säker, hygienisk och smidig kateterisering så du kan fortsätta vara den du är. LoFric Origo erbjuder en säker kateterisering i en smart förpackning, vilket innebär att du har komfort, kontroll och diskretion i en användarvänlig kateter.

Att leva med att kateterisera sig kan vara en utmaning. Men kanske kan det underlättas lite. Framför allt om du väljer en kateter som minskar oron för komplikationer, besvär och för själva kateteriseringen och som tillåter dig att vara den du är och göra det du gör. Var den du är med LoFric Origo.

Kateterisering ändrar på saker – men med tiden och rätt kateter kan du fortsätta vara den du är. Erfarna användare som Per Christian och många med honom, kan berätta samma sak. Lyssna på deras historier på www.lofric.se


LoFric Origo



- Omedelbar aktivering – alltid fräscht. Allt som behövs är ett lätt tryck och LoFric Origo är aktiverad med saltvattenlösningen.
- Vikbar till fickformat
- Självhäftande flik på baksidan för enkel upphängning på torr och ren yta
- Peel-open
- Justerbart handtag för bättre grepp och kontroll, utan att ta på katetern
- Mjuka kateterögon
- Kan kastas hygieniskt och diskret
- Bästa miljöval* PVC- och ftalatfri

Handtag – för bättre grepp utan att ta på katetern

Handtaget på LoFric Origo gör att du har full kontroll utan att behöva ta på katetern när du för in den. Detta gör att risken för bakterier på katetern minskar. Utan handtag (vänster). Med handtag (höger).¹



Säker kateterisering

LoFric® är den enda katetern med Urotonic™ Surface Technology. Detta unika ytskikt är det enda som i flertal studier är bevisat säkert för långtidsanvändning.²⁻⁵

Urotonic™ Surface Technology minskar friktionen och gör kateteriseringen säker och bekväm både vid införande och utdragande av katetern.

Referenser

1. Data on file. Wellspect HealthCare, 2012.
2. Wyndaele JJ, Maes D. J Urol 1990;143:906–8.
3. Perrouin-Verbe B, Labat JJ, Richard I et al. Paraplegia 1995;33:619–24.
4. Waller L, Jonsson O, Norlén L et al. J Urol 1995;153(2):345–8.
5. Bakke A, Digranes A, Høisaeter PA. Br J Urol 1997;79(1):85–90.

Ännu en LoFric designad för dig

Vi utvecklade och lanserade den första hydrofila katetern 1983. Sedan dess har vi lyssnat på och lärt oss av användare när vi utvecklat nya produkter. LoFric Origo är ett resultat av denna utveckling, det är en kateter som är designad för dig.

Att kateterisera sig kan vara en utmaning. Med LoFric Origo vill vi att din vardag ska bli lite enklare.

Med det menar vi så enkel som möjligt att använda. Att vara säker på att den kan användas och kastas diskret. Och viktigast av allt, den är säker att använda från dag ett och framåt.

Om du vill veta mer om LoFric Origo, kateterisering, hur urinvägarna och kroppen fungerar, instruktioner, eller se filmer med tips, råd och erfarenheter från användare: besök oss på www.lofric.se



Hos vänner

På stranden

Ditt val

På stan

På arbetet

Utomhus

På semester



© 2012 Wellspect HealthCare, a DENTSPLY International Company. All rights reserved. 75707/SE-1210

Var dig själv

Säker kateterisering i smart förpackning – fortsätt vara den du är

- **Låg friktion.** LoFric Origo har en unik yta. Urotonic™ Surface Technology. Denna yta gör att katetern är lika hal ut som in, vilket gör den så skonsam som möjligt att använda.
- **Handtag.** Det unika justerbara handtaget gör att du inte behöver ta på katetern. Detta ger en mer stabil och hygienisk kateterisering.
- **Diskret.** LoFric Origo ligger i en smart, icke sjukvårdsliknande förpackning och kan vikas till fickformat. Detta gör att den är diskret att ta med sig och att förpackningen kan användas så att du kan kasta den så diskret som möjligt när du är klar.