



Transistor

MORE WAYS TO HEAR

Transett T-Bluetooth

Artikelnummer: 2002205

Trådlös ljudöverföring via Bluetooth

TransettT-bluetooth gör att hörapparat användare kan kommunicera med mobiltelefon genom trådlös ljudöverföring till hörapparaten via den tillhörande halsslingan. Du kan då växla mellan att tala i mobilen och till exempel lyssna på musik. Genom att använda hörapparatens T-läge minimeras bakgrundsljud och det blir därför lättare att höra!

TransettT-bluetooth inkluderar

- Sony SBH20 bluetooth-enhet med In-ear hörlurar.
- 2-kanals halsslinga med förlängningskabel, 70 cm.
- Laddare för vägguttag och en USB-kabel för att ladda via USB-port.



Halsslinga



USB-kabel



Laddare för vägguttag



SBH20

Teknisk Data & Funktioner

Artikelnummer

Artikelnummer T-bluetooth: 200 22 05

Reservdelar

Artikelnummer halsslinga: 2002206

Artikelnummer laddare: 850000060

Funktioner i SBH20-enheten

- Kan anslutas till två telefoner.
- Kopplas lätt till telefonen med NFC-funktion.
- Samtal: besvara/avsluta/avvisa samtal.
- Lyssna på musik: spela/pausa/byta låt.

För att använda TransettT-bluetooth tillsammans med halsslinga krävs:

- Hörapparat med inbyggd telespole.
- Finns på de allra flesta hörapparater.
- Bluetooth i mobilen. Finns i de flesta moderna mobiltelefoner.

Bäranvisning

Vid leverans sitter T-bluetooth fast på halsslingan med clipset som sitter på baksidan och kabeln till halsslingan är inkopplad. Du kan lätt ta bort T-bluetooth från halsslingan och istället sätta den på din klädsel såsom krage eller slips/scarf. Vid behov kan med följande förlängningskabeln användas för en bekvämare placering.

Enhetens placering skall vara sådan att tal-ljudet fritt kan nå enheten inbyggda mikrofon (se bilder nedan för exempel).

