

# CuroCell® AUTO4

Funktionell ersättningsmadrass  
med automatisk pump



CuroCell AUTO4® med överdrag Olivia/U-del CC

# CuroCell® AUTO4

CuroCell® AUTO4 är ett hjälpmedel som används för att förebygga och behandla trycksår upp till och med kategori 4<sup>(1)</sup>. Madrassen används i alla typer av vårdmiljöer och är en funktionell ersättningsmadrass som placeras direkt på sängbotten.

CuroCell® AUTO4 kan användas med växlande tryck eller med konstant lågt tryck. Pumpen är enkel att sköta och hantera. Madrasssystemet reglerar självständigt och utan manuell justering madrassens inre tryck till olika värden baserat på vårdtagarens vikt och lägesändring, utöver detta finns möjlighet att göra manuell inställning vid sittande läge.

CuroCell® AUTO4 har utbytbara celler som sitter i ett separat inneröverdrag med en integrerad platta av skum.



Madrassen levereras med ett elastiskt och följsamt hygienöverdrag som är ångpermeabelt<sup>(2)</sup>, vilket minskar risken för hudmaceration. Ett slitstarkt skydd som är enkelt att rengöra och med en god hygienisk standard<sup>(3)(4)</sup>.

CuroCell® AUTO4 tillverkas av moderna återvinningsbara material och uppfyller vårdens krav på hygien, kvalitet och säkerhet<sup>(3)(4)</sup>.

## REFERENSER

(1) European Pressure Ulcer Advisory Panel, National Pressure Injury Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers/Injuries: Clinical Practice Guideline. The International Guideline. Emily Haesler (Ed). EPUAP/NPIAP/PPPIA: 2019.

(2) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53122-1.

(3) SS 876 00 20:2017, Sjukvårdstextil-Madrasser-Specifikationer och krav.

(4) Sveriges Regioner och Kommuner, 2021. Vårdhandboken: Vård och behandling. <https://www.varhandboken.se/vard-och-behandling/hud-och-sar/trycksar/atgarder-for-att-forebygga/> (2021-04-07).



Läs bruksanvisningen före användning av produkten.

Care of Sweden och CuroCell är registrerade varumärken för Care of Sweden AB. © Care of Sweden AB, 2021. Eftertryck förbjudes. Senast uppdaterad: 2021-05-27.

FUNKTIONER OCH EGENSKAPER	FAKTA
<ul style="list-style-type: none"><li>• CPR-funktion – snabbtömning av luft vid HLR</li><li>• Digital pump med automatisk funktion</li><li>• Enkel skötsel</li><li>• Handtag för transport och förflyttning</li><li>• Hälfunktion</li><li>• Ljud- och ljusnotifikationer vid för lågt tryck</li><li>• Ljud- och ljusnotifikationer vid strömavbrott</li><li>• Mjukt, elastiskt hygienöverdrag som är ångpermeabelt<sup>(2)</sup></li><li>• Omvårdnadsläge med automatisk återgång</li><li>• Transportfunktion</li><li>• Tyst och energisnål pump</li><li>• Utbytbara luftceller av polyuretan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Typ: växeltrycksmadrass</li><li>• Höjd: 19 cm</li><li>• Funktion: används som ett hjälpmedel för att förebygga och behandla trycksår upp till och med kategori 4<sup>(1)</sup>.</li><li>• Rekommenderad brukarvikt: upp till 180 kg</li><li>• Brand: EN 597-1, -2</li><li>• Strömförsörjning: 230 V/50 Hz</li><li>• Ljudnivå pump: 21 dBA</li><li>• Garanti: 2 år</li><li>• Rengöring av överdrag: avtorkning med rengörings- och/eller desinfektionsmedel.</li><li>• Maskintvätt max 95 °C, torktumling.</li></ul>
TILLVAL	STORLEKAR
<ul style="list-style-type: none"><li>• Distanstyg - för bättre komfort</li><li>• Hygienöverdrag med svetsade sömmar</li><li>• Kabelhållare</li><li>• Kraftig transportväska</li><li>• Lakanshållare</li></ul>	80/85/90/105/120x200 cm och 80/85/90x210 cm. Vid behov av andra storlekar kontakta Care of Sweden.