

PARI inhalation sortimentsöversikt

Juni 2013






PARI BOY® SX

- Med den kraftiga kompressorn som idag är standard och ger hög effektivitet och kort inhalationstid. PARI BOY SX är vårt rekommenderade val för vanlig nätdriven inhalation.
- Nebulisatorn LC Sprint är mycket effektiv samtidigt som den är lättskött och enkel att rengöra. Vill man ha avbrottsfunktion medföljer tillsats för detta liksom en insats som ger extra små droppar. Barn- och vuxenmask medföljer.

Apotekets
Varunummer
204944

PARI Art.nr
085G3001




PARI BOY® mobile S

- Det portabla alternativet. Liten, lätt och enkel att ha med sig.
- Väger 520g, levereras med väska och axelrem.
- Nytt uppladdningsbart Li-Ion batteri med 50 min. drifttid. Kan även drivas från elnätet eller bilens/båtens eluttag.

Apotekets
Varunummer
204947

PARI Art.nr
047G1000



eFlow® rapid

- Den elektroniska inhalatorn speciellt utvecklad för patienter med många och långa dagliga inhalationer som t.ex. vid CF och andra svårare luftvägssjukdomar.
- Liten, lätt och helt ljudlös.
- Mycket effektiv och snabb nebulisering.

Apotekets
Varunummer
210337

PARI Art.nr
178G1005



PARI TurboBOY® SX

- Snabb och effektiv, nu med samma kompressor som PARI BOY SX.
- När man inte behöver avbrottsfunktionen eller de allra minsta dropparna man kan få med PARI BOY SX.
- PARI LC Sprint nebulisator är mycket effektiv och samtidigt lätt att hantera och göra ren. Vuxenmask medföljer.

(Ej förskrivningsbar på hjälpmedelskort.)

Ej på apotek

PARI Art.nr
085G3320



PARI JuniorBOY® SX

- Vårt rekommenderade inhalationssystem för små barn med kraftig kompressor, som ger hög effektivitet och kort inhalationstid.
- Insatsen i nebulisatorn är anpassad till de mindre luftvägarna hos små barn.
- Medföljande barnmask och vinkel gör det möjligt att inhalera både sittande och liggande.

(Ej förskrivningsbar på hjälpmedelskort.)

Ej på apotek

PARI Art.nr
085G3309



VORTEX®

- Andningsbehållare till inhalationssprayer.
- Metallbehållare som förhindrar elektrostatiske bindningar.
- Universaladapter som passar alla sprayer.
- Hög leverans av läkemedel och låg deposition i munhålan.

Från 4 år
Utan mask

Apotekets
Varunummer
203416

PARI Art.nr
051G1001

0-2 år
Med babymask
nyckelpiga

Apotekets
Varunummer
732200

PARI Art.nr
051G2021

Från 2 år
Med barnmask
groda

Apotekets
Varunummer
732201

PARI Art.nr
051G2041



Nebulisatorer (inhaleringsdelar) Årsförpackningar



PARI TurboBOY® - årsförpackning S

- PARI:s andningsstyrda nebulisator baserad på in- och utandningsventiler ger en snabb och effektiv inhalation med låga läkemedelsförluster.
- PARI LC SPRINT® nebulisator ger snabb leverans av läkemedel, är enkel att hantera och lätt att rengöra.
- Rekommenderad att bytas efter ca 1 års regelbunden användning.

Innehåller nebulisator, slang och filter till kompressor.

Apotekets
Varunummer
204951

PARI Art.nr
023G1011



PARI TurboBOY® - årsförpackning S

- PARI:s andningsstyrda nebulisator baserad på in- och utandningsventiler ger en snabb och effektiv inhalation med låga läkemedelsförluster.
- PARI LC SPRINT® nebulisator ger snabb leverans av läkemedel, är enkel att hantera och lätt att rengöra.
- Rekommenderad att bytas efter ca 1 års regelbunden användning.

Innehåller nebulisator, slang och filter till kompressor.

Apotekets
Varunummer
204951

PARI Art.nr
023G1011



eFlow® rapid aerosolgenerator och nebulisator

- eFlow® rapid nebulisator har en teknik uppbyggd på ett vibrerande metallmembran genomborrat med ca 3000 hål (aerosolgenerator).
- För att garantera effektiv och snabb leverans av läkemedel bör denna aerosolgenerator bytas var 6:e månad.
- Nebulisator komplett med aerosolgenerator bör bytas 1 gång per år.

Nebulisator

Apotekets
Varunummer
203755

PARI Art.nr
178G8012

Aerosolgenerator

Apotekets
Varunummer
203754

PARI Art.nr
178B2603



PARI TurboBOY® - årsförpackning S

- PARI:s andningsstyrda nebulisator baserad på in- och utandningsventiler ger en snabb och effektiv inhalation med låga läkemedelsförluster.
- PARI LC SPRINT® nebulisator ger snabb leverans av läkemedel, är enkel att hantera och lätt att rengöra.
- Rekommenderad att bytas efter ca 1 års regelbunden användning.

Innehåller nebulisator, slang och filter till kompressor.

Apotekets
Varunummer
204951

PARI Art.nr
023G1011



PARI JuniorBOY® - årsförpackning S

- En PARI LC SPRINT® nebulisator med gul insats som ger ett droppspektrum speciellt anpassat till ett barns mindre luftvägar.
- Den medföljande luftslangen är längre än standard (2,2 m) för att göra inhalationen ännu mer flexibel.
- Rekommenderad att bytas efter ca 1 års regelbunden användning.

Innehåller nebulisator, slang och filter till kompressor.

Apotekets
Varunummer
204949

PARI Art.nr
023G1111



VORTEX®

- Glada barnmasker till VORTEX®: Maria nyckelpiga och Felix groda. Säljs också separat.
- Munstycke och anslutningsring till VORTEX®.
- PARI:s andra masker kan också användas till VORTEX®.

Babymask nyckelpiga 0-2 år

Apotekets
Varunummer
732202

PARI Art.nr
041G0712

Barnmask groda från 2 år

Apotekets
Varunummer
732203

PARI Art.nr
041G0713

Sep. munstycke (reservdel)

Apotekets
Varunummer
210603

PARI Art.nr
051B0100

Anslutningsring (reservdel)

Ej på apotek

PARI Art.nr
051E5004





PARI SMARTMASK® och PARI SMARTMASK® Kids

PARI SMARTMASK® har en integrerad utandningsventil, vilken i kombination med nebulisatorns inandningsventil bibehåller andningsstyrningen även vid användande av mask. Detta ger en oöverträffad enkel och effektiv inhalation via mask. Gjord i följsam och kokbar silikon.

PARI SMARTMASK® med det medföljande vinkelröret kan inhalation ske även halvliggande.

PARI SMARTMASK® Kids ger effektiv inhalation för barn från ca 2 år och har samma egenskaper som ovan (utan vinkel och band).

Apotekets Vnr
200409
PARI Art.nr
041G0730

Apotekets Vnr
210043
PARI Art.nr
078G5000



PARI PEP® S-system

Med detta tillbehör kan man kombinera inhalation och PEP-terapi på samma gång. PEP (Positiv Expiratory Pressure) innebär att man andas ut mot ett motstånd och är en effektiv terapi för att mobilisera sekret och lösa upp slem och förenkla upphostningar. Individuellt inställbart motstånd. Kan även användas för att ge patienter med KOL/emfysem bättre och behagligare inhalation. Kan också användas ensam utan nebulisator.

Apotekets Vnr
204946
PARI Art.nr
018G4000



Utandningsventil (skorsten) med filter

Vid inhalation av antibiotika eller läkemedel, där det är viktigt att inget ska gå ut i omgivande luft, är det lämpligt att använda detta tillbehör till PARI:s nebulisatorer. Filter till ventilen byts dagligen eller efter varje inhalation.

Apotekets Vnr
244384
PARI Art.nr
041G0500

Apotekets Vnr
244392
PARI Art.nr
041B0523



Filter pads till utandningsventil Förp. 100st

PARI Barnmasker

En omtyckt barnmask som gör inhalationen lättare. Den är gjord i följsam, mjuk och kokbar silikon. En medföljande vinkel gör att inhalationen kan ske både liggande och sittande. Kan även användas till VORTEX®.

Tre storlekar finns:

Barnmask storlek 1 (ca 0 - 1 år)

Barnmask storlek 2 (ca 1 - 3 år)

Barnmask storlek 3 (ca 3 år -)

Apotekets Vnr
244400
PARI Art.nr
041G0701

Apotekets Vnr
244418
PARI Art.nr
041G0702

Apotekets Vnr
244426
PARI Art.nr
041G0703



PARI TRACHEO Set

PARI TRACHEO Set möjliggör inhalationsterapi med PARI inhalationssystem för trakeostomipatienter och är avsett för flergångsbruk. Enkel rengöring – delarna kan desinficeras, autoklaveras och tål alla rengöringsmetoder. (Ej förskrivningsbar på hjälpmedelskort.)

Ej på apotek
PARI Art.nr
025G0007



PARI CENTRAL (för sjukhusets centrala luftsystem)

På sjukhus där man har tillgång till tryckluft eller oxygen är PARI CENTRAL ett utmärkt alternativ till kompressor.

Man får en helt tyst inhalation och behöver inte tänka på några inställningar. PARI CENTRAL är helt underhållsfri.

Passar alla olika PARI nebulisatorer.

(Ej förskrivningsbar på hjälpmedelskort.) Se separat produktblad för mer information.

PARI CENTRAL AIR För luft

PARI CENTRAL O2 För syrgas

Ej på apotek
PARI Art.nr
058G1110

Ej på apotek
PARI Art.nr
058G1210



Reservdelar

Batteri PARI BOY® mobile S

Apotekets Vnr
204945
PARI Art.nr
047G2000

Laddare/AC adapter med kabel till PARI BOY® mobile S

Apotekets Vnr
730321
PARI Art.nr
047G2101

PARI avbrottsfunktion

Tillbehör till PARI BOY® SX som gör att nebulisatorn bara levererar läkemedel när knappen är intryckt.

Apotekets Vnr
204948
PARI Art.nr
022G1000

Reservdelsförpackning nebulisatorer

Med munstycke, luftslang, filter till kompressor och adapter (för PARI LL).

Apotekets Vnr
270009
PARI Art.nr
270009

eFlow® rapid förbindelsekabel

mellan nebulisator och kontrollenhet.

Apotekets Vnr
730322
PARI Art.nr
178B6003

Övriga nebulisatorer/årsförpackningar

PARI BOY® - årsförpackning SX

- PARI LC sprint för snabb och effektiv inhalation
- Extra insats (röd) för små droppar.
- PIF kontroll för att hindra hastiga inandningar.
- Bytes varje år

Apotekets Vnr
204950
PARI Art.nr
023G8511

PARI LC PLUS® årsförpackning

Apotekets Vnr
244350
PARI Art.nr
022G8010

Övriga produkter

ASMALERT

PEF-mätare ("PEF-vissla") för barn, som avger signal vid förinställt värde.



Apotekets Vnr
290346
PARI Art.nr
290346

PETRA desinfektor

För enkel och effektiv desinfektion/rengöring av bl.a. eFlow® rapid och PARI LC SPRINT® nebulisator rekommenderar vi PETRA desinfektor. (Ej förskrivningsbar på hjälpmedelskort.)



Ej på apotek
PARI Art.nr
DI6.00

Omtanke om patienten – en lösning för alla

Effektiv inhalation

PARI nebulisatorer är andningsstyrda d.v.s. de anpassar sig till patientens andning och levererar läkemedel anpassat efter patientens andningsmönster. Detta sker genom ett enkelt system med in- och utandningsventil som ökar mängden läkemedel under inandningsfasen och minskar vid utandningen.

Ett antal internationella studier ger PARI nebulisatorer toppbetyg för hög effektivitet vid jämförelser med andra nebuliseringssystem. Alla PARI nebulisatorer har få delar och är lätta att rengöra. De tål maskindisk, kokning och övriga rengöringsmetoder t.ex. på sjukhus. De är tillverkade i miljövänlig och återvinningsbar plast.

Hur får patienten sin inhalationsutrustning?

Detta varierar beroende på landsting. Inom de flesta landsting förskrivs utrustningen av läkare på ett så kallat hjälpmedelskort som ser ut som ett recept. Apoteket beställer sedan hem aktuell produkt till patienten. Inom andra landsting lånas utrustningen ut via hjälpmedelscentralen eller direkt på sjukhuset.

Viktigt är att patienten får korrekt information och instruktioner om användningen av personalen hos ordinerande läkare. Med varje produkt följer naturligtvis också en bruksanvisning på svenska. Active Care hjälper gärna till med information och utbildning till berörd sjukvårdspersonal.

Passar alla läkemedel

De olika nebulisatorerna kan användas till alla läkemedel lämpade för inhalation. med PARI nebulisatorer garanteras kort inhaleringstid samt enkel hantering och skötsel.

Allt detta har gjort PARI till världsledare inom inhalation/nebulisering.

De flesta produkter i denna broschyr omfattas av läkemedelsförmånen och är kostnadsfria för patienten vid ordination på hjälpmedelskort.

Specialister på effektiv inhalation 

Service

Active Care Service

För att ett inhalationssystem skall fungera väl är information, kunskaper och god service viktigt. Vi på Active Care ger gärna information om PARI produkterna och hur de används.

Våra representanter besöker gärna mottagningar och avdelningar där inhalationsutrustningar används och förskrivs.

På vår hemsida på Internet finns fakta, tips och bruksanvisningar kring produkterna och också en länk till PARI:s internationella hemsida som förmedlar viktig information till både sjukvården och patienterna om inhalation och nebulisering.

Service av PARI kompressorerna

PARI apparater är kända för hög kvalitet och lång drifttid. De nätdrivna kompressorerna har också tre resp. fyra års garanti. För de apparater som skrivits ut på hjälpmedelskort över apotek går det bra att skriva ut service. Active Care löser detta snabbt genom att patienten får ut en servad och genomgången apparat och den gamla skickas tillbaka till Active Care.

(Alla frakthandlingar etc. medföljer serviceapparaten).

OBS ny nebulisator skall skrivas ut separat!

PARI BOY® kompressor service

(även TurboBOY®, JuniorBOY®)

SERVICE _____

Apotekets (Vnr)
280891

Kontaktinformation



Bra information om våra produkter hittar du på:
www.activecare.se
www.pari.de



Ring...

031-91 75 25



– för frågor rörande hantering, rengöring och underhåll av PARI:s nebulisatorer eller inhalationsutrustningar.
– för information om reservdelar till PARI produkter och hur dessa beställs.
– för ytterligare information om hela PARI sortimentet.



Active Care Sverup AB

Uggledalsvägen 47
427 40 Billdal
Tel 031-91 75 25
Fax 031-91 75 05
E-post info@activecare.se



Active Care är inte bara PARI inhalation. Vi har också andra produkter inom andningsområdet som portabla oxygenkoncentratorer m. m. Kontakta oss gärna för mer information.



Active Care Sverup AB
Uggledalsvägen 47
427 40 Billdal
Tel: 031-91 75 25
Fax: 031-91 75 05
e-mail: info@activecare.se
Internet: www.activecare.se