

# PARI inhalation sortimentsöversikt

**Juni 2013**





## Kompletta inhalatorer



## Nebulisatorer (inhaleringsdelar) Årsförpackningar



### PARI BOY® SX

- Med den kraftiga kompressorn som idag är standard och ger hög effektivitet och kort inhalationstid. PARI BOY SX är vårt rekommenderade val för vanlig nätdriven inhalation.
- Nebulisatorn LC Sprint är mycket effektiv samtidigt som den är lättskött och enkel att rengöra. Vill man ha avbrottsfunktion medföljer tillsats för detta liksom en insats som ger extra små droppar. Barn- och vuxenmask medföljer.

Apotekets  
Varunummer  
**204944**

PARI Art.nr  
**085G3001**



### PARI TurboBOY® - årsförpackning S

- PARI:s andningsstyrda nebulisator baserad på in- och utandningsventiler ger en snabb och effektiv inhalation med låga läkemedelsförluster.
- PARI LC SPRINT® nebulisator ger snabb leverans av läkemedel, är enkel att hantera och lätt att rengöra.
- Rekommenderad att bytas efter ca 1 års regelbunden användning.

Innehåller nebulisator, slang och filter till kompressor.

Apotekets  
Varunummer  
**204951**

PARI Art.nr  
**023G1011**



### PARI BOY® mobile S

- Det portabla alternativet. Liten, lätt och enkel att ha med sig.
- Väger 520g, levereras med väska och axelrem.
- Nytt uppladdningsbart Li-Ion batteri med 50 min. drifttid. Kan även drivas från elnätet eller bilens/båtens eluttag.

Apotekets  
Varunummer  
**204947**

PARI Art.nr  
**047G1000**



### PARI TurboBOY® - årsförpackning S

- PARI:s andningsstyrda nebulisator baserad på in- och utandningsventiler ger en snabb och effektiv inhalation med låga läkemedelsförluster.
- PARI LC SPRINT® nebulisator ger snabb leverans av läkemedel, är enkel att hantera och lätt att rengöra.
- Rekommenderad att bytas efter ca 1 års regelbunden användning.

Innehåller nebulisator, slang och filter till kompressor.

Apotekets  
Varunummer  
**204951**

PARI Art.nr  
**023G1011**



### eFlow® rapid

- Den elektroniska inhalatorn speciellt utvecklad för patienter med många och långa dagliga inhalationer som t.ex. vid CF och andra svårare luftvägssjukdomar.
- Liten, lätt och helt ljudlös.
- Mycket effektiv och snabb nebulisering.

Apotekets  
Varunummer  
**210337**

PARI Art.nr  
**178G1005**



### eFlow® rapid aerosolgenerator och nebulisator

- eFlow® rapid nebulisator har en teknik uppbyggd på ett vibrerande metallmembran genomborrat med ca 3000 hål (aerosolgenerator).
- För att garantera effektiv och snabb leverans av läkemedel bör denna aerosolgenerator bytas var 6:e månad.
- Nebulisator komplett med aerosolgenerator bör bytas 1 gång per år.

### Nebulisator

Apotekets  
Varunummer  
**203755**

PARI Art.nr  
**178G8012**

### Aerosolgenerator

Apotekets  
Varunummer  
**203754**

PARI Art.nr  
**178B2603**



### PARI TurboBOY® SX

- Snabb och effektiv, nu med samma kompressor som PARI BOY SX.
- När man inte behöver avbrottsfunktionen eller de allra minsta dropparna man kan få med PARI BOY SX.
- PARI LC Sprint nebulisator är mycket effektiv och samtidigt lätt att hantera och göra ren. Vuxenmask medföljer.

(Ej förskrivningsbar på hjälpmedelskort.)

Ej på apotek

PARI Art.nr  
**085G3320**



### PARI TurboBOY® - årsförpackning S

- PARI:s andningsstyrda nebulisator baserad på in- och utandningsventiler ger en snabb och effektiv inhalation med låga läkemedelsförluster.
- PARI LC SPRINT® nebulisator ger snabb leverans av läkemedel, är enkel att hantera och lätt att rengöra.
- Rekommenderad att bytas efter ca 1 års regelbunden användning.

Innehåller nebulisator, slang och filter till kompressor.

Apotekets  
Varunummer  
**204951**

PARI Art.nr  
**023G1011**



### PARI JuniorBOY® SX

- Vårt rekommenderade inhalationssystem för små barn med kraftig kompressor, som ger hög effektivitet och kort inhalationstid.
- Insatsen i nebulisatorn är anpassad till de mindre luftvägarna hos små barn.
- Medföljande barnmask och vinkel gör det möjligt att inhalera både sittande och liggande.

(Ej förskrivningsbar på hjälpmedelskort.)

Ej på apotek

PARI Art.nr  
**085G3309**



### PARI JuniorBOY® - årsförpackning S

- En PARI LC SPRINT® nebulisator med gul insats som ger ett droppspektrum speciellt anpassat till ett barns mindre luftvägar.
- Den medföljande luftslangen är längre än standard (2,2 m) för att göra inhalationen ännu mer flexibel.
- Rekommenderad att bytas efter ca 1 års regelbunden användning.

Innehåller nebulisator, slang och filter till kompressor.

Apotekets  
Varunummer  
**204949**

PARI Art.nr  
**023G1111**



### VORTEX®

- Andningsbehållare till inhalationssprayer.
- Metallbehållare som förhindrar elektrostatiske bindningar.
- Universaladapter som passar alla sprayer.
- Hög leverans av läkemedel och låg deposition i munhålan.

### Från 4 år Utan mask

Apotekets  
Varunummer  
**203416**

PARI Art.nr  
**051G1001**

### 0-2 år Med babymask nyckelpiga

Apotekets  
Varunummer  
**732200**

PARI Art.nr  
**051G2021**

### Från 2 år Med barnmask groda

Apotekets  
Varunummer  
**732201**

PARI Art.nr  
**051G2041**

### VORTEX®

- Glada barnmasker till VORTEX®: Maria nyckelpiga och Felix groda. Säljs också separat.
- Munstycke och anslutningsring till VORTEX®.
- PARI:s andra masker kan också användas till VORTEX®.

### Babymask nyckelpiga 0-2 år

Apotekets  
Varunummer  
**732202**

PARI Art.nr  
**041G0712**

### Barnmask groda från 2 år

Apotekets  
Varunummer  
**732203**

PARI Art.nr  
**041G0713**

### Sep. munstycke (reservdel)

Apotekets  
Varunummer  
**210603**

PARI Art.nr  
**051B0100**

### Anslutningsring (reservdel)

Ej på apotek

PARI Art.nr  
**051E5004**





## PARI SMARTMASK® och PARI SMARTMASK® Kids

PARI SMARTMASK® har en integrerad utandningsventil, vilken i kombination med nebulisatorns inandningsventil bibehåller andningsstyrningen även vid användande av mask. Detta ger en oöverträffad enkel och effektiv inhalation via mask. Gjord i följsam och kokbar silikon.

**PARI SMARTMASK®** med det medföljande vinkelröret kan inhalation ske även halvliggande.

**PARI SMARTMASK® Kids** ger effektiv inhalation för barn från ca 2 år och har samma egenskaper som ovan (utan vinkel och band).

Apotekets Vnr  
200409  
PARI Art.nr  
041G0730

Apotekets Vnr  
210043  
PARI Art.nr  
078G5000



## PARI PEP® S-system

Med detta tillbehör kan man kombinera inhalation och PEP-terapi på samma gång. PEP (Positiv Expiratory Pressure) innebär att man andas ut mot ett motstånd och är en effektiv terapi för att mobilisera sekret och lösa upp slem och förenkla upphostningar. Individuellt inställbart motstånd. Kan även användas för att ge patienter med KOL/emfysem bättre och behagligare inhalation. Kan också användas ensam utan nebulisator.

Apotekets Vnr  
204946  
PARI Art.nr  
018G4000



## Utandningsventil (skorsten) med filter

Vid inhalation av antibiotika eller läkemedel, där det är viktigt att inget ska gå ut i omgivande luft, är det lämpligt att använda detta tillbehör till PARI:s nebulisatorer. Filter till ventilen byts dagligen eller efter varje inhalation.

Apotekets Vnr  
244384  
PARI Art.nr  
041G0500

Apotekets Vnr  
244392  
PARI Art.nr  
041B0523



**Filter pads** till utandningsventil Förp. 100st

## PARI Barnmasker

En omtyckt barnmask som gör inhalationen lättare. Den är gjord i följsam, mjuk och kokbar silikon. En medföljande vinkel gör att inhalationen kan ske både liggande och sittande. Kan även användas till VORTEX®.

### Tre storlekar finns:

Barnmask storlek 1 (ca 0 - 1 år)

Barnmask storlek 2 (ca 1 - 3 år)

Barnmask storlek 3 (ca 3 år - )

Apotekets Vnr  
244400  
PARI Art.nr  
041G0701

Apotekets Vnr  
244418  
PARI Art.nr  
041G0702

Apotekets Vnr  
244426  
PARI Art.nr  
041G0703



## PARI TRACHEO Set

PARI TRACHEO Set möjliggör inhalationsterapi med PARI inhalationssystem för trakeostomipatienter och är avsett för flergångsbruk. Enkel rengöring – delarna kan desinficeras, autoklaveras och tål alla rengöringsmetoder. (Ej förskrivningsbar på hjälpmedelskort.)

Ej på apotek  
PARI Art.nr  
025G0007



## PARI CENTRAL (för sjukhusets centrala luftsystem)

På sjukhus där man har tillgång till tryckluft eller oxygen är PARI CENTRAL ett utmärkt alternativ till kompressor.

Man får en helt tyst inhalation och behöver inte tänka på några inställningar. PARI CENTRAL är helt underhållsfri.

Passar alla olika PARI nebulisatorer.

(Ej förskrivningsbar på hjälpmedelskort.) Se separat produktblad för mer information.

**PARI CENTRAL AIR** För luft

**PARI CENTRAL O2** För syrgas

Ej på apotek  
PARI Art.nr  
058G1110

Ej på apotek  
PARI Art.nr  
058G1210



## Reservdelar

### Batteri PARI BOY® mobile S

Apotekets Vnr  
204945  
PARI Art.nr  
047G2000

### Laddare/AC adapter med kabel till PARI BOY® mobile S

Apotekets Vnr  
730321  
PARI Art.nr  
047G2101

### PARI avbrottsfunktion

Tillbehör till PARI BOY® SX som gör att nebulisatorn bara levererar läkemedel när knappen är intryckt.

Apotekets Vnr  
204948  
PARI Art.nr  
022G1000

### Reservdelsförpackning nebulisatorer

Med munstycke, luftslang, filter till kompressor och adapter (för PARI LL).

Apotekets Vnr  
270009  
PARI Art.nr  
270009

### eFlow® rapid förbindelsekabel

mellan nebulisator och kontrollenhet.

Apotekets Vnr  
730322  
PARI Art.nr  
178B6003

## Övriga nebulisatorer/årsförpackningar

### PARI BOY® - årsförpackning SX

- PARI LC sprint för snabb och effektiv inhalation
- Extra insats (röd) för små droppar.
- PIF kontroll för att hindra hastiga inandningar.
- Bytes varje år

Apotekets Vnr  
204950  
PARI Art.nr  
023G8511

### PARI LC PLUS® årsförpackning

Apotekets Vnr  
244350  
PARI Art.nr  
022G8010

## Övriga produkter

### ASMALERT

PEF-mätare ("PEF-vissla") för barn, som avger signal vid förinställt värde.



Apotekets Vnr  
290346  
PARI Art.nr  
290346

### PETRA desinfektor

För enkel och effektiv desinfektion/rengöring av bl.a. eFlow® rapid och PARI LC SPRINT® nebulisator rekommenderar vi PETRA desinfektor. (Ej förskrivningsbar på hjälpmedelskort.)



Ej på apotek  
PARI Art.nr  
DI6.00

# Omtanke om patienten – en lösning för alla

## Service

### Effektiv inhalation

PARI nebulisatorer är andningsstyrda d.v.s. de anpassar sig till patientens andning och levererar läkemedel anpassat efter patientens andningsmönster. Detta sker genom ett enkelt system med in- och utandningsventil som ökar mängden läkemedel under inandningsfasen och minskar vid utandningen.

Ett antal internationella studier ger PARI nebulisatorer toppbetyg för hög effektivitet vid jämförelser med andra nebuliseringsystem. Alla PARI nebulisatorer har få delar och är lätta att rengöra. De tål maskindisk, kokning och övriga rengöringsmetoder t.ex. på sjukhus. De är tillverkade i miljövänlig och återvinningsbar plast.

### Hur får patienten sin inhalationsutrustning?

Detta varierar beroende på landsting. Inom de flesta landsting förskrivs utrustningen av läkare på ett så kallat hjälpmedelskort som ser ut som ett recept. Apoteket beställer sedan hem aktuell produkt till patienten. Inom andra landsting lånas utrustningen ut via hjälpmedelscentralen eller direkt på sjukhuset.

Viktigt är att patienten får korrekt information och instruktioner om användningen av personalen hos ordinerande läkare. Med varje produkt följer naturligtvis också en bruksanvisning på svenska. Active Care hjälper gärna till med information och utbildning till berörd sjukvårdspersonal.

### Passar alla läkemedel

De olika nebulisatorerna kan användas till alla läkemedel lämpade för inhalation. med PARI nebulisatorer garanteras kort inhaleringstid samt enkel hantering och skötsel.

**Allt detta har gjort PARI till världsledare inom inhalation/nebulisering.**

*De flesta produkter i denna broschyr omfattas av läkemedelsförmånen och är kostnadsfria för patienten vid ordination på hjälpmedelskort.*

Specialister på effektiv inhalation 

### Active Care Service

För att ett inhalationssystem skall fungera väl är information, kunskaper och god service viktigt. Vi på Active Care ger gärna information om PARI produkterna och hur de används. Våra representanter besöker gärna mottagningar och avdelningar där inhalationsutrustningar används och förskrivs.

På vår hemsida på Internet finns fakta, tips och bruksanvisningar kring produkterna och också en länk till PARI:s internationella hemsida som förmedlar viktig information till både sjukvården och patienterna om inhalation och nebulisering.

### Service av PARI kompressorerna

PARI apparater är kända för hög kvalitet och lång driftstid. De nätdrivna kompressorerna har också tre resp. fyra års garanti. För de apparater som skrivits ut på hjälpmedelskort över apotek går det bra att skriva ut service. Active Care löser detta snabbt genom att patienten får ut en servad och genomgången apparat och den gamla skickas tillbaka till Active Care. (Alla frakthandlingar etc. medföljer serviceapparaten).

**OBS ny nebulisator skall skrivas ut separat!**

### PARI BOY® kompressor service

(även TurboBOY®, JuniorBOY®)

SERVICE \_\_\_\_\_

Apotekets (Vnr)  
280891

## Kontaktinformation



Bra information om våra produkter hittar du på:  
[www.activecare.se](http://www.activecare.se)  
[www.pari.de](http://www.pari.de)



**Ring...**

**031-91 75 25**



– för frågor rörande hantering, rengöring och underhåll av PARI:s nebulisatorer eller inhalationsutrustningar.  
– för information om reservdelar till PARI produkter och hur dessa beställs.  
– för ytterligare information om hela PARI sortimentet.



### Active Care Sverup AB

Uggledalsvägen 47  
427 40 Billdal  
Tel 031-91 75 25  
Fax 031-91 75 05  
E-post [info@activecare.se](mailto:info@activecare.se)



**Active Care** är inte bara PARI inhalation. Vi har också andra produkter inom andningsområdet som portabla oxygenkoncentratorer m.m. Kontakta oss gärna för mer information.



Active Care Sverup AB  
Uggledalsvägen 47  
427 40 Billdal  
Tel: 031-91 75 25  
Fax: 031-91 75 05  
e-mail: [info@activecare.se](mailto:info@activecare.se)  
Internet: [www.activecare.se](http://www.activecare.se)