

## PARI PEP® S-system

### Ett unikt hjälpmedel som underlättar inhalationen för KOL-/emfysempatienten

Med detta tillbehör kan man kombinera inhalation och PEP- terapi på samma gång. PEP (Positiv Expiratory Pressure) innebär att man andas ut mot ett motstånd och är en effektiv terapi för att mobilisera sekret och lösa upp slem och förenkla upphostningar. Individuellt inställbart motstånd. Kan även användas för att ge patienter med KOL eller emfysem en bättre och behagligare inhalation. Kan också användas utan nebulisator.



PARI TurboBOY®



eFlow® rapid



PARI CENTRAL AIR

#### PARI PEP® S-system är ett unikt hjälpmedel för PARI:s inhalatorer

- Hjälper KOL-patienten att bibehålla en god ventilation samtidigt som de inhalerar, med minskad risk för koloxidretention som följd.
- Ger patienten en behagligare inhalation samt hjälper till att få upp slem
- Passar till PARI:s alla inhalatorer
- Kokbar och autoklaverbar
- Kan även användas fristående som en reglerbar PEP
- Möjlighet att koppla till manometer eller extra syrgas

#### Kan förskrivas på hjälpmedelskort

Artikel	Artikelnr	Apotekets varunr
PARI PEP® S-system	018G0500	204946

Kontakta oss för besök  
och demonstration...  
Ring 031-91 75 25



Active Care Sverup AB  
Uggledalsvägen 47, 427 40 BILLDAL  
Tel: 031-91 75 25, Fax: 031-91 75 05  
E-mail: info.activecare.se  
Internet: www.activecare.se