



EFFEKTIV

INHALATIONSAPPARAT



PARI BOY® Classic

För behandling av de nedre luftvägarna vid akuta och kroniska sjukdomar i luftvägarna

NYA PARI BOY® CLASSIC

PARI BOY Classic innehåller:

- PARI LC SPRINT-nebulisator
- blå munstycksinsats för barn som är 4 år och äldre och för vuxna
- Munstycke med ventilsystem
- Anslutningslang
- med motsvarande tillbehör, lämplig för alla åldersgrupper



REF (art. nr.):
130G1209

Korta inhalationstider

5 minuter för 2,5 ml salbutamol som är färdig att inhalera

Kliniskt testad – hög terapeutisk effekt

PARI LC SPRINT-nebulisatorns prestandacapacitet har undersökts i över 50 vetenskapliga studier*

Passar alla läkemedel godkänd för inhalation

Mångsidig, enkel och säker hygien även utan kemiska desinficeringsmedel**

I en modern, kompakt design den nya generationen

20 % tystare

än tidigare PARI BOY-modeller

4 års garanti

hållbar, robust dysnebulisatorsystem med kompressor

* Studieresultat kan fås från PARI på begäran

** Det står mer om det breda utbudet av rengörings- och desinficeringsalternativ på www.pari.com och i bruksanvisningen för PARI LC SPRINT-nebulisatorer.

PARI-ÅRSFÖRPACKNINGAR

Nebulisatorer med olika droppstorlekar för varje användningsområde

- Olika munstycksinsatser ger olika aerosolspektra
- Riktad deponering i det önskade området i luftvägarna
- Kan användas av patienter med ett brett åldersintervall och för många olika användningsområden
- PARI LC SPRINT-nebulisatorns effektivitet och säkerhet har undersökts i 50 vetenskapliga studier



Produkt	Målgrupp/egenskaper	Användningsområden	Utrustning	REF (art. nr.)
PARI TurboBOY/Classic-årsförpackning 	Den blå munstycksinsatsen ger droppar för effektiv deponering i det centrala området i lungorna hos äldre barn (från 4 år) och vuxna 	Bronkialastma/allergisk astma, akut och kronisk bronkit, atelektas eller bronkiektasi, KOL	PARI LC SPRINT®-nebulisator (blå munstycksinsats) med anslutningslang, två luftfilter (ett av dem för den tidigare kompressorversionen), munstycke	23G3219
PARI BOY Junior-årsförpackning 	Den gula munstycksinsatsen ger små droppar för spädbarns och barns mindre luftvägar 	Bronkialastma/allergisk astma, akut och kronisk bronkit, atelektas eller bronkiektasi	PARI LC SPRINT® Junior-nebulisator (gul munstycksinsats) med anslutningslang, två luftfilter (ett av dem för den tidigare kompressorversionen), munstycke	23G3319
PARI BOY SX/Pro-årsförpackning 	Röd munstycksinsats för minsta möjliga droppar för det perifera området i lungorna eller för småbarn som är en månad gamla eller äldre och för prematura spädbarn 	Bronkialastma/allergisk astma, akut och kronisk bronkit, atelektas eller bronkiektasi, lungemfysem, KOL	PARI LC SPRINT®-nebulisator (röd munstycksinsats) med PIF Control, anslutningslang, två luftfilter (ett av dem för den tidigare kompressorversionen), munstycke	23G3019

Aerosolegenskaper			
Munstycksinsats	Total produktions-hastighet i mg/min	Genomsnittlig massdiameter i µm	Massförhållande < 5 µm
Inandningsflöde, barn (12 l/min)			
Gul	370 mg/min	2,9 µm	76 %
Röd	296 mg/min	2,2 µm	86 %
Inandningsflöde, vuxna (20 l/m)			
Blå	600 mg/min	3,5 µm	67 %
Röd	450 mg/min	2,2 µm	89 %

Ingår som standard med PARI BOY Classic.

Mätning med Malvern MasterSizer X vid 23 °C och 50 % relativ luftfuktighet. Nebuliserat medel: 0,9 % NaCl (5 ml).

Med rätt tillbehör är PARI BOY Classic lämplig att använda för alla åldersgrupper och alla användningsområden – se nästa sida.

PARI BOY Classic – MED RÄTT TILLBEHÖR FÖR EFFEKTIV

INHALATION FÖR ALLA ANVÄNDNINGSMOMÅNEN OCH ÅLDERSGRUPPER:

Produkt		Målgrupp/egenskaper	Art. nr.
BABY-mask med BABY-vinkel storlek 0 storlek 1 storlek 2 storlek 3		för prematura spädbarn för ca 0–1 år för ca 1–3 år för ca 3 år och äldre	41G0700 41G0701 41G0702 41G0703
PARI SMARTMASK PARI SMARTMASK Kids SAMRTMASK Baby		för vuxna för barn för spädbarn	41G0730 78G5000 08G5026
Barnmask soft, "Spiggy"		för barn som är 4 år och äldre	41G0741
Vuxenmask soft		för vuxna	41G0740
Anslutningsslang, lång		för mer rörelsefrihet	41B4587
PARI Filter/Ventil Set		förhindrar att inhälerade läkemedel utandas i den omgivande luften	41G0500
PARI-filterdyna, förpackning på 30/100/1000		för PARI Filter/Ventil Set	41B0522/41B0523/ 41B0524
PARI PEP S-system		tidsbesparande kombination av sjukgym- nastik och inhalationsbehandling	18G4000
PARI LC avbrottsfunktion		möjliggör aerosoldistribution i intervall	22G1000



PARI GmbH
Moosstraße 3
82319 Starnberg
TYSKLAND
E-post: info@pari.de
Tfn: +49 (0)8151 279 0
Fax: +49 (0)8151 279 101
www.pari.com

Kontakt:

MEDI PLAST®

Mediplast AB, Bronsåldersgatan 2, 213 76 MALMÖ
Tel: 020 78 80 35, Fax: 040 671 23 10
mediplast.info@mediplast.com, www.mediplast.com