



Indikation:  
Kan användas som fixationsförband, under gips samt för dermatologiskt bruk. Särskilt lämplig över leder, amputationer och svårbandagerade områden. Används endast på intakt hud.

## Latexfritt Tubförband, double stretch

MEDIPLAST® kan erbjuda Er DANAFAST Double Stretch, ett tubformat elastiskt förband som stretchar både på längden och bredden och är därmed lätt att applicera. Klippas i valfri längd och kan appliceras enkelt eller dubbelt, ingen extra fixering krävs. Bra luftgenomsläpplighet.

Färgkodad med invävd linje vilket underlättar storleksval.

### DANAFAST Double Stretch:

Viskos, Polyamid, Elastan

Längd: 10 meter osträckt längd

Artikelnr.	Beskrivning	Avd.frp	Trp.frp
6050761	RÖD = >3,5 cm, små armar och ben	1	35
6050762	GRÖN = >5,5 cm, fot, hand, ordinära armar, små ben	1	28
6050763	BLÅ = >8 cm, ordinära ben, större arm, lår	1	20
6050764	GUL = >12 cm, små kroppar, kraftiga lår	1	14
6050765	BEIGE = >18 cm, kropp vuxen	1	7
6050766	LILA = >20 cm, stor kropp	1	7

Avd.förp = min.kvant/best

DANAFast Double Stretch:  
Viskos, Polyamid, Elastan  
Längd: 1 meter osträckt längd

1-st förpackad

Artikelnr.	Beskrivning	Avd.frp	Trp.frp
6050771	RÖD = >3,5 cm, små armar och ben	84	672
6050772	GRÖN = >5,5 cm, fot, hand, ordinära armar, små ben	80	640
6050773	BLÅ = >8 cm, ordinära ben, större arm, lår	80	480
6050774	GUL = >12 cm, små kroppar, kraftiga lår	36	288
6050775	BEIGE = >18 cm, kropp vuxen	36	144
6050776	LILA = >20 cm, stor kropp	10	160

Avd.förp = min.kvant/best