

Exakt och effektiv behandling

- Reglerbar kompression upp till 40 mmHg
- Kompression för ödemreducering
- Kort-stretch material
- Effektivt alternativ till lindning
- Möjliggör korrekt kompression under längre tid
- Enkel påtagning och hantering för brukaren
- För både dag och natt bruk
- Övre och nedre extremiteterna



Egenskaper

**Adjustable
compression**
Wrap system



Användning

Lymfologi
Flebologi

Kännetecken

- + Bekvämt kortstretchmaterial
- + Perfekt grepp
- + Med fixeringshjälp

Användningsområde

- + Ben
- + Fot
- + Arm
- + Hand

Kompressionsklasser
variabel kompression
upp till 40 mmHg

Exempel på produkter



Fotdel



Vaddel



Knädel



Ärmdel



Justerbart

Juzo ACS Light







Nedre extremiteter · Övre extremiteter · Tillbehör

Färger



Pelotter




	Art.	Utförande	Enhet	Standardstorlekar
	J701LI	Fotdel	Styck	Storlek 1–5 •
	normal			
		lång		
	J702LI	Vaddel	Styck	Storlek 1–5 •
	normal	vänster		
	lång			
	normal	höger		
lång				
	J703LI	Knädel	Styck	Storlek 1–5 •
	J704LI	Lårdel	Styck	Storlek 1–5 •
	normal	vänster		
	lång			
	normal	höger		
lång				
	J705LI	Handdel	Styck	Storlek 1–4 •
	J706LI	Ärmdel	Styck	Storlek 1–5 •
	normal	vänster		
	lång			
	normal	höger		
lång				
	J711	Höftband	Styck	Universalstorlek •
	Höftband microkardborre Delat lårband Inkl. 1 extra kardborre			
	J712	Fästband	Styck	Storlek 1–2 •
	Extra band för övre extremiteterna Inkl. 6 extra kardborre			
	J713	Kardborrematerial	Styck	Universalstorlek •
	Kan klippas för önskad form, 28 x 22 cm			
	J714	Pelotter	Set	Storlek 1–4 •
	Set om 2 i olika tjocklek			
	J715	Häfttrand	Styck	Universalstorlek •
	Band med neopren, 12 x 120 cm Inkl. 6 extra kardborre			
	J716	Förlängningsdel	Styck	Universalstorlek •
	Förlängningsdel, 60 x 9 cm Inkl. 2 extra kardborre			


Juzo ACS Light

Storlekstabeller

Juzo ACS Light - Fotdel


Art. J701LI	Omfång c Längd P	Standardstorlekar - Mått i cm				
		1/XS	2/S	3/M	4/L	5/XL
	cA över framfoten	22,0–24,0	25,0–27,0	28,0–30,0	31,0–34,0	35,0–40,0
	cA normal	16,5	18,0	19,5	21,0	23,0
	cA lång	18,5	20,0	21,5	23,0	25,0

Juzo ACS Light - Vaddel


Art. J702LI	Omfång c Längd P	Standardstorlekar - Mått i cm				
		1/XS	2/S	3/M	4/L	5/XL
	cC största vadmått	35,0–45,0	40,0–52,0	48,0–60,0	55,0–65,0	60,0–70,0
	cB ankelmått	20,0–27,0	25,0–32,0	30,0–38,0	37,0–44,0	45,0–52,0
	cD normal	37,0	37,0	42,0	42,0	44,0
	cD lång	42,0	42,0	47,0	47,0	49,0

* under knäskål

Juzo ACS Light - Knädel

Art. J703LI	Omfång c	Standardstorlekar - Mått i cm				
		1/XS	2/S	3/M	4/L	5/XL
	cF 10 cm ovan knämitt	40,0–55,0	50,0–65,0	60,0–75,0	70,0–85,0	85,0–100,0
	cD under knäskål	35,0–45,0	40,0–52,0	48,0–60,0	55,0–65,0	60,0–70,0

Juzo ACS Light - Lårdel

Art. J704LI	Omfång c Längd P	Standardstorlekar - Mått i cm				
		1/XS	2/S	3/M	4/L	5/XL
	cG största lårmått	50,0–65,0	60,0–75,0	70,0–80,0	75,0–90,0	85,0–100,0
	cF 10 cm ovan knämitt	45,0–52,0	53,0–59,0	60,0–66,0	67,0–73,0	74,0–80,0
	PFG normal	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0
	PFG lång	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0


Juzo ACS Light

Storlekstabeller

Juzo ACS Light - Handdel

Art. J705LI	Omfång c	Standardstorlekar - Mått i cm			
		1/XS	2/S	3/M	4/L
	cA över knogarna	< 18,0	18,0 – 20,0	20,0 – 22,0	> 22,0

Juzo ACS Light - Ärm del

Art. J706LI	Omfång c Längd P	Standardstorlekar - Mått i cm				
		1/XS	2/S	3/M	4/L	5/XL
	cG överarm	25,0 – 28,0	29,0 – 33,0	34,0 – 39,0	40,0 – 45,0	46,0 – 50,0
	cE armbåge	23,0 – 26,0	26,0 – 30,0	29,0 – 34,0	33,0 – 39,0	38,0 – 42,0
	cC handled	14,0 – 16,0	17,0 – 19,0	20,0 – 22,0	23,0 – 25,0	24,0 – 27,0
	normal	42,0 – 47,0	42,0 – 47,0	42,0 – 47,0	42,0 – 47,0	42,0 – 47,0
	PCG lång	46,0 – 50,0	46,0 – 50,0	46,0 – 50,0	46,0 – 50,0	46,0 – 50,0

Juzo ACS Light - Pads

Art. J714	Standardstorlekar	Mått i cm (längd x bredd)
	1	9,0 x 9,0
	2	10,0 x 10,0
	3	11,0 x 11,0
	4	12,0 x 12,0

Juzo ACS Light - Fästband

Art. J712	Standardstorlekar	Mått i cm (längd x bredd)
	1	140,0 x 12,0
	2	140,0 x 20,0

Inkl. 6 extra kardborre (10,0 x 5,0 cm)