

För ödem och sårbehandling

- Kort stretchigt material med högt arbetstryck (60 mmHg)
- Underlättar behandlingen för brukare och personal
- Kostnadseffektiv under längre tid
- Vändbart utförande Beige/svart
- Kan anpassas vid behov



Egenskaper

**Adjustable
compression
Wrap system**



Användning

Flebologi
Lymfologi

Kännetecken

- + Mycket kortstretchig
- + Praktiska greppzoner
- + Välj bland olika färger

Användningsområde

- + Ben
- + Fot
- + Arm
- + Hand

Kompressionsklasser

Variabel kompression
30–60 mmHg

Exempel på produkter



Fotdel



Vaddel



Knädel



kombination av ben delar









Kombination av arm delar

Juzo Compression Wrap

Nedre extremiteter · Övre extremiteter · Tillbehör

Färger



	Art.	Utförande	Enhet	Standardstorlekar
	Längder			
	6000LF normal	Fotdel	Styck	Storlek 2–5
	6000FL lång			•
	6000LC normal	Vaddel	Styck	Storlek 2–7
	6000LLC lång	Inkl. understrumpa		•
	6000LCM normal	Vaddel max.	Styck	Storlek 2–7
	6000LLCM lång	Inkl. understrumpa		•
	6000LK	Knädel	Styck	Storlek 2–7
	6000LT normal	Lårdel	Styck	Storlek 2–6
	6000LTg lång			•
	6000UHL beige: vänster black: höger	Handdel	Styck	Storlek 1–5
	6000UHR beige: höger black: vänster	Handdel	Styck	Storlek 1–5
	6000UA normal	Ärmdel	Styck	Storlek 1–5
	6000UAG lång			•
	6000F1 Storlek: 40 mm	Kardborreband Fotdel, Handdel	uppsättning: 4 bitar	Universalstorlek
	6000F2 Storlek: 75 mm	Kardborreband Vaddel	uppsättning: 4 bitar	Universalstorlek
	6000F3 Storlek: 85 mm	Kardborreband Vaddel max., Ärmdel	uppsättning: 5 bitar	Universalstorlek
	6000F4 Storlek: 95 mm	Kardborreband Lårdel, Ärmdel lång	uppsättning: 5 bitar	Universalstorlek
	6000F5 Storlek: 105 mm	Kardborreband Knädel, Lårdel lång	uppsättning: 3 bitar	Universalstorlek
	6000F6 Storlek: 50 mm	Kardborreband Fotdel lång	uppsättning: 4 bitar	Universalstorlek
	6000EXT Storlek: 120 x 8,5 cm	Förlängningsdel	Styck	Universalstorlek
				•
				77,00

Juzo Compression Wrap

Storlekstabeller

Juzo Compression Wrap - Fotdel

Art. 6000 LF/LFL	Standardstorlekar - Omfång i cm						
	2/S	3/M	4/L	5/XL			
	cB	15,0–23,0	20,0–28,0	25,0–33,0	30,0–40,0		
	cA	19,0–24,0	24,0–29,0	29,0–34,0	34,0–40,0		
	PA	normal	16	18	19,5	19,5	
		lång	19	21	22,5	23	

* 6 cm proximalt till lilltåns grundled
 ** Omfånget kan regleras vid "cB" med hjälp av den förlängda fliken.

Juzo Compression Wrap - Vaddel

Art. 6000 LC/LLC/LCM/LLCM	Längd i cm	Standardstorlekar - Omfång i cm						
		2/S	3/M	4/L	5/XL	6/XXL	7/XXXL	
	PD AD normal < 40,0 lång > 40,0	cC	29,0–35,0	34,0–40,0	37,0–44,0	41,0–48,0	46,0–53,0	50,0–60,0
		max	35,0–41,0	40,0–46,0	44,0–51,0	48,0–55,0	53,0–60,0	60,0–70,0
		cB	18,0–21,0	21,0–24,0	24,0–27,0	27,0–31,0	31,0–35,0	36,0–47,0

Juzo Compression Wrap - Knädel

Art. 6000 LK	Standardstorlekar - Omfång i cm							
	2/S	3/M	4/L	5/XL	6/XXL	7/XXXL		
	cE	30,0–36,0	36,0–42,0	42,0–48,0	48,0–55,0	55,0–62,0	62,0–70,0	

Juzo Compression Wrap - Lårdel

Art. 6000 LT/LTg	Längd i cm	Standardstorlekar - Omfång i cm					
		2/S	3/M	4/L	5/XL	6/XXL	
	normal < 25,0 lång > 30,0	cG	43,0–70,0	54,0–81,0	65,0–92,0	75,0–102,0	85,0–112,0
		cF	35,0–55,0	48,0–70,0	60,0–82,0	70,0–92,0	80,0–102,0

Juzo Compression Wrap

Storlekstabeller

Juzo Compression Wrap - Handdel

Art. 6000 UHR/UHL		Standardstorlekar · Omfång i cm				
		1/XS	2/S	3/M	4/L	5/XL
	cA	15,5 – 17,5	17,5 – 19,5	19,5 – 22,0	22,0 – 24,5	24,5 – 28,0
	cC	13,0 – 17,0	15,0 – 19,0	17,0 – 21,5	20,0 – 24,0	21,0 – 25,0

Juzo Compression Wrap - Ärmdel

Art. 6000 UA/UAG	Längd i cm		Standardstorlekar · Omfång i cm				
			1/XS	2/S	3/M	4/L	5/XL
		cG	27,0 – 36,0	30,0 – 39,0	33,0 – 44,0	35,0 – 49,0	40,0 – 56,0
		cE	23,0 – 32,0	24,0 – 34,0	26,0 – 36,0	29,0 – 42,0	31,0 – 46,0
		cC	16,0 – 19,0	17,0 – 20,0	18,0 – 22,0	20,0 – 26,0	21,0 – 29,0

PCG

normal < 43,0

lång > 43,0