



Orderguide
Manuell rullstol
XLT Swing
Jan 2021

XLT Swing

Brukare _____

Kontaktperson _____

Telefon _____

Ordernummer _____


Max brukarvikt 135 kg


MODELL		SB	PASSAR EJ:	ARTNR	
Drivhjul standard	0020			☐	
Drivhjul vårdarbromsade	0030		Ryggstöd fast höjd 20cm Ryggstöd insvängd Ryggstativ Matrx Körhandtag fasta / fallbara / bakomliggande korta Enarmsdrift Sitthöjd bak 47cm Drivhjul standard / 25" / 26" / Sport / Spider / Spinergy Drivhjulinfästning förlängd Cambervinkel 3gr.	☐	
Enarmsdrift vänster OBS! Endast med 24" drivhjul massiva alt. luftpumpade däck aluminium drivringar.	0040		SB 33cm Vårdarbroms Drivhjulinfästning Sitthöjd bak 38 / 39 / 47cm Ekerskydd Kryckkäppshållare Tippskydd förlängt Broms enarm hö Cambervinkel 3gr.	☐	
Enarmsdrift höger OBS! Endast med 24" drivhjul massiva alt. luftpumpade däck aluminium drivringar.	0050		SB 33cm Vårdarbroms Drivhjulinfästning Sitthöjd bak 38 / 39 / 47cm Ekerskydd Kryckkäppshållare Tippskydd förlängt Broms enarm vä Cambervinkel 3gr.	☐	


SITTDJUP / SITTBREDD		SB	PASSAR EJ:	ARTNR	
XLT Swing sittdjup 40cm	0055	33	Underbenslängd 26-28cm Ryggstöd insvängd Ryggstativ Matrx benst. vs / vf 90gr Bord Fotplatta hel / vinkelfast benst. amputation Broms enarm Enarmsbroms Broms active.	☐	
XLT Swing sittdjup 45cm	0055	33	Underbenslängd 26-28cm Ryggstöd insvängd Ryggstativ Matrx benst. vs / vf 90gr Bord Fotplatta hel / vinkelfast benst. amputation Enarmsdrift Broms enarm.	☐	
XLT Swing sittdjup 40cm	0060	35 5	Underbenslängd 26-28cm benst. vf 90gr Fotplatta hel / vinkelfast benst. amputation Broms enarm Broms active.	☐	
XLT Swing sittdjup 45cm	0060	35 5	Underbenslängd 26-28cm benst. vf 90gr Fotplatta hel / vinkelfast benst. amputation Broms enarm.	☐	
XLT Swing sittdjup 50cm	0060	35 5	Underbenslängd 26-28cm benst. vf 90gr Fotplatta hel / vinkelfast benst. amputation Broms enarm.	☐	
XLT Swing sittdjup 40cm	0070	38	Broms active.	☐	
XLT Swing sittdjup 45cm		38		☐	
XLT Swing sittdjup 50cm		38		☐	
XLT Swing sittdjup 40cm	0080	40 5	Broms active.	☐	
XLT Swing sittdjup 45cm		40 5		☐	
XLT Swing sittdjup 50cm		40 5		☐	
XLT Swing sittdjup 40cm	0090	43	Broms active.	☐	
XLT Swing sittdjup 45cm		43		☐	
XLT Swing sittdjup 50cm		43		☐	
XLT Swing sittdjup 40cm	0100	45 5	Broms active.	☐	
XLT Swing sittdjup 45cm		45 5		☐	
XLT Swing sittdjup 50cm		45 5		☐	
XLT Swing sittdjup 40cm	0110	48	Broms active.	☐	
XLT Swing sittdjup 45cm		48		☐	
XLT Swing sittdjup 50cm		48		☐	
XLT Swing sittdjup 40cm	0120	50 5	Broms active.	☐	
XLT Swing sittdjup 45cm		50 5		☐	
XLT Swing sittdjup 50cm		50 5		☐	

	SITTHÖJD FRAM		SB	PASSAR EJ:	ARTNR	
	39cm	0170		SH bak 40-47cm Underbenslängd 34-48cm Länkhjul 4"-7".	☐	
	40cm	0180		SH bak 41-47cm Underbenslängd 35-48cm Länkhjul 4"-7".	☐	
	41cm	0190		SH bak 42-47cm Underbenslängd 36-48cm Länkhjul 3" / 5"-7".	☐	
	42cm	0200		SH bak 43-47cm Underbenslängd 37-48cm Länkhjul 3" / 5"-7".	☐	
	43cm	0210		SH bak 44-47cm Underbenslängd 38-48cm Länkhjul 5 5"-7".	☐	
	44cm	0220		SH bak 45-47cm Underbenslängd 39-48cm Länkhjul 6" / 7".	☐	
	45cm	0230		SH bak 46-47cm Underbenslängd 40-48cm. Länkhjul 3" / 7".	☐	
	46cm	0240		SH bak 38-47cm Underbenslängd 41-48cm. Endast Länkhjul 5 5"	☐	
	47cm	0250		SH bak 38-39cm Underbenslängd 42-48cm Länkhjul 7".	☐	
	48cm	0260		SH bak 38-39cm Underbenslängd 43-48cm	☐	
	49cm	0270		SH bak 38-40cm Underbenslängd 44-48cm Länkhjul 3" / 5" / 6".	☐	
	50cm	0280		SH bak 38-40cm Underbenslängd 45-48cm Länkhjul 3" / 4".	☐	
	51cm	0290		SH bak 38-42cm Underbenslängd 46-48cm Länkhjul 3" / 4".	☐	
	52cm	0300		SH bak 38-43cm. Länkhjul 3"-5 5".	☐	

	SITTHÖJD BAK		SB	PASSAR EJ:	ARTNR	
	38cm	0310		Drivhjul 24" / 25" / 26" Tippskydd swing away Enarmsdrift.	☐	
	39cm	0320		Drivhjul 24" / 25" / 26" Tippskydd swing away Enarmsdrift.	☐	
	40cm	0330		Drivhjul 26".	☐	
	41cm	0340			☐	
	42cm	0350			☐	
	43cm	0360			☐	
	44cm	0370			☐	
	45cm	0380		Drivhjul 22".	☐	
	46cm	0390		Drivhjul 22".	☐	
	47cm	0400		Drivhjul 22" / 24" / 25" Vårdarbroms Enarmsdrift.	☐	

 Underbenslängd Mät underbenslängden (UL) från knävecket till fotplattans ovansida exkl. dynans (SK) höjd.	UNDERBENSLÄNGD		SB	PASSAR EJ:	ARTNR	
	OBS! Måste vara minst 6cm kortare än sitthöjd fram.					
	26cm	0438		benst. vinkelfast 80gr / Vinkelställbart Sittbredd 33 / 35 5cm.	☐	
	27cm	0439		benst. vinkelfast 80gr / Vinkelställbart Sittbredd 33 / 35 5cm.	☐	
	28cm	0440		benst. vinkelfast 80gr / Vinkelställbart Sittbredd 33 / 35 5cm.	☐	
	29cm	0450			☐	
	30cm	0460			☐	
	31cm	0470			☐	
	32cm	0480			☐	
	33cm	0490			☐	
	34cm	0500			☐	
	35cm	0510			☐	
	36cm	0520			☐	
	37cm	0530		benst. vinkelfast 90gr.	☐	
	38cm	0540		benst. vinkelfast 90gr.	☐	
	39cm	0550		benst. vinkelfast 90gr.	☐	
	40cm	0560			☐	
	41cm	0570			☐	
	42cm	0580			☐	
	43cm	0590			☐	
	44cm	0600			☐	
	45cm	0610			☐	
	46cm	0620			☐	
	47cm	0630		benst. vinkelfast 80 / 90gr.	☐	
	48cm	0640		benst. vinkelfast 80 / 90gr.	☐	



	RYGGSTÖD FAST HÖJD vinklat ryggrör 7gr justerbar vinkel + -10gr		SB	PASSAR EJ:	ARTNR	
OBS Om rullstolen skall användas som sittplats i ett fordon måste rygghöjden vara minst 40cm. 	<u>Rygghöjd 20cm</u> Ryggstöd 33/20 fast	0680	33	Körhandtag bakomliggande Vårdarbroms Körhandtagsbygel Huvud- / nackstöd Bålstöd.	☐ 1518650	
	Ryggstöd 35.5/20 fast		35 5	Körhandtag bakomliggande Vårdarbroms Körhandtagsbygel Huvud- / nackstöd Bålstöd.	☐ 1508716	
	Ryggstöd 38/20 fast		38	Körhandtag bakomliggande Vårdarbroms Körhandtagsbygel Huvud- / nackstöd Bålstöd.	☐ 1508720	
	Ryggstöd 40.5/20 fast		40 5	Körhandtag bakomliggande Vårdarbroms Körhandtagsbygel Huvud- / nackstöd Bålstöd.	☐ 1508724	
	Ryggstöd 43/20 fast		43	Körhandtag bakomliggande Vårdarbroms Körhandtagsbygel Huvud- / nackstöd Bålstöd.	☐ 1508728	
	Ryggstöd 45.5/20 fast		45 5	Körhandtag bakomliggande Vårdarbroms Körhandtagsbygel Huvud- / nackstöd Bålstöd.	☐ 1508732	
	Ryggstöd 48/20 fast		48	Körhandtag bakomliggande Vårdarbroms Körhandtagsbygel Huvud- / nackstöd Bålstöd.	☐ 1508736	
	Ryggstöd 50.5/20 fast		50 5	Körhandtag bakomliggande Vårdarbroms Körhandtagsbygel Huvud- / nackstöd Bålstöd.	☐ 1508740	
	<u>Rygghöjd 25cm</u> Ryggstöd 33/25 fast		33	Bålstöd.	☐ 1518651	
	Ryggstöd 35.5/25 fast		35 5	Bålstöd.	☐ 1508717	
	Ryggstöd 38/25 fast		38	Bålstöd.	☐ 1508721	
	Ryggstöd 40.5/25 fast		40 5	Bålstöd.	☐ 1508725	
	Ryggstöd 43/25 fast		43	Bålstöd.	☐ 1508729	
	Ryggstöd 45.5/25 fast		45 5	Bålstöd.	☐ 1508733	
	Ryggstöd 48/25 fast		48	Bålstöd.	☐ 1508737	
	Ryggstöd 50.5/25 fast		50 5	Bålstöd.	☐ 1508741	
	<u>Rygghöjd 30cm</u> Ryggstöd 33/30 fast		33	Bålstöd.	☐ 1518652	
	Ryggstöd 35.5/30 fast		35 5	Bålstöd.	☐ 1508718	
	Ryggstöd 38/30 fast		38	Bålstöd.	☐ 1508722	
	Ryggstöd 40.5/30 fast		40 5	Bålstöd.	☐ 1508726	
	Ryggstöd 43/30 fast		43	Bålstöd.	☐ 1508730	
	Ryggstöd 45.5/30 fast		45 5	Bålstöd.	☐ 1508734	
	Ryggstöd 48/30 fast		48	Bålstöd.	☐ 1508738	
	Ryggstöd 50.5/30 fast		50 5	Bålstöd.	☐ 1508742	
	<u>Rygghöjd 35cm</u> Ryggstöd 33/35 fast		33	Bålstöd.	☐ 1518653	
	Ryggstöd 35.5/35 fast		35 5	Bålstöd.	☐ 1508719	
	Ryggstöd 38/35 fast		38	Bålstöd.	☐ 1508723	
	Ryggstöd 40.5/35 fast		40 5	Bålstöd.	☐ 1508727	
	Ryggstöd 43/35 fast		43	Bålstöd.	☐ 1508731	
	Ryggstöd 45.5/35 fast		45 5	Bålstöd.	☐ 1508735	
	Ryggstöd 48/35 fast		48	Bålstöd.	☐ 1508739	
	Ryggstöd 50.5/35 fast		50 5	Bålstöd.	☐ 1508743	

	RYGGSTÖD HÖJ- OCH SÄNKBART vinklat ryggrör 7gr justerbar vinkel + -10gr		SB	PASSAR EJ:	ARTNR	
OBS Om rullstolen skall användas som sittplats i ett fordon måste rygghöjden vara minst 40cm. 	<u>Rygghöjd 30 - 32cm</u> Ryggstöd 33/30 h/s	0690	33		☐ 1518654	
	Ryggstöd 35.5/30 h/s		35 5		☐ 1508744	
	Ryggstöd 38/30 h/s		38		☐ 1508748	
	Ryggstöd 40.5/30 h/s		40 5		☐ 1511056	
	Ryggstöd 43/30 h/s		43		☐ 1511350	
	Ryggstöd 45.5/30 h/s		45 5		☐ 1511354	
	Ryggstöd 48/30 h/s		48		☐ 1511410	
	Ryggstöd 50.5/30 h/s		50 5		☐ 1511415	
	<u>Rygghöjd 35 - 37 - 39cm</u> Ryggstöd 33/35 h/s		33		☐ 1518655	
	Ryggstöd 35.5/35 h/s		35 5		☐ 1508745	
	Ryggstöd 38/35 h/s		38		☐ 1508749	
	Ryggstöd 40.5/35 h/s		40 5		☐ 1511057	
	Ryggstöd 43/35 h/s		43		☐ 1511351	
	Ryggstöd 45.5/35 h/s		45 5		☐ 1511392	
	Ryggstöd 48/35 h/s		48		☐ 1511411	
	Ryggstöd 50.5/35 h/s		50 5		☐ 1511416	
	<u>Rygghöjd 40 - 42 - 44cm</u> Ryggstöd 33/40 h/s		33		☐ 1518656	
	Ryggstöd 35.5/40 h/s		35 5		☐ 1508746	
	Ryggstöd 38/40 h/s		38		☐ 1508750	
	Ryggstöd 40.5/40 h/s		40 5		☐ 1511086	
	Ryggstöd 43/40 h/s		43		☐ 1511352	
	Ryggstöd 45.5/40 h/s		45 5		☐ 1511393	
	Ryggstöd 48/40 h/s		48		☐ 1511412	
	Ryggstöd 50.5/40 h/s		50 5		☐ 1511424	
	<u>Rygghöjd 45 - 47 - 49cm</u> Ryggstöd 33/45 h/s		33		☐ 1518657	
	Ryggstöd 35.5/45 h/s		35 5		☐ 1508747	
	Ryggstöd 38/45 h/s		38		☐ 1511055	
	Ryggstöd 40.5/45 h/s		40 5		☐ 1511119	
	Ryggstöd 43/45 h/s		43		☐ 1511353	
	Ryggstöd 45.5/45 h/s		45 5		☐ 1511394	
	Ryggstöd 48/45 h/s		48		☐ 1511413	
	Ryggstöd 50.5/45 h/s		50 5		☐ 1511425	




	RYGGHÖJD för höj- och sänkbart ryggstöd						
	Monterat i höjd 30cm	0750				□	
	Monterat i höjd 32cm	0760				□	
	Monterat i höjd 35cm	0770				□	
	Monterat i höjd 37cm	0780				□	
	Monterat i höjd 39cm	0790				□	
	Monterat i höjd 40cm	0800				□	
	Monterat i höjd 42cm	0810				□	
	Monterat i höjd 44cm	0820				□	
	Monterat i höjd 45cm	0830				□	
	Monterat i höjd 47cm	0840				□	
	Monterat i höjd 49cm	0850				□	


	RYGGSTÖD INSVÄNGD 5cm smalare upptill fast höjd 35cm justerbar vinkel + -10gr		SB	PASSAR EJ:		ARTNR	
	Ryggstöd insvängd 35.5/35	0695	35 5	Körhandtag bakomliggande Vårdarbroms Körhandtagsbygel Huvud- / nackstöd Bålstöd.	□	1516333	
	Ryggstöd insvängd 38/35		38	Körhandtag bakomliggande Vårdarbroms Körhandtagsbygel Huvud- / nackstöd Bålstöd.	□	1516334	
	Ryggstöd insvängd 40.5/35		40 5	Körhandtag bakomliggande Vårdarbroms Körhandtagsbygel Huvud- / nackstöd Bålstöd.	□	1516335	
	Ryggstöd insvängd 43/35		43	Körhandtag bakomliggande Vårdarbroms Körhandtagsbygel Huvud- / nackstöd Bålstöd.	□	1516336	
	Ryggstöd insvängd 45.5/35		45 5	Körhandtag bakomliggande Vårdarbroms Körhandtagsbygel Huvud- / nackstöd Bålstöd.	□	1516337	
	Ryggstöd insvängd 48/35		48	Körhandtag bakomliggande Vårdarbroms Körhandtagsbygel Huvud- / nackstöd Bålstöd.	□	1516338	
	Ryggstöd insvängd 50.5/35		50 5	Körhandtag bakomliggande Vårdarbroms Körhandtagsbygel Huvud- / nackstöd Bålstöd.	□	1516339	

	RYGGSTATIV MATRX för montering av fasta ryggstöd fast höjd 40cm justerbar vinkel + -10gr		SB	PASSAR EJ:		ARTNR	
 Mått: Ovankant-tvärgående rör: 27cm Nederkant - tvärg. rör: 10cm	Ryggstativ MatrX 35.5/40cm	0699	35 5	Körhandtag bakomliggande Vårdarbroms Körhandtagsbygel Huvud- / nackstöd Bålstöd.	□	1539457	
	Ryggstativ MatrX 38/40cm		38	Körhandtag bakomliggande Vårdarbroms Körhandtagsbygel Huvud- / nackstöd Bålstöd.	□	1539458	
	Ryggstativ MatrX 40.5/40cm		40 5	Körhandtag bakomliggande Vårdarbroms Körhandtagsbygel Huvud- / nackstöd Bålstöd.	□	1539459	
	Ryggstativ MatrX 43/40cm		43	Körhandtag bakomliggande Vårdarbroms Körhandtagsbygel Huvud- / nackstöd Bålstöd.	□	1539460	
	Ryggstativ MatrX 45.5/40cm		45 5	Körhandtag bakomliggande Vårdarbroms Körhandtagsbygel Huvud- / nackstöd Bålstöd.	□	1539461	
	Ryggstativ MatrX 48/40cm		48	Körhandtag bakomliggande Vårdarbroms Körhandtagsbygel Huvud- / nackstöd Bålstöd.	□	1539462	
	Ryggstativ MatrX 50.5/40cm		50 5	Körhandtag bakomliggande Vårdarbroms Körhandtagsbygel Huvud- / nackstöd Bålstöd.	□	1539463	

	RYGGKLÄDSEL för ryggstöd fast / höj- och sänkbart		SB	PASSAR EJ:		ARTNR	
 	<u>Ryggklädsel 20 - 29cm</u>	0680/ 0690					
	Ryggklädsel 33 rh 20 - 29cm		33	Ryggstöd insvängd.	□	1518668	
	Ryggklädsel 35.5 rh 20 - 29cm		35 5	Ryggstöd insvängd.	□	1512549	
	Ryggklädsel 38 rh 20 - 29cm		38	Ryggstöd insvängd.	□	1512593	
	Ryggklädsel 40.5 rh 20 - 29cm		40 5	Ryggstöd insvängd.	□	1512606	
	Ryggklädsel 43 rh 20 - 29cm		43	Ryggstöd insvängd.	□	1512630	
	Ryggklädsel 45.5 rh 20 - 29cm		45 5	Ryggstöd insvängd.	□	1512633	
	Ryggklädsel 48 rh 20 - 29cm		48	Ryggstöd insvängd.	□	1512654	
	Ryggklädsel 50.5 rh 20 - 29cm		50 5	Ryggstöd insvängd.	□	1512657	
	<u>Ryggklädsel 30 - 39cm</u>	0680/ 0690					
	Ryggklädsel 33 rh 30 - 39cm		33	Ryggstöd insvängd.	□	1518669	
	Ryggklädsel 35.5 rh 30 - 39cm		35 5	Ryggstöd insvängd.	□	1512562	
	Ryggklädsel 38 rh 30 - 39cm		38	Ryggstöd insvängd.	□	1512604	
	Ryggklädsel 40.5 rh 30 - 39cm		40 5	Ryggstöd insvängd.	□	1512628	
	Ryggklädsel 43 rh 30 - 39cm		43	Ryggstöd insvängd.	□	1512631	
	Ryggklädsel 45.5 rh 30 - 39cm		45 5	Ryggstöd insvängd.	□	1512634	
	Ryggklädsel 48 rh 30 - 39cm		48	Ryggstöd insvängd.	□	1512655	
	Ryggklädsel 50.5 rh 30 - 39cm		50 5	Ryggstöd insvängd.	□	1512658	
	<u>Ryggklädsel 40 - 49cm</u>	0680/ 0690					
	Ryggklädsel 33 rh 40 - 49cm		33	Ryggstöd insvängd.	□	1518670	
	Ryggklädsel 35.5 rh 40 - 49cm		35 5	Ryggstöd insvängd.	□	1512563	
	Ryggklädsel 38 rh 40 - 49cm		38	Ryggstöd insvängd.	□	1512605	
	Ryggklädsel 40.5 rh 40 - 49cm		40 5	Ryggstöd insvängd.	□	1512629	
	Ryggklädsel 43 rh 40 - 49cm		43	Ryggstöd insvängd.	□	1512632	
	Ryggklädsel 45.5 rh 40 - 49cm		45 5	Ryggstöd insvängd.	□	1512653	
	Ryggklädsel 48 rh 40 - 49cm		48	Ryggstöd insvängd.	□	1512656	
	Ryggklädsel 50.5 rh 40 - 49cm		50 5	Ryggstöd insvängd.	□	1512659	

	RYGGKLÄDSEL för ryggstöd insvängd fast höjd 35cm		SB	PASSAR EJ:		ARTNR	
	Ryggklädsel insvängd 35.5/35	0695	35 5	Ryggstöd fast höjd / höj- och sänkbart.	□	1517360	
	Ryggklädsel insvängd 38/35		38	Ryggstöd fast höjd / höj- och sänkbart.	□	1517361	
	Ryggklädsel insvängd 40.5/35		40 5	Ryggstöd fast höjd / höj- och sänkbart.	□	1517362	
	Ryggklädsel insvängd 43/35		43	Ryggstöd fast höjd / höj- och sänkbart.	□	1517363	
	Ryggklädsel insvängd 45.5/35		45 5	Ryggstöd fast höjd / höj- och sänkbart.	□	1517364	
	Ryggklädsel insvängd 48/35		48	Ryggstöd fast höjd / höj- och sänkbart.	□	1517365	
	Ryggklädsel insvängd 50.5/35		50	Ryggstöd fast höjd / höj- och sänkbart.	□	1517366	

	Utan ryggklädsel	0699			☐		
	KÖRHANDTAG FASTA		SB	PASSAR EJ:		ARTNR	
	Körhandtag fast par	0860		Vårdarbroms.	☐	1511455	
	KÖRHANDTAG FÄLLBARA		SB	PASSAR EJ:		ARTNR	
	Körhandtag fällbara par	0870		Vårdarbroms.	☐	1511472	
	KÖRHANDTAG BAKOMLIGGANDE hög- och sänkbara		SB	PASSAR EJ:		ARTNR	
	Körhandtag korta bakomliggande h/s par	0880		Ryggstöd fast höjd 20cm Ryggstöd inbockad Ryggstativ MatrX Vårdarbroms.	☐	1512795	
	Körhandtag långa bakomliggande h/s par OBS! Välj dessa ihop med vårdarbroms.	0890		Ryggstöd fast höjd 20cm Ryggstöd inbockad Ryggstativ MatrX.	☐	1512797	
Korta: 146mm Långa: 216mm							
	KÖRHANDTAGSBYGEL OBS! Används för montering av huvud/nackstöd! Körhandtagsbygel m fäste f nackstöd sb 33cm		SB	PASSAR EJ:		ARTNR	
	Körhandtagsbygel m fäste f nackstöd sb 35 5cm		33 5	Ryggstöd fast höjd 20cm Ryggstöd inbockad Ryggstativ MatrX.	☐	1512900	
	Körhandtagsbygel m fäste f nackstöd sb 38cm		38	Ryggstöd fast höjd 20cm Ryggstöd inbockad Ryggstativ MatrX.	☐	1530539	
	Körhandtagsbygel m fäste f nackstöd sb 40 5cm		40 5	Ryggstöd fast höjd 20cm Ryggstöd inbockad Ryggstativ MatrX.	☐	1435750	
	Körhandtagsbygel m fäste f nackstöd sb 43cm		43	Ryggstöd fast höjd 20cm Ryggstöd inbockad Ryggstativ MatrX.	☐	1483920	
	Körhandtagsbygel m fäste f nackstöd sb 43cm		43	Ryggstöd fast höjd 20cm Ryggstöd inbockad Ryggstativ MatrX.	☐	1435751	
	Körhandtagsbygel m fäste f nackstöd sb 45 5cm		45 5	Ryggstöd fast höjd 20cm Ryggstöd inbockad Ryggstativ MatrX.	☐	1483921	
	Körhandtagsbygel m fäste f nackstöd sb 48cm		48	Ryggstöd fast höjd 20cm Ryggstöd inbockad Ryggstativ MatrX.	☐	1435752	
	Körhandtagsbygel m fäste f nackstöd sb 50 5cm		50 5	Ryggstöd fast höjd 20cm Ryggstöd inbockad Ryggstativ MatrX.	☐	1483922	
	NACKSTÖD		SB	PASSAR EJ:		ARTNR	
	Nackstöd Överdrag f nackstöd	0900		Ryggstöd fast höjd 20cm Ryggstöd inbockad Ryggstativ MatrX.	☐ ☐	1508848 1518517	
	HUVUDSTÖD MED SIDOSTÖD sidojusterbart		SB	PASSAR EJ:		ARTNR	
	Huvudstöd m sidostöd Överdrag f huvudstöd m sidostöd	0910		Ryggstöd fast höjd 20cm Ryggstöd inbockad Ryggstativ MatrX.	☐ ☐	1446559 1518516	
	HUVUDSTÖD MED KÅKSTÖD sidojusterbart		SB	PASSAR EJ:		ARTNR	
	Huvudstöd sidojusterbart med kåkstöd	0920		Ryggstöd fast höjd 20cm Ryggstöd inbockad Ryggstativ MatrX.	☐	SP1446560	
Utan körhandtag		0930			☐		
	SITSKLÄDSEL sittdjupet är justerbart -4cm		SB	PASSAR EJ:		ARTNR	
	<u>Sittdjup 40cm</u>						
	Sitsklädsel 33/40	0940	33		☐	1518674	
	Sitsklädsel 35.5/40		35 5		☐	1512243	
	Sitsklädsel 38/40		38		☐	1512244	
	Sitsklädsel 40.5/40		40 5		☐	1512301	
	Sitsklädsel 43/40		43		☐	1512389	
	Sitsklädsel 45.5/40		45 5		☐	1512393	
	Sitsklädsel 48/40		48		☐	1512496	
	Sitsklädsel 50.5/40		50 5		☐	1512497	
	<u>Sittdjup 45cm</u>						
	Sitsklädsel 33/45		33		☐	1518675	
	Sitsklädsel 35.5/45		35 5		☐	1512498	
	Sitsklädsel 38/45		38		☐	1512499	
	Sitsklädsel 40.5/45		40 5		☐	1512500	
	Sitsklädsel 43/45		43		☐	1512501	
	Sitsklädsel 45.5/45		45 5		☐	1512502	
	Sitsklädsel 48/45		48		☐	1512503	
	Sitsklädsel 50.5/45		50 5		☐	1512504	
	<u>Sittdjup 50cm</u>						
	Sitsklädsel 35.5/50		35 5		☐	1512505	
	Sitsklädsel 38/50		38		☐	1512506	
	Sitsklädsel 40.5/50		40 5		☐	1512507	
	Sitsklädsel 43/50		43		☐	1512529	
	Sitsklädsel 45.5/50		45 5		☐	1512530	
	Sitsklädsel 48/50		48		☐	1512547	
	Sitsklädsel 50.5/50		50 5		☐	1512548	

	SITTDYNA med tyg svart Jemima		SB	PASSAR EJ:	ARTNR	
	<u>Sittdiup 40cm</u>					
	Sittdyna 34/40 Jemima	0960	33		☐ 5226506-TR18	
	Sittdyna 36/40 Jemima		35 5		☐ 5104255-TR18	
	Sittdyna 38/40 Jemima		38		☐ 5104317-TR18	
	Sittdyna 41/40 Jemima		40 5		☐ 5103179-TR18	
	Sittdyna 43/40 Jemima		43		☐ 5104262-TR18	
	Sittdyna 46/40 Jemima		45 5		☐ 5103180-TR18	
	Sittdyna 48/40 Jemima		48		☐ 5226509-TR18	
	Sittdyna 50/40 Jemima		50 5		☐ 5104269-TR18	
	<u>Sittdiup 45cm</u>	0960				
	Sittdyna 34/45 Jemima		33		☐ 5226507-TR18	
	Sittdyna 36/45 Jemima		35 5		☐ 5104257-TR18	
	Sittdyna 38/45 Jemima		38		☐ 5104319-TR18	
	Sittdyna 41/45 Jemima		40 5		☐ 5104259-TR18	
	Sittdyna 43/45 Jemima		43		☐ 5104264-TR18	
	Sittdyna 46/45 Jemima		45 5		☐ 5104266-TR18	
	Sittdyna 48/45 Jemima		48		☐ 5226510-TR18	
	Sittdyna 50/45 Jemima		50 5		☐ 5104271-TR18	
	<u>Sittdiup 50cm</u>	0960				
	Sittdyna 36/50 Jemima		35 5		☐ 1512809	
	Sittdyna 38/50 Jemima		38		☐ 1495830	
	Sittdyna 41/50 Jemima		40 5		☐ 1495831	
	Sittdyna 43/50 Jemima		43		☐ 1495832	
	Sittdyna 46/50 Jemima		45 5		☐ 1495833	
	Sittdyna 48/50 Jemima		48		☐ 1495834	
	Sittdyna 50/50 Jemima		50 5		☐ 1495835	

	Utan sittdyna	0990			☐	
--	---------------	------	--	--	--------------------------	--

	Benstöd VINKELFAST 80GR överdel		SB	PASSAR EJ:	ARTNR	
	<u>Benstöd vf 80gr hö/vä svart vä</u>					
	Benstöd vf 80gr hö/vä svart hö	1010		Vadstöd Underbenslängd 26-28 / 47-48cm.	☐ 1493055-0509	
		1050		Vadstöd Underbenslängd 26-28 / 47-48cm.	☐ 1493055-0509	

	Benstöd VINKELFAST 90GR överdel		SB	PASSAR EJ:	ARTNR	
	<u>Benstöd vf 90gr hö/vä svart vä</u>					
	Benstöd vf 90gr hö/vä svart hö	1020	38-50 5	Vadstöd Fotplatteförlängare Länkhjul 7" Underbenslängd 37-39 / 47-48cm.	☐ 1493056-0509	
		1060	38-50 5	Vadstöd Fotplatteförlängare Länkhjul 7" Underbenslängd 37-39 / 47-48cm.	☐ 1493056-0509	

	Benstöd VINKELSTÄLLBART överdel		SB	PASSAR EJ:	ARTNR	
	<u>Benstöd vs aktiv u vadstöd vä</u>					
	Benstöd vs aktiv u vadstöd hö	1000	35 5-50 5	Underbenslängd 26-28cm Hel fotplatta.	☐ 1508945	
		1040	35 5-50 5	Underbenslängd 26-28cm Hel fotplatta.	☐ 1508948	

	VADSTÖD för vinkelställbart benstöd		SB	PASSAR EJ:	ARTNR	
	<u>Vadstöd tunn dyna 10x17 vä</u>					
	Vadstöd tunn dyna 10x17 hö		35 5	benstöd fast vinkel 80 / 90gr.	☐ 1518616	
	Vadstöd tunn dyna 11x17 vä		35 5	Benstöd fast vinkel 80 / 90gr.	☐ 1518616	
	Vadstöd tunn dyna 11x17 hö		38	Benstöd fast vinkel 80 / 90gr.	☐ 1518617	
	Vadstöd tunn dyna 12x17 vä		38	Benstöd fast vinkel 80 / 90gr.	☐ 1518617	
	Vadstöd tunn dyna 12x17 hö		40 5-43	Benstöd fast vinkel 80 / 90gr.	☐ 1518531	
	Vadstöd tunn dyna 12x17 hö		40 5-43	Benstöd fast vinkel 80 / 90gr.	☐ 1518531	
	Vadstöd tunn dyna 15x17 vä		45 5-48	Benstöd fast vinkel 80 / 90gr.	☐ 1518532	
	Vadstöd tunn dyna 15x17 hö		45 5-48	Benstöd fast vinkel 80 / 90gr.	☐ 1518532	
	Vadstöd tunn dyna 22x17 vä		50 5	Benstöd fast vinkel 80 / 90gr.	☐ 1518533	
	Vadstöd tunn dyna 22x17 hö		50 5	Benstöd fast vinkel 80 / 90gr.	☐ 1518533	

	Utan Benstöd vä	1030			☐	
	Utan Benstöd hö	1070			☐	

	FOTPLATTA VINKELSTÄLLBAR för benstöd vinkelfast 80gr / vinkelställbart		SB	PASSAR EJ:		ARTNR	
Långt rör = 36cm	Fotplatta vs 13cm f 80gr/vs benst. kort rör vä	1120	33-35 5	Benstöd vinkelfast 90gr.	☐	1485430	
Kort rör = 24cm	Fotplatta vs 13cm f 80gr/vs benst. långt rör vä		33-35 5	Benstöd vinkelfast 90gr.	☐	1485428	
	Fotplatta vs 13cm f 80gr/vs benst. kort rör hö	1140	33-35 5	Benstöd vinkelfast 90gr.	☐	1485524	
	Fotplatta vs 13cm f 80gr/vs benst. långt rör hö		33-35 5	Benstöd vinkelfast 90gr.	☐	1485429	
	Fotplatta vs 15cm f 80gr/vs benst. kort rör vä	1120	38-40 5	Benstöd vinkelfast 90gr.	☐	1429159	
	Fotplatta vs 15cm f 80gr/vs benst. långt rör vä		38-40 5	Benstöd vinkelfast 90gr.	☐	1429171	
	Fotplatta vs 15cm f 80gr/vs benst. kort rör hö	1140	38-40 5	Benstöd vinkelfast 90gr.	☐	1429160	
	Fotplatta vs 15cm f 80gr/vs benst. långt rör hö		38-40 5	Benstöd vinkelfast 90gr.	☐	1429172	
	Fotplatta vs 18+1cm f 80gr/vs benst. kort rör vä	1120	43-45 5	Benstöd vinkelfast 90gr.	☐	1429163	
	Fotplatta vs 18+1cm f 80gr/vs benst. långt rör vä		43-45 5	Benstöd vinkelfast 90gr.	☐	1429175	
	Fotplatta vs 18+1cm f 80gr/vs benst. kort rör hö	1140	43-45 5	Benstöd vinkelfast 90gr.	☐	1429164	
	Fotplatta vs 18+1cm f 80gr/vs benst. långt rör hö		43-45 5	Benstöd vinkelfast 90gr.	☐	1429176	
	Fotplatta vs 18+3cm f 80gr/vs benst. kort rör vä	1120	48	Benstöd vinkelfast 90gr.	☐	1429167	
	Fotplatta vs 18+3cm f 80gr/vs benst. långt rör vä		48	Benstöd vinkelfast 90gr.	☐	1429179	
	Fotplatta vs 18+3cm f 80gr/vs benst. kort rör hö	1140	48	Benstöd vinkelfast 90gr.	☐	1429168	
	Fotplatta vs 18+3cm f 80gr/vs benst. långt rör hö		48	Benstöd vinkelfast 90gr.	☐	1429180	
	Fotplatta vs 19+3cm f 80gr/vs benst. kort rör vä	1120	50 5	Benstöd vinkelfast 90gr.	☐	1429169	
	Fotplatta vs 19+3cm f 80gr/vs benst. långt rör vä		50 5	Benstöd vinkelfast 90gr.	☐	1429170	
	Fotplatta vs 19+3cm f 80gr/vs benst. kort rör hö	1140	50 5	Benstöd vinkelfast 90gr.	☐	1429181	
	Fotplatta vs 19+3cm f 80gr/vs benst. långt rör hö		50 5	Benstöd vinkelfast 90gr.	☐	1429182	


	FOTPLATTA VINKELSTÄLLBAR för benst. vinkelfast 90gr		SB	PASSAR EJ:		ARTNR	
Långt rör = 36cm	Fotplatta vs 12+5 f 90gr benst. kort rör vä	1120	38-40 5	Benstöd vinkelfast 80gr / Vinkelställbart.	☐	1446130	
Kort rör = 24cm	Fotplatta vs 12+5 f 90gr benst. långt rör vä		38-40 5	Benstöd vinkelfast 80gr / Vinkelställbart.	☐	1446136	
	Fotplatta vs 12+5 f 90gr benst. kort rör hö	1140	38-40 5	Benstöd vinkelfast 80gr / Vinkelställbart.	☐	1446131	
	Fotplatta vs 12+5 f 90gr benst. långt rör hö		38-40 5	Benstöd vinkelfast 80gr / Vinkelställbart.	☐	1446137	
	Fotplatta vs 14+5 f 90gr benst. kort rör vä	1120	43-45 5	Benstöd vinkelfast 80gr / Vinkelställbart.	☐	1446132	
	Fotplatta vs 14+5 f 90gr benst. långt rör vä		43-45 5	Benstöd vinkelfast 80gr / Vinkelställbart.	☐	1446138	
	Fotplatta vs 14+5 f 90gr benst. kort rör hö	1140	43-45 5	Benstöd vinkelfast 80gr / Vinkelställbart.	☐	1446133	
	Fotplatta vs 14+5 f 90gr benst. långt rör hö		43-45 5	Benstöd vinkelfast 80gr / Vinkelställbart.	☐	1446139	
	Fotplatta vs 17+5 f 90gr benst. kort rör vä	1120	48-50 5	Benstöd vinkelfast 80gr / Vinkelställbart.	☐	1446134	
	Fotplatta vs 17+5 f 90gr benst. långt rör vä		48-50 5	Benstöd vinkelfast 80gr / Vinkelställbart.	☐	1446140	
	Fotplatta vs 17+5 f 90gr benst. kort rör hö	1140	48-50 5	Benstöd vinkelfast 80gr / Vinkelställbart.	☐	1446135	
	Fotplatta vs 17+5 f 90gr benst. långt rör hö		48-50 5	Benstöd vinkelfast 80gr / Vinkelställbart.	☐	1446141	

	FOTPLATTA VINKELFAST för benst. vinkelfast 80gr / vinkelställbart		SB	PASSAR EJ:	ARTNR	
Långt rör = 36cm	Fotplatta vf 19cm f 80gr/vs benst. kort rör vä	1110	38-40 5	Benstöd vinkelfast 90gr.	■ 1428357	
Kort rör = 24cm	Fotplatta vf 19cm f 80gr/vs benst. långt rör vä		38-40 5	Benstöd vinkelfast 90gr.	■ 1428359	
	Fotplatta vf 19cm f 80gr/vs benst. kort rör hö	1130	38-40 5	Benstöd vinkelfast 90gr.	■ 1428358	
	Fotplatta vf 19cm f 80gr/vs benst. långt rör hö		38-40 5	Benstöd vinkelfast 90gr.	■ 1428360	
	Fotplatta vf 21cm f 80gr/vs benst. kort rör vä	1110	43-45 5	Benstöd vinkelfast 90gr.	■ 1428361	
	Fotplatta vf 21cm f 80gr/vs benst. långt rör vä		43-45 5	Benstöd vinkelfast 90gr.	■ 1428363	
	Fotplatta vf 21cm f 80gr/vs benst. kort rör hö	1130	43-45 5	Benstöd vinkelfast 90gr.	■ 1428362	
	Fotplatta vf 21cm f 80gr/vs benst. långt rör hö		43-45 5	Benstöd vinkelfast 90gr.	■ 1428364	
	Fotplatta vf 24cm f 80gr/vs benst. kort rör vä	1110	48-50 5	Benstöd vinkelfast 90gr.	■ 1428365	
	Fotplatta vf 24cm f 80gr/vs benst. långt rör vä		48-50 5	Benstöd vinkelfast 90gr.	■ 1428367	
	Fotplatta vf 24cm f 80gr/vs benst. kort rör hö	1130	48-50 5	Benstöd vinkelfast 90gr.	■ 1428366	
	Fotplatta vf 24cm f 80gr/vs benst. långt rör hö		48-50 5	Benstöd vinkelfast 90gr.	■ SP1428368	

	FOTPLATTA HEL vinkel- och djupjusterbar inkl. vadbånd för benst. vinkelfast 80gr		SB	PASSAR EJ:	ARTNR	
Långt rör = 36cm	Fotplatta hel 32+2 f 80gr benst. korta rör	1100	38	Hälband benst. vinkelfast 90gr / vinkelställbart	■ 1496945	
Kort rör = 24cm	Fotplatta hel 32+2 f 80gr benst. långt rör		38	Hälband benst. vinkelfast 90gr / vinkelställbart	■ 1496954	
	Fotplatta hel 34+2 f 80gr benst. korta rör		40 5	Hälband benst. vinkelfast 90gr / vinkelställbart	■ 1496946	
	Fotplatta hel 34+2 f 80gr benst. långt rör		40 5	Hälband benst. vinkelfast 90gr / vinkelställbart	■ 1496955	
	Fotplatta hel 37+2 f 80gr benst. korta rör		43	Hälband benst. vinkelfast 90gr / vinkelställbart	■ 1496947	
	Fotplatta hel 37+2 f 80gr benst. långt rör		43	Hälband benst. vinkelfast 90gr / vinkelställbart	■ 1496982	
	Fotplatta hel 39+2 f 80gr benst. korta rör		45 5	Hälband benst. vinkelfast 90gr / vinkelställbart	■ 1496948	
	Fotplatta hel 39+2 f 80gr benst. långt rör		45 5	Hälband benst. vinkelfast 90gr / vinkelställbart	■ 1497004	
	Fotplatta hel 42+2 f 80gr benst. korta rör		48	Hälband benst. vinkelfast 90gr / vinkelställbart	■ 1496949	
	Fotplatta hel 42+2 f 80gr benst. långt rör		48	Hälband benst. vinkelfast 90gr / vinkelställbart	■ 1497005	
	Fotplatta hel 45+2 f 80gr benst. korta rör		50 5	Hälband benst. vinkelfast 90gr / vinkelställbart	■ 1496953	
	Fotplatta hel 45+2 f 80gr benst. långt rör		50 5	Hälband benst. vinkelfast 90gr / vinkelställbart	■ 1497006	

	FOTPLATTA HEL vinkel- och djupjusterbar inkl. vadbånd för benst. vinkelfast 90gr		SB	PASSAR EJ:	ARTNR	
Långt rör = 36cm	Fotplatta hel 23+10cm f 90gr benst. korta rör	1100	38	Hälband benst. vinkelfast 80gr / vinkelställbart	■ 1491247	
Kort rör = 24cm	Fotplatta hel 23+10cm f 90gr benst. långt rör		38	Hälband benst. vinkelfast 80gr / vinkelställbart	■ 1493349	
	Fotplatta hel 26+10cm f 90gr benst. korta rör		40 5	Hälband benst. vinkelfast 80gr / vinkelställbart	■ 1491248	
	Fotplatta hel 26+10cm f 90gr benst. långt rör		40 5	Hälband benst. vinkelfast 80gr / vinkelställbart	■ 1493350	
	Fotplatta hel 28+10cm f 90gr benst. korta rör		43	Hälband benst. vinkelfast 80gr / vinkelställbart	■ 1493267	
	Fotplatta hel 28+10cm f 90gr benst. långt rör		43	Hälband benst. vinkelfast 80gr / vinkelställbart	■ 1493351	
	Fotplatta hel 31+10cm f 90gr benst. korta rör		45 5	Hälband benst. vinkelfast 80gr / vinkelställbart	■ 1493268	
	Fotplatta hel 31+10cm f 90gr benst. långt rör		45 5	Hälband benst. vinkelfast 80gr / vinkelställbart	■ 1493358	
	Fotplatta hel 33+10cm f 90gr benst. korta rör		48	Hälband benst. vinkelfast 80gr / vinkelställbart	■ 1493269	
	Fotplatta hel 33+10cm f 90gr benst. långt rör		48	Hälband benst. vinkelfast 80gr / vinkelställbart	■ 1493359	
	Fotplatta hel 36+10cm f 90gr benst. korta rör		50 5	Hälband benst. vinkelfast 80gr / vinkelställbart	■ 1493270	
	Fotplatta hel 36+10cm f 90gr benst. långt rör		50 5	Hälband benst. vinkelfast 80gr / vinkelställbart	■ 1493377	
	HÄLBAND		SB	PASSAR EJ:	ARTNR	
	Hälband med fästpinne par	1340		Fotplatta hel.	■ 5321579	

	VADBAND		SB	PASSAR EJ:	ARTNR	
	Ingår vid beställning av hel fotplatta					
	Vadbånd justerbart	1351			■ 1433580	

	benst. AMPUTATION		SB	PASSAR EJ:	ARTNR	
	Benstöd amputation sb 39-43cm vä	1360	38-43		☐	1429192-0509
	Benstöd amputation sb 39-43cm hö	1370	38-43		☐	1429191-0509
	Benstöd amputation sb 45.5-50.5cm vä	1360	45 5-50 5		☐	1429211-0509
	Benstöd amputation sb 45.5-50.5cm hö	1370	45 5-50 5		☐	1429212-0509

	SIDOSKYDD		SB	PASSAR EJ:	ARTNR	
	Sidoskydd vä	1150		Bord.	☐	1491238
	Sidoskydd hö	1230		Bord.	☐	1491237

	DÄCKSKYDD		SB	PASSAR EJ:	ARTNR																																	
	Däckskydd hög vä	1160		Drivhjulinfästning förlängd Bålstöd vä Bord.	☐	1512845																																
	Däckskydd hög hö	1240		Drivhjulinfästning förlängd Bålstöd hö Bord.	☐	1512844																																
	Däckskydd låg vä	1160		Drivhjulinfästning förlängd Bålstöd vä Bord.	☐	1512847																																
	Däckskydd låg hö	1240		Drivhjulinfästning förlängd Bålstöd hö Bord.	☐	1512846																																
	Välja däckskydd <table><tr><td>Drivhjul</td><td>SH bak</td><td>Välj</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Däckskydd</td></tr><tr><td>22"</td><td>38-39</td><td></td><td></td></tr><tr><td>24"+25"</td><td>40-44</td><td></td><td></td></tr><tr><td>26"</td><td>41-46</td><td></td><td>Hög</td></tr><tr><td>22"</td><td>40-45</td><td></td><td></td></tr><tr><td>24"+25"</td><td>45-48</td><td></td><td>Låg</td></tr><tr><td>26"</td><td>47-49</td><td></td><td></td></tr></table>		Drivhjul	SH bak	Välj					Däckskydd	22"	38-39			24"+25"	40-44			26"	41-46		Hög	22"	40-45			24"+25"	45-48		Låg	26"	47-49						
	Drivhjul	SH bak	Välj																																			
			Däckskydd																																			
22"	38-39																																					
24"+25"	40-44																																					
26"	41-46		Hög																																			
22"	40-45																																					
24"+25"	45-48		Låg																																			
26"	47-49																																					


	ARMSTÖD RIO		SB	PASSAR EJ:	ARTNR	
	Armstöd Rio kort dyna 28cm vä	1170		Bord.	☐	1435461
	Armstöd Rio lång dyna 38cm vä	1180			☐	1435487
	Armstöd Rio kort dyna 28cm hö	1250		Bord.	☐	1435460
	Armstöd Rio lång dyna 38cm hö	1260			☐	1435486

	ARMSTÖD FLIP-UP		SB	PASSAR EJ:	ARTNR	
	Armstöd Flip-Up kort dyna 28cm inkl. fäste vä	1190		Bålstöd vä Armstödslåsning Bord.	☐	1435459 + 1512698
	Armstöd Flip-Up lång dyna 38cm inkl. fäste vä	1200		Bålstöd vä Armstödslåsning.	☐	1435489 + 1512698
	Armstöd Flip-Up kort dyna 28cm inkl. fäste hö	1270		Bålstöd hö Armstödslåsning Bord.	☐	1435458 + 1512698
	Armstöd Flip-Up lång dyna 38cm inkl. fäste hö	1280		Bålstöd hö Armstödslåsning.	☐	1435488 + 1512698

	ARMSTÖD HEMI vridbart		SB	PASSAR EJ:	ARTNR	
	Armstöd hemi vä	1210		Bord.	☐	1492901
	Armstöd hemi hö	1290		Bord.	☐	1492900

	Utan armstöd vä	1300			☐	
	Utan armstöd hö	1300			☐	

	RYGGKILAR		SB	PASSAR EJ:	ARTNR	
	Ryggekilar par	1310			☐	SP1513037

	BÅLSTÖD STANDARD DYNA		SB	PASSAR EJ:	ARTNR	
	Bålstöd standard dyna sw inkl fäste vä	1320		Ryggstöd fast höjd Ryggstativ MatrX Ryggstöd inbockad Armstöd Flip-Up / Däckskydd på samma sida.	☐	1552739
	Bålstöd standard dyna sw inkl fäste hö	1330		Ryggstöd fast höjd Ryggstativ MatrX Ryggstöd inbockad Armstöd Flip-Up / Däckskydd på samma sida.	☐	1552740

	BÅLSTÖD MULTIJUSTERBAR DYNA		SB	PASSAR EJ:	ARTNR	
	Bålstöd multi vä inkl fäste	1335		Ryggstöd fast höjd Ryggstativ MatrX Ryggstöd inbockad Armstöd Flip-Up / Däckskydd på samma sida.	☐	1530502
	Bålstöd multi hö inkl fäste	1336		Ryggstöd fast höjd Ryggstativ MatrX Ryggstöd inbockad Armstöd Flip-Up / Däckskydd på samma sida.	☐	1530501

	RAMFÄRG		SB	PASSAR EJ:	ARTNR	
	Anthracite Svart	1380			☐	
	Pärlgrå	1390			☐	
	Blå	1400			☐	
	Röd	1410			☐	
	Orange	1420			☐	



För information om val av sitthöjd fram och bak i kombination med olika länk- och drivhjul - se Sitthöjdstabellen på sid 13-15.

LÄNKHJUL INKL. GAFFEL		SB	PASSAR EJ:	ARTNR	
Länkhjulsinfästning par kpl OBS! Ingår alltid.	1430			☒ 1512242	
Länkhjul 75x24mm (3") massivt gaffel 75 smal	1440			☐ 1512762	
Länkhjul 75x24mm (3") massivt gaffel 110 smal				☐ 1512763	
Länkhjul 75x24mm (3") massivt gaffel 150 smal				☐ 1512764	
Länkhjul 100x27mm (4") massivt gaffel 75 smal	1450			☐ 1512765	
Länkhjul 100x27mm (4") massivt gaffel 110 smal				☐ 1512766	
Länkhjul 100x27mm (4") massivt gaffel 150 smal				☐ 1512767	
Länkhjul 125x27mm (5") massivt gaffel 110 smal	1460			☐ 1512768	
Länkhjul 125x27mm (5") massivt gaffel 150 smal				☐ 1512769	
Länkhjul 140x40mm (5 5") massivt gaffel 110 bred	1470			☐ 1512770	
Länkhjul 140x40mm (5 5") massivt gaffel 150 bred				☐ 1512771	
Länkhjul 150x30mm (6") massivt gaffel 110 smal	1485			☐ 1555788	
Länkhjul 150x30mm (6") massivt gaffel 150 smal				☐ 1555789	
Länkhjul 150x30mm (6") mass. mjukt gaffel 110 smal	1490			☐ 1512774	
Länkhjul 150x30mm (6") mass. mjukt gaffel 150 smal				☐ 1512775	
Länkhjul 150x32mm (6") luftp gaffel 110 smal	1500			☐ 1512776	
Länkhjul 150x32mm (6") luftp gaffel 150 smal				☐ 1512777	
Länkhjul 175x45mm (7") luftp gaffel 110 bred	1510		benst. vinkelfast 90gr.	☐ 1512780	
Länkhjul 175x45mm (7") luftp gaffel 150 bred			benst. vinkelfast 90gr.	☐ 1512781	
Länkhjul 175x45mm (7") massivt gaffel 110 bred	1520		benst. vinkelfast 90gr.	☐ 1512778	
Länkhjul 175x45mm (7") massivt gaffel 150 bred			benst. vinkelfast 90gr.	☐ 1512779	

Drivhjul	DRIVHJUL med		SB	PASSAR EJ:	ARTNR	
	Luftpumpat 1" lågprofil/finmönstrat högtryck däck					
	Drivhjul Sport 24" luft lp högtryck alu drivring	1560		Enarmsdrift Vårdarbroms Ekerskydd.	☐ 1483924	
Sport	Drivhjul Sport 24" luft Marathon Ev högtr alu drivr.	1570		Enarmsdrift Vårdarbroms Ekerskydd.	☐ 1532186	
	Drivhjul 24" luft lågprofil rostfri drivring	1571		Enarmsdrift Vårdarbroms Ekerskydd.	☐ 1531063	
	Drivhjul 25" luft lågprofil högtryck alu drivring	1590		Enarmsdrift Vårdarbroms Ekerskydd.	☐ 1508583	
	Drivhjul 26" luft lågprofil högtryck alu drivring	1600		Enarmsdrift Vårdarbroms Ekerskydd.	☐ 1508584	
Spinerdy	Drivhjul Spinerdy 24" luft Marathon Ev högtr titan drivr.	1585		Enarmsdrift Vårdarbroms Ekerskydd.	☐ 1497787	
	Drivhjul Spider 24" luft lp högtr alu drivring	1580		Enarmsdrift Vårdarbroms Ekerskydd.	☐ 5750796	
Däck						
						
Lågprofil						
Marathon Ev.						

Däck  Finmönstrat  Grovmonstrat  Massivt  Punkteringsfritt  Marathon Evolution	DRIVHJUL STANDARD 24"		SB	PASSAR EJ:	ARTNR	
	<u>24" x 1 3/8" luftpumpat finmönstrat</u>					
	Drivhjul 24" luft finmön alu drivring			Enarmsdrift Vårdarbroms.	☐ 1524029	
	Drivhjul 24" luft finmön plastad drivring			Enarmsdrift Vårdarbroms.	☐ 1524163	
	Drivhjul 24" luft finmön rostfri drivring			Enarmsdrift Vårdarbroms.	☐ 1530763	
	Drivhjul 24" luft finmönstrat geléplast drivring			Enarmsdrift Vårdarbroms.	☐ 1531462	
	Drivhjul 24" luft finmönstrat black grip drivring			Enarmsdrift Vårdarbroms.	☐ 1531538	
	<u>24" x 1 3/8" luftpumpat grovmönstrat</u>					
	Drivhjul 24" luft grovmön alu drivring			Enarmsdrift Vårdarbroms.	☐ 1524030	
	Drivhjul 24" luft grovmön plastad drivring			Enarmsdrift Vårdarbroms.	☐ 1524186	
	Drivhjul 24" luft grovmön rostfri drivring			Enarmsdrift Vårdarbroms.	☐ 1530764	
	Drivhjul 24" luft grovmönstrat geléplast drivring			Enarmsdrift Vårdarbroms.	☐ 1531508	
	Drivhjul 24" luft grovmönstrat black grip drivring			Enarmsdrift Vårdarbroms.	☐ 1531563	
	<u>24" x 1 3/8" massivt finmönstrat</u>					
	Drivhjul 24" mass finmön alu drivring			Enarmsdrift Vårdarbroms.	☐ 1524050	
	Drivhjul 24" mass finmön plastad drivring			Enarmsdrift Vårdarbroms.	☐ 1524188	
	Drivhjul 24" mass finmön rostfri drivring			Enarmsdrift Vårdarbroms.	☐ 1530762	
	Drivhjul 24" mass finmön geléplast drivring			Enarmsdrift Vårdarbroms.	☐ 1531531	
	Drivhjul 24" mass finmön black grip drivring			Enarmsdrift Vårdarbroms.	☐ 1531564	
	<u>24" x 1 3/8" punkteringsfritt grovmönstrat</u>					
	Drivhjul 24" pkt grovmön alu drivring			Enarmsdrift Vårdarbroms.	☐ 1524150	
	Drivhjul 24" pkt grovmön plastad drivring			Enarmsdrift Vårdarbroms.	☐ 1524189	
	Drivhjul 24" pkt grovmön rostfri drivring			Enarmsdrift Vårdarbroms.	☐ 1531129	
	Drivhjul 24" pkt grovmön geléplast drivring			Enarmsdrift Vårdarbroms.	☐ 1531532	
	Drivhjul 24" pkt grovmön black grip drivring			Enarmsdrift Vårdarbroms.	☐ 1531565	
	<u>24" x 1" luftpumpat Marathon Evolution</u>					
	Drivhjul 24" luft Marathon Ev högtr alu drivring			Enarmsdrift Vårdarbroms.	☐ 1532143	
	Drivhjul 24" luft Marathon Ev högtr plastad drivring			Enarmsdrift Vårdarbroms.	☐ 1532183	
	Drivhjul 24" luft Marathon Ev högtr rostfri drivring			Enarmsdrift Vårdarbroms.	☐ 1532144	
	Drivhjul 24" luft Marathon Ev högtr geléplast drivr.			Enarmsdrift Vårdarbroms.	☐ 1532184	
	Drivhjul 24" luft Marathon Ev högtr black grip drivr.			Enarmsdrift Vårdarbroms.	☐ 1532185	
Däck   Luft finmönstrat Grovmönstrat   Massivt Punkteringsfritt	DRIVHJUL STANDARD 22"		SB	PASSAR EJ:	ARTNR	
	<u>22" x 1 3/8" luftpumpat finmönstrat</u>					
	Drivhjul 22" luft finmön alu drivring			Enarmsdrift Vårdarbroms.	☐ 1523948	
	Drivhjul 22" luft finmön plastad drivring			Enarmsdrift Vårdarbroms.	☐ 1524023	
	<u>22" x 1 3/8" luftpumpat grovmönstrat</u>					
	Drivhjul 22" luft grovmön alu drivring			Enarmsdrift Vårdarbroms.	☐ 1523949	
	Drivhjul 22" luft grovmön plastad drivring			Enarmsdrift Vårdarbroms.	☐ 1524024	
	<u>22" x 1 3/8" massivt finmönstrat</u>					
	Drivhjul 22" mass finmön alu drivring			Enarmsdrift Vårdarbroms.	☐ 1524021	
	Drivhjul 22" mass finmön plastad drivring			Enarmsdrift Vårdarbroms.	☐ 1524027	
	<u>22" x 1 3/8" punkteringsfritt grovmönstrat</u>					
	Drivhjul 22" pkt grovmönstrat alu drivring			Enarmsdrift Vårdarbroms.	☐ 1524022	
	Drivhjul 22" pkt grovmönstrat plastad drivring			Enarmsdrift Vårdarbroms.	☐ 1524028	

För information om val av sitthöjd fram och bak i kombination med olika länk- och drivhjul - se Sitthöjdstabellen på sid 13-15.

 Luft finnmönstrat Grovmönstrat  Massivt Punkteringsfritt	DRIVHJUL FÖR VÅRDARBROMS (VB) 24"		SB	PASSAR EJ:	ARTNR	
	<u>24" x 13/8" luftpumpat finnmönstrat</u>					
	Drivhjul 24" VB luft finnmönstrat alu drivring			Enarmsdrift.	För information om val av sitthöjd fram och bak i kombination med olika länk- och drivhjul - se Sitthöjdstabellen på sid 13-15.	1524436
	Drivhjul 24" VB luft finnmönstrat plastad drivring			Enarmsdrift.		1524513
	Drivhjul 24" VB luft finnmönstrat rostfri drivring			Enarmsdrift.		1531064
	<u>24" x 13/8" luftpumpat grovmönstrat</u>					
	Drivhjul 24" VB luft grovmönstrat alu drivring			Enarmsdrift.		1524437
	Drivhjul 24" VB luft grovmönstrat plastad drivring			Enarmsdrift.		1524514
	Drivhjul 24" VB luft grovmönstrat rostfri drivring			Enarmsdrift.		1531080
	<u>24" x 13/8" massivt finnmönstrat</u>					
	Drivhjul 24" VB massivt finnmön alu drivring			Enarmsdrift.		1524447
	Drivhjul 24" VB massivt finnmön plastad drivring			Enarmsdrift.		1524515
	Drivhjul 24" VB massivt finnmön rostfri drivring			Enarmsdrift.		1531127
	<u>24" x 13/8" punkteringsfritt grovmönstrat</u>					
	Drivhjul 24" VB pkt grovmönstrat alu drivring			Enarmsdrift.		1524512
	Drivhjul 24" VB pkt grovmönstrat plastad drivring			Enarmsdrift.		1524516
	Drivhjul 24" VB pkt grovmönstrat rostfri drivring			Enarmsdrift.		1531128







 Luft finnmönstrat Grovmönstrat  Massivt Punkteringsfritt	DRIVHJUL FÖR VÅRDARBROMS (VB) 22"		SB	PASSAR EJ:	ARTNR	
	<u>22" x 13/8" luftpumpat grovmönstrat</u>					
	Drivhjul 22" VB luft grovmönstrat alu drivring			Enarmsdrift.	För information om val av sitthöjd fram och bak i kombination med olika länk- och drivhjul - se Sitthöjdstabellen på sid 13-15.	1524290
	Drivhjul 22" VB luft grovmönstrat plastad drivring			Enarmsdrift.		1524361
	<u>22" x 13/8" luftpumpat finnmönstrat</u>					
	Drivhjul 22" VB luft finnmönstrat alu drivring			Enarmsdrift.		1524289
	Drivhjul 22" VB luft finnmönstrat plastad drivring			Enarmsdrift.		1524337
	<u>22" x 13/8" massivt finnmönstrat</u>					
	Drivhjul 22" VB massivt finnmön alu drivring			Enarmsdrift.		1524291
	Drivhjul 22" VB massivt finnmön plastad drivring			Enarmsdrift.		1524388
	<u>22" x 13/8" punkteringsfritt grovmönstrat</u>					
	Drivhjul 22" VB pkt grovmönstrat alu drivring			Enarmsdrift.		1524292
	Drivhjul 22" VB pkt grovmönstrat plastad drivring			Enarmsdrift.		1524435

	DRIVHJULSINFÄSTNING		SB	PASSAR EJ:	ARTNR	
	Drivhjulinfästning 3gr par (3gr cambervinkel)	1730 1760		Vårdarbroms Enarmsdrift.	SP1511930	
	Drivhjulinfästning par (0gr cambervinkel)	1730 1750		Enarmsdrift.	SP1511869	
	Drivhjulinfästning förlängd par (0gr cambervinkel)	1740 1750		Broms Active Tippskydd Swing away Däckskydd Vårdarbroms. Enarmsdrift.	SP1512236	



	ENARMSDRIFT 0gr camber alu drivring		SB	PASSAR EJ:	ARTNR	
	Enarmsdrift 24 tum luft 35.5-40.5 luftpumpade grovmönstrade däck		35 5-40 5	Vårdarbroms Drivhjulinfästning Ekerskydd Kryckkäppshållare SH bak 38 /39 / 47cm.	1512860	
	Enarmsdrift 24 tum luft 43-48 luftpumpade grovmönstrade däck		43-48	Vårdarbroms Drivhjulinfästning Ekerskydd Kryckkäppshållare SH bak 38 /39 / 47cm.	1512861	
	Enarmsdrift 24 tum luft 50.5 luftpumpade grovmönstrade däck		50 5	Vårdarbroms Drivhjulinfästning Ekerskydd Kryckkäppshållare SH bak 38 /39 / 47cm.	1512862	
	Enarmsdrift 24 tum mass 35.5-40.5 massiva finmönstrade däck		35 5 -40 5	Vårdarbroms Drivhjulinfästning Ekerskydd Kryckkäppshållare SH bak 38 /39 / 47cm.	1512863	
	Enarmsdrift 24 tum mass 43-48 massiva finmönstrade däck		43-48	Vårdarbroms Drivhjulinfästning Ekerskydd Kryckkäppshållare SH bak 38 /39 / 47cm.	1512864	
	Enarmsdrift 24 tum mass 50.5 massiva finmönstrade däck		50 5	Vårdarbroms Drivhjulinfästning Ekerskydd Kryckkäppshållare SH bak 38 /39 / 47cm.	1512865	

	EKERSKYDD		SB	PASSAR EJ:	ARTNR	
	Ekerskydd 22 tum neutral	1770		Enarmsdrift Drivhjul Sport / Spinerger / Spider.	5102800	
	Ekerskydd 24 tum neutral			Enarmsdrift Drivhjul Sport / Spinerger / Spider.	5102807	
	BROMS STANDARD		SB	PASSAR EJ:	ARTNR	
	Broms standard m fäste par	1780			1512662	



	BROMS ACTIVE		SB	PASSAR EJ:	ARTNR	
	Broms active par	1800		Bromsspaksförlängare Sittbredd 33cm Sittdjup 40cm.	1512665	

	BROMS ENARM inkl. fällbar bromsspaksförlängare		SB	PASSAR EJ:		ARTNR	
	Broms enarms f vä kpl m fäste	1810	38-50 5	Enarmsdrift hö.	☐	1512669	
	Broms enarms f hö kpl m fäste	1820	38-50 5	Enarmsdrift vä.	☐	1512670	
	BROMSSPAKSFÖRLÄNGARE		SB	PASSAR EJ:		ARTNR	
	Bromsarm förlängd vä	1840		Broms active.	☐	5203340	
	Bromsarm förlängd hö	1850		Broms active.	☐	5203340	
	VÅRDARBOMS		SB	PASSAR EJ:		ARTNR	
	Bromssats VB kpl par			Ryggstöd fast höjd 20cm Ryggstöd insvängd Ryggstativ Matrx Körhandtag fasta / fällbara / bakomliggande korta Enarmsdrift Sitthöjd bak 47cm Drivhjul standard / 25" / 26" / Sport / Spider / Spinergy Drivjulsinfästning förlängt Cambervinkel 3gr.	☐	SP1536467	
	BÄLTE		SB	PASSAR EJ:		ARTNR	
	Midjebälte m billås	1830			☐	1551066	
	OBS! Krävs om rullstolen skall användas som sittplats i ett fordon.						
	ARMSTÖDSLÄSNING		SB	PASSAR EJ:		ARTNR	
	Armstödslåsning	1860		Armstöd Flip-Up.	☐	1560734	
	TIPPSKYDD SWING AWAY		SB	PASSAR EJ:		ARTNR	
	Tippskydd swing away vä	1870		Kryckkäppshållare vä Enarmsdrift Sitthöjd bak 38-39cm.	☐	SP1512715	
	Tippskydd swing away hö	1880		Kryckkäppshållare hö Enarmsdrift Sitthöjd bak 38-39cm.	☐	SP1512716	
	Tippskydd enarmsdrift vä			Kryckkäppshållare.	☐	1512853	
	Tippskydd enarmsdrift hö			Kryckkäppshållare.	☐	1512854	
	TIPPSKYDD FÖRLÄNGD inkl. tramprör		SB	PASSAR EJ:		ARTNR	
	Tippskydd förlängd vä	1871		Tramprör Enarmsdrift.	☐	1518488	
	Tippskydd förlängd hö	1881		Tramprör Enarmsdrift.	☐	1518488	
	Utan tippskydd				☐		
	REFLEXER		SB	PASSAR EJ:		ARTNR	
	Reflexsats	1890			☐	5206640	
	Bord (Monteringssats bord medföljer)		SB	PASSAR EJ:		ARTNR	
	Bord kpl Small	1900	35 5-38	Sidoskydd Däckskydd Armstöd med kort dyna / heni.	☐	SP1567517	
	Bord kpl Medium		40 5-43	Sidoskydd Däckskydd Armstöd med kort dyna / heni.	☐	SP1567518	
	Bord kpl Large		45 5-50 5	Sidoskydd Däckskydd Armstöd med kort dyna / heni.	☐	SP1567519	
	STOPPNING FÖR BORD		SB	PASSAR EJ:		ARTNR	
	Stoppning bord small	1901	35 5-38		☐	SP1570746	
	Stoppning bord medium		40 5-43		☐	SP1571269	
	Stoppning bord large		45 5-48		☐	SP1571270	
	LÅSSATS FÖR BORD		SB	PASSAR EJ:		ARTNR	
	Låssats bord 2014	1910			☐	SP1572460	
	MONTERINGSSATS FÖR BORD		SB	PASSAR EJ:		ARTNR	
	OBS! Endast vid beställning av fäste UTAN bord						
	Monteringssats bord	1920			☐	SP1570745	
	PUMP		SB	PASSAR EJ:		ARTNR	
	Pump	1930			☐	5750729	
	KRYCKKÄPPSHÅLLARE		SB	PASSAR EJ:		ARTNR	
	Kryckkäppshållare vä	1940		Enarmsdrift Tippskydd Swing-away vä.	☐	5106390	
	Kryckkäppshållare hö	1950		Enarmsdrift Tippskydd Swing-away hö.	☐	5106390	
	TRAMPRÖR		SB	PASSAR EJ:		ARTNR	
	Tramprör rakt vä	1960		Tippskydd förlängd.	☐	1493346	
	Tramprör rakt hö	1970		Tippskydd förlängd.	☐	1493346	

OBS! TILLBEHÖREN NEDAN LEVERERAS SEPARAT OCH KOMMER INTE ATT VARA MONTERADE PÅ RULLSTOLEN

	RATTVREDSSATS FÖR NACK- / HUVUDSTÖD		SB	PASSAR EJ:		ARTNR	
	Rattvredsats f huvud/nackstöd				☐	1445693	
	ARMSTÖDSÖVERDRAG		SB	PASSAR EJ:		ARTNR	
	Armstödsöverdrag Rio kort plysch hö/vä st				☐	SP1574539	
	Armstödsöverdrag Rio kort plysch hö/vä st				☐	SP1574539	
	Armstödsöverdrag Rio lång plysch hö/vä st				☐	SP1574609	
	Armstödsöverdrag Rio lång plysch hö/vä st				☐	SP1574609	
	FOTPLATTEFÖRLÄNGARE		SB	PASSAR EJ:		ARTNR	
	Fotplatteförlängare 15cm f 14-15cm bred fotpl. par		38-40 5	Fotplatta vinkelfast Fotplatta f benst. 90gr.	☐	SP5255297	
	Fotplatteförlängare 17cm f 17-19cm bred fotpl. par		43-50 5	Fotplatta vinkelfast Fotplatta f benst. 90gr.	☐	SP5255299	
	POLSTRING FOTPLATTA		SB	PASSAR EJ:		ARTNR	
	Polstring fotplatta vs l=170 vä			Fotplatta vinkelfast Fotplatta f benst. 90gr.	☐	SP1563946	
	Polstring fotplatta vs l=170 hö			Fotplatta vinkelfast Fotplatta f benst. 90gr.	☐	SP1563946	



XLT SWING

												
SHf	SHr								L=75	L=110	L=150	mm
	1	2	3	4	5	6	7	*				
22"												
39					39	38			2			75 (3")
40				40	39	38			1			75 (3")
41			41	40	39	38			2			100 (4")
42			41-42	40	39	38			1			100 (4")
43		43	41-42	40	39	38				2		75 (3")
43		43	41-42	40	39	38				4		125 (5")
43		43	41-42	40	39	38				3		100 (4")
43		43	41-42	40	39	38			1			125 (5")
44		43	41-42	40	39	38				4		140 (5,5")
44		43	41-42	40	39	38				1		75 (3")
44		43	41-42	40	39	38				3		125 (5")
44		43	41-42	40	39	38				2		100 (4")
45	44	43	41-42	40	39	38		* D1-2 (SD40)		3		140 (5,5")
45	44	43	41-42	40	39	38				1		100 (4")
45	44	43	41-42	40	39	38				2		125 (5")
45	44	43	41-42	40	39	38		* D1-4 (SD40)		3		150 (6")
46	44	43	41-42	40	39					2		140 (5,5")
47	44	43	41-42	40	39					1		125 (5")
47	44	43	41-42	40	39			* D1-2 (SD40)		2		150 (6")
47	44	43	41-42	40	39						2	75 (3")
47	44	43	41-42	40	39						3	100 (4")
47	44	43	41-42	40	39						4	125 (5")
47	44	43	41-42	40				* D1-2 (SD40)		1		140 (5,5")
48	44	43	41-42	40				* D1-2 (SD40)			4	140 (5,5")
48	44	43	41-42	40				* D1-3 (SD40)		1		150 (6")
48	44	43	41-42	40				* D1-6 (SD40)		2		180 (7")
48	44	43	41-42	40							1	75 (3")
48	44	43	41-42	40							2	100 (4")
48	44	43	41-42	40							3	125 (5")
48	44	43	41-42	40				* D1-2 (SD40)			4	150 (6")
49	44	43	41-42								3	140 (5,5")
49	44	43	41-42					* C1-2,D1-6 (SD40) + D1-2 (SD45)		1		180 (7")
49	44	43	41-42								1	100 (4")
50	44	43	41-42								2	125 (5")
50	44	43	41-42					* D1-2 (SD40)			3	150 (6")
50	44	43	41-42					* D1-6 (SD40)			4	180 (7")
50	44	43									2	140 (5,5")
51	44	43									1	125 (5")
51	44	43									2	150 (6")
51	44	43						* C1,D1-6 (SD40) + D1			3	180 (7")
51	44										1	140 (5,5")
52	44							* D1-6 (SD40)			1	150 (6")
52	44							* D1-6 (SD40)			2	180 (7")

* = Not applicable

SD =seat depth

XLT SYSTEM




											
SHf	SHr						L=75	L=110	L=150	mm	
	1	2	3	4	5	6	*				
24"/25" Low profile											
40						40		2		75 (3")	
41					41	40		1		75 (3")	
41					41	40		2		100 (4")	
42					41-42	40		1		100 (4")	
43				43	41-42	40			2	75 (3")	
43				43	41-42	40			4	125 (5")	
43				43	41-42	40			3	100 (4")	
43				43	41-42	40		1		125 (5")	
44			44	43	41-42	40	* D4-6 (SD40)		4	140 (5,5")	
44			44	43	41-42	40			1	75 (3")	
44			44	43	41-42	40			3	125 (5")	
44			44	43	41-42	40			2	100 (4")	
45		45	44	43	41-42	40	* D3-6 (SD40)		3	140 (5,5")	
45		45	44	43	41-42	40			1	100 (4")	
45		45	44	43	41-42	40			2	125 (5")	
45		45	44	43	41-42	40	* D1-6 (SD40)		3	150 (6")	
46	46	45	44	43	41-42	40	* D2-5 (SD40)		2	140 (5,5")	
47	46	45	44	43	41-42	40	* D1 (SD40)		1	125 (5")	
47	46	45	44	43	41-42	40	* D2-6 (SD40)		2	150 (6")	
47	46	45	44	43	41-42	40				75 (3")	
47	46	45	44	43	41-42	40			3	100 (4")	
47	46	45	44	43	41-42	40			4	125 (5")	
47	46	45	44	43	41-42	40	* D1-5 (SD40)		1	140 (5,5")	
48	46	45	44	43	41-42	40	* D1-4 (SD40)			4	140 (5,5")
48	46	45	44	43	41-42	40			1	150 (6")	
48	46	45	44	43	41-42	40			2	180 (7")	
48	46	45	44	43	41-42	40				75 (3")	
48	46	45	44	43	41-42	40			2	100 (4")	
48	46	45	44	43	41-42	40			3	125 (5")	
48	46	45	44	43	41-42	40	* D1-6 (SD40)			4	150 (6")
49	46	45	44	43	41-42		* D1-4 (SD40)			3	140 (5,5")
49	46	45	44	43	41-42				1		180 (7")
49	46	45	44	43	41-42					1	100 (4")
50	46	45	44	43	41-42					2	125 (5")
50	46	45	44	43	41-42		* D1-6 (SD40)			3	150 (6")
50	46	45	44	43			* C1-7,D1-6 (SD40) + D1-6 (SD45)			4	180 (7")
50	46	45	44	43			* D1-3 (SD40)			2	140 (5,5")
51	46	45	44	43						1	125 (5")
51	46	45	44	43			* D1-6 (SD40)			2	150 (6")
51	46	45	44	43			* C1-6,D1-6 (SD40) + D1-6 (SD45)			3	180 (7")
51	46	45	44				* D1-3 (SD40)			1	140 (5,5")
52	46	45	44				* D1-6 (SD40)			1	150 (6")
52	46	45	44				* C1-6,D1-6 (SD40) + D1-6 (SD45)			2	180 (7")

INVACARE® XLT

* = Not applicable
SD =seat depth

29

XLT SWING

														
SHf	SHr						L=75	L=110	L=150	mm				
	1	2	3	4	5	6	*							
26" Low profile														
41						41			1			75 (3")		
41						41			2			100 (4")		
42					42	41			1			100 (4")		
43					42-43	41				2		75 (3")		
43					42-43	41				4		125 (5")		
43					42-43	41				3		100 (4")		
43					42-43	41		* D6 (SD40)	1			125 (5")		
44				44	42-43	41		* D1-6 (SD40)		4		140 (5.5")		
44					42-43	41				1		75 (3")		
44				44	42-43	41		* D5-6 (SD40)		3		125 (5")		
44				44	42-43	41				2		100 (4")		
45			45	44	42-43	41		* D1-6 (SD40)		3		140 (5.5")		
45			45	44	42-43	41		* D4 (SD40)		1		100 (4")		
45			45	44	42-43	41		* D4 (SD40)		2		125 (5")		
45			45	44	42-43	41		* C4-5,D1-6 (SD40) + D4-5 (SD45)		3		150 (6")		
46		46	45	44	42-43	41		* D1-6 (SD40)		2		140 (5.5")		
47	47	46	45	44	42-43	41		* D2-4 (SD40)		1		125 (5")		
47	47	46	45	44	42-43	41		* C2-3,D1-6 (SD40) + D2-3 (SD45)		2		150 (6")		
47	47	46	45	44	42-43	41					2	75 (3")		
47	47	46	45	44	42-43	41		* D2-3 (SD40)			3	100 (4")		
47	47	46	45	44	42-43	41		* D2-3 (SD40)			4	125 (5")		
47	47	46	45	44	42-43	41		* D1-6 (SD40)		1		140 (5.5")		
48	47	46	45	44	42-43	41		* D1-6 (SD40)			4	140 (5.5")		
48	47	46	45	44	42-43	41		* C2-3,D1-6 (SD40) + D2-3 (SD45)		1		150 (6")		
48	47	46	45	44	42-43	41		* B2,C1-6,D1-6 (SD40) + D1-6 (SD45)		2		180 (7")		
48	47	46	45	44	42-43	41					1	75 (3")		
48	47	46	45	44	42-43	41		* D2-3 (SD40)			2	100 (4")		
48	47	46	45	44	42-43	41		* D2-3 (SD40)			3	125 (5")		
48	47	46	45	44	42-43	41		* D1-6 (SD40) + D2 (SD45)			4	150 (6")		
49	47	46	45	44	42-43	41		* D1-6 (SD40)			3	140 (5.5")		
49	47	46	45	44	42-43	41		* B1-4,C1-3,D1-6 (SD40) + C1-2,D1-6 (SD45)		1		180 (7")		
49	47	46	45	44	42-43	41		* D1-2 (SD40)			1	100 (4")		
50	47	46	45	44	42-43	41		* D1-2 (SD40)			2	125 (5")		
50	47	46	45	44	42-43	41		* C1-3,D1-6 (SD40) + D1-3 (SD45)			3	150 (6")		
50	47	46	45	44	42-43	41		* B1,C1-7,D1-7 (SD40) + D1-6 (SD45)			4	180 (7")		
50	47	46	45	44	42-43			* D1-6 (SD40)			2	140 (5.5")		
51	47	46	45	44	42-43			* D1-2 (SD40)			1	125 (5")		
51	47	46	45	44	42-43			* C1,D1-6 (SD40) + D1 (SD45)			2	150 (6")		
51	47	46	45	44	42-43			* B1-2,C1-6,D1-6 (SD40) + C1-2,D1-6 (SD45)			3	180 (7")		
51	47	46	45	44				* D1-6 (SD40)			1	140 (5.5")		
52	47	46	45	44				* C1,D1-6 (SD40) + D1 (SD45)			1	150 (6")		
52	47	46	45	44				* C1-6,D1-6 (SD40) + D1-6 (SD45)			2	180 (7")		

* = Not applicable

SD =seat depth

INVACARE® XLT