

TENA ProSkin Comfort

Medelstora/mycket stora urinläckage

Användning

TENA ProSkin Comfort är ett tvådelat skydd som används ihop med fixeringsbyxa. Vid tillfällen där det behöver bytas ofta, t ex vid frekvent avföring är TENA ProSkin Comfort ett bra alternativ.

Rätt storlek och kvalitet på fixeringsbyxa är viktigt för att produkten ska sitta säkert på plats.

Produktegenskaper













TENA ProSkin Comfort finns i sex olika absorptionsnivåer. Ytskiktet FeelDry kapslar snabbt in urinen och håller huden torr. Skyddet har en unik runtgående läckagebarriär* över kärnan som skapar en skålform för hög läckagesäkerhet. Dermatologiskt testade.

Bra att känna till

TENA ProSkin Comfort har våtindikator som ändrar färg från gul till blå när det är dags att byta produkt. Samtliga TENA ProSkin Comfort produkter är andningsbara.

* Gäller ej TENA ProSkin Comfort Ultima som har långtgående läckagebarriärer



Essity art.nr	Produktnamn	Längd cm	Absorption ml	Färgkod	Antal Påse/Kartong
75 90 00	TENA Comfort Normal	52	 ca 400		42/126
75 90 05	TENA Comfort Plus	63	 ca 550		46/92
75 90 02	TENA Comfort Extra	63	 ca 650		40/80
75 90 03	TENA Comfort Super	63	 ca 800		36/72
75 90 04	TENA Comfort Maxi	65,5	 ca 1000		28/56
75 92 05	TENA Comfort Ultima	73,5	 ca 1100		17/68