

Rollatorhållare/Gåstödshållare Sterling Elite XS, Elite 2 Plus, Sterling Opal



Sätt gåstödshållaren/rollatorhållaren på det stötfångarmonterade fästet för gåstöd/rollatorhållare. Drag åt låsskruvarna så att den sitter fast.



Sätt Rollatorhållaren på det stötfångarmonterade fästet för rollator. Drag åt låsskruvarna så att rollatorn sitter fast.



Montera fästet för rollatorhållaren/gåstödet i nedre delen av skoterns kofångare enligt bilden. Använd de medföljande skruvarna. Bild visar montering på Sterling Elite XS.



Montera fästet för rollatorhållaren/gåstödet i nedre delen av skoterns kofångare enligt bilden. Använd de medföljande skruvarna. Bild visar montering på Sterling Elite 2 Plus.