



NR605000\_1410\_1

Leveransadress:  
 Namn:  
 Adress:  
 Postnr: Ort:  
 E-Mail:  
 Tel: Fax:



Faktraadress:  
 Namn:  
 Adress:  
 Postnr: Ort:  
 E-Mail:  
 Tel: Fax:

Orderdatum:  
 Inköpsorder:  
 Antal:

Märkes:  
 Sunrise ordernummer:

- Order  Offert  Built 4 me

- = Standard (=GP-pris)  
 ○ = Vid andra val än standard kan priset på rullstolen förändras

Art. no.: 062000

Max. brukarvikt: 65 kg

BRUKARVIKT  kg

Obligatorisk information för att garantera korrekt konfiguration

## BRUKARMÅTT (alla mått är utan dyna)

## SITTBREDD - mätt från utsida ramrör till utsida ramrör

22 cm*	24 cm*	26 cm*	28 cm	30 cm	32 cm	34 cm	36 cm
○	○	○	○	○	○	○	○

\* endast abduktionsfront

Varje sittbredd kan utökas med 2 cm utan ytterligare delar

## SITTDJUP

24 cm	26 cm	28 cm	30 cm	32 cm	34 cm	36 cm	38 cm
○	○	○	○	○	○	○	○

Varje sittdjup kan utökas med 4 cm utan ytterligare delar

## FRÄMRE SITTHÖJD: beror på länkhjul, Carbotecture gafflar och ramversion

Främre sitthöjd i cm

		Gaffel	Ram	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	
Länkhjul	3"	111 mm	Låg	○	○	○	○										
		111 mm	Hög					○	○	○	○						
	4"	111 mm	Låg		○		○	○	○								
		123 mm				○	○	○	○								
	4"	111 mm	Hög						○	○			○	○			
		123 mm										○	○	○			
6"	5"	111 mm	Låg						○	○							
		123 mm							○	○							
	6"	111 mm	Hög											○	○		
		123 mm												○	○	○	



Låg ram



Hög ram

## BAKRE SITTHÖJD: beror på drivhjulstorlek

Bakre sitthöjd i cm

Drivhjul	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
20"	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
22"					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
24"										○	○	○	○	○	○	○	○	○

Den bakre sitthöjden kan endast vara mellan 0 cm - 13 cm lägre än vald främre sitthöjd.

✦ För mer information  
 besök vår hemsida  
[www.SunriseMedical.se](http://www.SunriseMedical.se)  
 © Sunrise Medical 2014

# Simba

- = Standard    ○ = Vid andra val än standard kan priset på rullstolen förändras

## SITS

### Sitsklädsel

SIB020002	● Sitsklädsel med 1 miniväska	
SIB020004	○ Sitsklädsel med kateterväska	(endast från SB 34 cm)
SIB020000	○ Utan sitsklädsel	

### Tillbehör för sits

SIB090018	○ Positioneringsbälte	
-----------	-----------------------	--

## RYGGSTÖD

### Rygghöjd

Välj fabriksinställd rygghöjd (cm).

Höjjustering inom rygghöjdsintervallet möjlig

20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40
○ 20	○ 25	○ 30	○ 35
○ 22.5	○ 27.5	○ 32.5	○ 37.5
○ 25	○ 30	○ 35	○ 40

SIB030015	● Fällbar och vinkelställbar rygg	(-16° till +20°)
SIB030102	○ Rygg med låsning i uppfällt och nedfällt läge	
SIB030530	○ Ryggvinkel 100° (viloposition)	(ej i kombination med låsning i uppfällt och nedfällt läge)

### Körhandtag

SIB030200	● Utan körhandtag	
SIB030202	○ Körhandtag korta	
SIB030201	○ Körhandtag långa	
SIB030203	○ Körhandtag fällbara	(endast från rygghöjd 30 cm)
SIB030204	○ Körhandtag höj- och sänkbara	
SIB030208	○ Körbåge, höj- och sänkbar, bredd och vinkeljusterbar	(från augusti 2014)

### Rygglädsel

SIB030308	● Rygglädsel ställbar	
SIB030309	○ Rygglädsel ställbar, luftgenomsläpplig	
SIB030300	○ Utan rygglädsel	

### Huvudstöd

	○ Huvudstöd, djup- och vinkeljusterbart	(endast från rygghöjd 30 - 35cm)
SIB030411	○ Litet (20 x 11 cm)	SIB030410 ○ Stort (23 x 11 cm)

## SIDOSKYDD OCH ARMSTÖD

### Sidoskydd

SIB040103	● Sidoskydd i aluminium med stänkskärm (i ramfärg)	
-----------	--	--

### Armstöd (par)

SIB040055	○ Armstöd höj- och sänkbara kort platta	(endast med aluminium sidoskydd; ej med safaribroms)
-----------	---	--

### Tillbehör för sidoskydd och armstöd

SIB090111	○ Höjjusterbart brickbord, påskjutbart för SB 22-36 cm	(ej med sidoskydd aluminium)
	○ Terapibord fällbart för SB 26-36 cm	(ej med sidoskydd aluminium)
	Montering: ○ höger SIB090113 ○ vänster SIB090112	

För mer information  
besök vår hemsida  
[www.SunriseMedical.se](http://www.SunriseMedical.se)  
© Sunrise Medical 2014

# Simba

● = Standard    ○ = Vid andra val än standard kan priset på rullstolen förändras

## FOTPLATTOR

### Fotplatta, hel, lättvikt

SIB050025	●	Fotplatta komposit, vinkel- och djupställbar, inkl vadband, svart	(UL 22 - 36 cm)	
SIB050056	○	Fotplatta aluminum, vinkel- och djupställbar, inkl vadband, svart	(UL 22 - 36 cm)	
SIB050032	○	Fotplatta komposit, vinkel- och djupställbar, uppfällbar bakåt, inkl vadband, svart	(UL 22 - 36 cm)	
SIB050048	○	Fotplatta komposit, högt monterad, vinkel- och djupställbar, inkl vadband, svart	(UL 17 - 25 cm)	

### Tillbehör för fotplatta

SIB050127	○	Positioneringsstöd, hindrar fötterna att glida av fotplattan i sidled	(ej med uppfällbar fotplatta)	
-----------	---	---	-------------------------------	--

## UNDERBENSLÄNGD (UL): UL måste vara 2,5 cm kortare än främre sitthöjden; alla mått i cm

- 17     18     19     20     22     23     24     25  
 26     27     28     29     30     31     32     33  
 34     35     36

## RAM

SIB010018	●	Knävinkel 95° (integrerad fotplatta) rak front	(från SB 28 cm)	
SIB010019	○	Knävinkel 95° (integrerad fotplatta) abduktionsfront (3 cm på vardera sida)		

## TYNGDPUNKTSINSTÄLLNING

(mätt från framsida ryggrör i cm)

COG20	○	2.0 cm		
COG30	○	3.0 cm		
COG40	○	4.0 cm		
COG50	○	5.0 cm		
COG60	●	6.0 cm		
COG70	○	7.0 cm		
COG80	○	8.0 cm		
COG90	○	9.0 cm		
COG100	○	10.0 cm		

## RAMTILLBEHÖR

(välj antingen tramprör eller tippskydd, ej båda)

SIB090100	○	Transportfäste		
<b>Tramprör</b>				
SIB090001	○	Vänster	SIB090002	○ Höger
SIB090009	○	Kryckhållare med kardborrband		(endast i kombination med tramprör)
<b>Tippskydd swing-away</b>				
SIB090004	○	Vänster	SIB090005	○ Höger
SIB90006	○	Par		

## LÄNKHJUL

(jämför med valet på första sidan)

SIB080301	●	Länkhjul massiva smala med kompositfälg (bredd 3 cm)		
SIB080302	○	Länkhjul massiva breda med kompositfälg (bredd 4 cm)	(endast 5" & 6")	
SIB080303	○	Länkhjul blinkande massiva smala med kompositfälg (bredd 2,5 cm)	(ej 6")	
SIB080304	○	Länkhjul massiva smala med aluminiumfälg (bredd 2,5 cm)	(endast 4" & 5")	
SIB080306	○	Länkhjul massiva breda med aluminiumfälg (bredd 3,5 cm)	(ej 3")	

## DRIVHJUL FÄLG

(jämför med valet på första sidan; välj endast en hjultyp)

SIB070001	●	Drivhjul Universal, 36 ekrar, kryssekrat	(endast 22" & 24")	
SIB070003	○	Drivhjul Lättvikt, 24 ekrar, rakekrat	(endast 22" & 24")	
SIB070004	○	Drivhjul Proton, 24 ekrar, rakekrat		
SIB070009	○	Drivhjul Mountainbike, 36 ekrar, rakekrat	(endast 24")	
SIB070010	○	Extra par mountainbike hjul inkl däck	(endast 24")	

## DÄCK

(välj endast en däcktyp)

SIB070101	●	Däck luft, Schwalbe Right Run		
SIB070102	○	Däck massiva	(endast 24")	
SIB070107	○	Däck luft, Schwalbe One	(endast 24")	
SIB070104	○	Däck luft, punkteringsskyddat, Schwalbe Marathon Plus Evolution	(ej 20", 22")	

För mer information  
besök vår hemsida  
[www.SunriseMedical.se](http://www.SunriseMedical.se)  
© Sunrise Medical 2014

# Simba

● = Standard      ○ = Vid andra val än standard kan priset på rullstolen förändras

## DRIVRINGAR

SIB070202	●	Drivringar aluminium, silver eloxerade	
SIB070201	○	Drivringar aluminium, silver klarlackade	
SIB070204	○	Drivringar rostfritt stål, silver	(22" med smal diameter på 15 mm)
SIB070203	○	Drivringar aluminium, färgade	(välj färg på sista sidan)
SIB070205	○	Drivringar titan	(ej med 22" hjul)
SIB070206	○	Drivringar titan, klarlackade	(ej med 22" hjul)
SIB070207	○	Drivringar Supergrip®	(endast 24" hjul)
SIB070208	○	Drivringar Maxgrepp Ergo para CP®	(endast till 22" och 24" hjul)

## Drivringsmontering

SIB070307	○	Drivringsmontering Nära (ca 7 mm)	(endast med rostfritt stål)
SIB070317	●	Drivringsmontering Standard (ca 17 mm)	
070327	○	Drivringsmontering Brett (ca 27 mm)	
SIB070250	○	Drivringsöverdrag	(endast 22" och 24")

## KAMBRING

(välj endast ett alternativ)

SIB070600	○	0°	
SIB070603	●	3°	
SIB070606	○	6°	
SIB070609	○	9°	

## EKERSKYDD

(finns i 22" och 24")

SIB070831	○	Transparant	(finns även i 20")
SIB070826	○	Rotation	SIB070815 ○ Graphik      SIB070804 ○ Bibbo
SIB070810	○	Fantasy	SIB070813 ○ Galaktica      SIB070805 ○ Cheese
SIB070823	○	Princess	SIB070808 ○ Dancing bear      SIB070818 ○ Jungle Fever
SIB070816	○	Happy Lions	SIB070832 ○ Waterworld      SIB070825 ○ Randolph
SIB070819	○	Monkeys	SIB070821 ○ Pirates      SIB070811 ○ Feather
SIB070820	○	Oriental	SIB070824 ○ Racing      SIB070809 ○ Dirt Race
SIB070829	○	Superhero	SIB070814 ○ Graffiti      SIB070806 ○ Chrome
SIB070817	○	Hot Wheels	SIB070802 ○ Basketball      SIB070803 ○ Basketball 2
SIB070822	○	Pool	SIB070812 ○ Flying water      SIB070828 ○ Space
SIB070827	○	Silk	SIB070801 ○ Abstract      SIB070807 ○ Creative
SIB070830	○	Tiger	SIB070833 ○ Zebra

## BROMS

(välj endast ett alternativ)

SIB060001	○	Standardbroms	
SIB060002	●	Knäledsbroms	
SIB060010	○	Bromsspaksförlängare knäledsbroms fällbar	
SIB060003	○	Kompaktbroms	(endast till rak ram)
SIB060013	○	Safaribroms, broms som är integrerad i sidoskyddet	(ej med massiva däck)
SIB060014	○	Vårdarbroms till Safaribroms	(endast med safaribroms)

## TILLBEHÖR

SIB090000	●	Verktygssats	
SIB090024	○	Högtryckspump (0-14 bar)	
SIB090025	○	Luftpump	
SIB090030	○	Ryggsäck	
SIB090020	○	Nätväska	
SIB090016	○	Ramskydd, svart	(ej med högt monterad fotplatta)
SIB090019	○	Caddy väskhållare	(ej med högt monterad fotplatta)
SIB090026	○	Mobilväska	

För mer information  
besök vår hemsida  
[www.SunriseMedical.se](http://www.SunriseMedical.se)  
© Sunrise Medical 2014

# Simba

● = Standard

○ = Vid andra val än standard kan priset på rullstolen förändras

## FÄRGER

	Ram	Drivring	Nav/fälg		Ram	Drivring	Nav/Fälg
01 White RAL 9010	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	26 Silver texture	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
02 Brilliant Silver	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	27 Graphitemetallic	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
03 Silver matt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	28 Platinmetallic	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
04 Silver	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	29 Black	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
06 Sun Yellow	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	31 Matt black	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
07 Brilliant Lime	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	32 Signal white	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
08 Matt Lime	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	33 Pink	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
14 Blue	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	34 Dark chocolate	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
15 Brilliant Marine	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	35 Skyblue	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
16 Matt Marine	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	36 Cyan-Metallic	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
19 Brilliant purple (1)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	37 Marsred (orange)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
20 Matt purple (1)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	39 Cappuccino	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
21 Red Ruby	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	40 Kiwi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
22 Brilliant Red	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	41 Flamingo-Glitter	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
23 Matt Red	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	42 Matt-Anthracite	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
				43 Azure blue	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>

## RYGGKLÄDSEFÄRG

(luftgenomsläpplig endast i svart)


- SIB030350 ● Svart  
 SIB030358 ○ Mörkblå  
 SIB030356 ○ Lila  
 SIB030359 ○ Ljusrosa  
 SIB030357 ○ Röd  
 SIB030360 ○ Blå

## GAFFELFÄRGER (carbitecture gafflar)

- SIB100506 ● Svart  
 SIB100507 ○ Silver  
 SIB100508 ○ Orange

(1) Tillgänglig från januari 2015

## Kommentarer vid specialbeställning (Built 4 Me)



Sunrise Medical Kundservice  
 Adress: Box 9232 400 Göteborg  
 Tel: 031-7483700  
 Fax: 031-7483737

E-mail: [post@sunrisemedical.se](mailto:post@sunrisemedical.se)  
 Hemsida: [www.sunrisemedical.se](http://www.sunrisemedical.se)

 **SUNRISE**  
 MEDICAL.  
[www.SunriseMedical.se](http://www.SunriseMedical.se)  
 © Sunrise Medical 2014

## Vänligen använd denna mätmetod:

The following method is recommended on the basis of extensive practical experience. Deviations are possible in individual instances.

### Sittbredd (SB):

- a) På brukaren: Se till att det finns mellanrum mellan sidoskydd och höft på vardera sida av stolen (ca 1 - 2 cm totalt)
- b) På rullstolen: Från insida sidoskydd till insida sidoskydd

### Sittdjup (SD):

- a) På brukaren: Vid upprätt sittande: lämna utrymme för 2 - 3 fingrar mellan främre kanten av sitsklädseln och baksida knä. (ca 3 - 6 cm). Tänk på att ställbar klädsel kan påverka avståndet.
- b) På rullstolen: Från baksida rör till främre kanten av sitsklädseln.

### Främre sitthöjd:

- a) På brukaren: Vid sittande i 90° knävinkel:  
Från baksida knä till fotsula.
- b) På rullstolen: Från framsida sitsrör till marken.  
(min. 3cm längre än mått på brukaren)  
Glöm inte inkludera sittdynans höjd.

### Bakre sitthöjd:

- b) På rullstolen: Från baksida sitsrör till marken.  
Notera: Max. skillnad i sitthöjd bak och fram är 13 cm

### Rygghöjd:

- a) På brukaren: Från sitsen, inkl dyna, bör inte ryggen vara högre än 1 - 2 cm under skulderbladen.
- b) På rullstolen: Från baksida sitsrör till övre kanen av rygglädseln.  
Notera: Brukarens förmåga att sitta upprätt har stor betydelse för val av rygghöjd och kan därför variera mycket

### Ryggvinkel:

Viktigt: Rygghöjden beror på graden av funktionshinder.  
0° är vinkeln 90° till marken. Negativ vinkel är <90°  
och positiv vinkel är >90°.

## Teknisk specifikation översikt:

<b>Max. total höjd:</b>	88 cm			
<b>Max. total längd:</b>	85 cm			
<b>Max. vändcirkel:</b>	75 cm			
<b>Max. säker lutning:</b>	10°			
<b>Rullstolens vikt:</b>	från 8 kg			
<b>Transportvikt:</b>	från 4,2 kg			
<b>Vikt tyngsta del:</b>	2,1 kg			
<b>Max. total bredd:</b>	<b>Kambring</b>	<b>20" drivhjul</b>	<b>22" drivhjul</b>	<b>24" drivhjul</b>
	Vid 0° camber:	SB + 16 cm	SB + 16 cm	SB + 16 cm
	Vid 3° camber:	SB + 20 cm	SB + 21 cm	SB + 22 cm
	Vid 6° camber:	SB + 26 cm	SB + 27 cm	SB + 28 cm
	Vid 9° camber:	SB + 31 cm	SB + 32 cm	SB + 33 cm

Produkten är krocktestad enligt **ISO 7176-19** och är **därmed godkänd för transport i fordon**

Vid transport med en brukare i stolen måste stolen säkert fästas i fordonet

Förändringar i konfigurationen kan påverka sitthöjder.

Tillverkningstoleranser på +/- 1 cm



Sitsklädsel med en miniväska



Positioneringsbälte



Körhandtag  
långa



Körhandtag  
korta



Körhandtag  
fällbara



Körhandtag  
höj- och sänkbara



Körbåge, höjd-, vinkel- och breddjusterbar



Sidoskydd aluminium  
med stänkskärm  
(här också med Safaribroms)



Fotplatta komposit, vinkel- och djupställbar



Positioneringsstöd till fotplatta



Trampör



Tippskydd  
swing away



Drivhjul  
Universal



Drivhjul  
Lightweight



Drivhjul  
Proton



Drivhjul  
Mountainbike



Right Run



Schwalbe  
One



Marathon Plus



Massivt däck





Drivring aluminium  
silver eloxerad



Drivring aluminium  
färgad



Drivring  
Maxgrepp ergo para cp



Standardbroms



Knäledsbroms



Kompaktbroms



Safaribroms



Verktgssats



Högtryckspump



Luftpump



Ryggsäck