



**SUNRISE
MEDICAL.**

zippie

Simba

NR605000_1409

5klövern

Leveransadress:
 Namn:
 Adress:
 Postnr: Ort:
 E-Mail:
 Tel: Fax:



Faktraadress:
 Namn:
 Adress:
 Postnr: Ort:
 E-Mail:
 Tel: Fax:

Orderdatum:
 Inköpsorder:
 Antal:

Märkes:
 Sunrise ordernummer:

- Order Offert Built 4 me

- = Standard = Kostnadstillägg
 ○ = Kostnadsfritt

Art. no.: 062000

Max. brukarvikt: **65 kg**
BRUKARVIKT kg

Obligatorisk information för att garantera korrekt konfiguration

BRUKARMÅTT (alla mått är utan dyna)

SITTBREDD - mätt från utsida ramrör till utsida ramrör

22 cm*	24 cm*	26 cm*	28 cm	30 cm	32 cm	34 cm	36 cm
○	○	○	○	○	○	○	○

* endast abduktionsfront

Varje sittbredd kan utökas med 2 cm utan ytterligare delar

SITTDJUP


24 cm	26 cm	28 cm	30 cm	32 cm	34 cm	36 cm	38 cm
○	○	○	○	○	○	○	○

Varje sittdjup kan utökas med 4 cm utan ytterligare delar


FRÄMRE SITTHÖJD: beror på länkhjul, Carbotecture gafflar och ramversion

Främre sitthöjd i cm

		Gaffel	Ram	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
3"	111 mm	Låg		○	○	○	○									
	111 mm	Hög						○	○	○	○					
4"	111 mm	Låg			○		○	○	○							
	123 mm					○	○	○	○							
4"	111 mm	Hög							○	○		○	○			
	123 mm									○	○	○	○			
5"	111 mm	Låg						○	○	○						
	123 mm								○	○	○					
5"	111 mm	Hög										○	○	○		
	123 mm												○	○	○	
6"	111 mm	Låg								○	○					
	123 mm										○	○	○			
6"	111 mm	Hög												○	○	
	123 mm														○	○



Låg ram



Hög ram

BAKRE SITTHÖJD: beror på drivhjulstorlek

Bakre sitthöjd i cm

Drivhjul	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
20"	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
22"					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
24"										○	○	○	○	○	○	○	○	○

Den bakre sitthöjden kan endast vara mellan 0 cm - 13 cm lägre än vald främre sitthöjd.

➤ För mer information besök vår hemsida
www.SunriseMedical.se
 © Sunrise Medical 2014

Simba

● = Standard ○ = Kostnadsfritt □ = Extra kostnad

SITS

Sitsklädsel

SIB020002	<input checked="" type="radio"/>	Sitsklädsel med 1 miniväska	
SIB020004	<input type="radio"/>	Sitsklädsel med kateterväska	(endast från SB 34 cm)
SIB020000	<input type="radio"/>	Utan sitsklädsel	

Tillbehör för sits

SIB090018	<input type="radio"/>	Positioneringsbälte	
-----------	-----------------------	---------------------	--

RYGGSTÖD

Rygghöjd

Välj fabriksinställd rygghöjd (cm).

Höjjustering inom rygghöjdsintervallet möjligt

20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40
<input type="radio"/> 20	<input type="radio"/> 25	<input type="radio"/> 30	<input type="radio"/> 35
<input type="radio"/> 22.5	<input type="radio"/> 27.5	<input type="radio"/> 32.5	<input type="radio"/> 37.5
<input type="radio"/> 25	<input type="radio"/> 30	<input type="radio"/> 35	<input type="radio"/> 40

SIB030015	<input checked="" type="radio"/>	Fällbar och vinkelställbar rygg	(-16° till +20°)
SIB030102	<input type="radio"/>	Rygg med låsning i uppfällt och nedfällt läge	
SIB030530	<input type="radio"/>	Ryggvinkel 100° (viloposition)	(ej i kombination med låsning i uppfällt och nedfällt läge)

Körhandtag

SIB030200	<input type="radio"/>	Utan körhandtag	
SIB030202	<input type="radio"/>	Körhandtag korta	
SIB030201	<input type="radio"/>	Körhandtag långa	
SIB030203	<input type="radio"/>	Körhandtag fällbara	(endast från rygghöjd 30 cm)
SIB030204	<input checked="" type="radio"/>	Körhandtag höj- och sänkbara	
SIB030208	<input type="radio"/>	Körbåge, höj- och sänkbar, bredd och vinkeljusterbar	(från augusti 2014)

Rygglädsel

SIB030301	<input checked="" type="radio"/>	Rygglädsel ställbar	
SIB030303	<input type="radio"/>	Rygglädsel ställbar, luftgenomsläpplig	
SIB030300	<input type="radio"/>	Utan rygglädsel	

Huvudstöd

<input type="radio"/>	Huvudstöd, djup- och vinkeljusterbart	(endast från rygghöjd 30 - 35cm)
SIB030411	<input type="radio"/> Litet (20 x 11 cm)	SIB030410 <input type="radio"/> Stort (23 x 11 cm)

SIDOSKYDD OCH ARMSTÖD

Sidoskydd

SIB040103	<input type="radio"/>	Sidoskydd i aluminium med stänkskärm (i ramfärg)	
-----------	-----------------------	--	--

Armstöd (par)

SIB040055	<input type="radio"/>	Armstöd höj- och sänkbara kort platta	(endast med aluminium sidoskydd; ej med safaribroms)
-----------	-----------------------	---------------------------------------	--

Tillbehör för sidoskydd och armstöd

SIB090111	<input type="radio"/>	Höjjusterbart brickbord, påskjutbart för SB 22-36 cm	(ej med sidoskydd aluminium)
	<input type="radio"/>	Terapibord fällbart för SB 26-36 cm	(ej med sidoskydd aluminium)
	Montering:	<input type="checkbox"/> höger SIB090113	<input type="checkbox"/> vänster SIB090112

För mer information
besök vår hemsida
www.SunriseMedical.se
© Sunrise Medical 2014

Simba

● = Standard ○ = Kostnadsfritt □ = Extra kostnad

FOTPLATTOR

Fotplatta, hel, lättvikt

SIB050025	●	Fotplatta komposit, vinkel- och djupställbar, inkl vadband, svart	(UL 22 - 36 cm)	
SIB050024	□	Fotplatta aluminum, vinkel- och djupställbar, inkl vadband, ramfärg	(UL 22 - 36 cm)	
SIB050032	□	Fotplatta komposit, vinkel- och djupställbar, uppfällbar bakåt, inkl vadband, svart	(UL 22 - 36 cm)	
SIB050048	□	Fotplatta komposit, högt monterad, vinkel- och djupställbar, inkl vadband, svart	(UL 17 - 25 cm)	

Tillbehör för fotplatta

SIB050127	□	Positioneringsstöd, hindrar fötterna att glida av fotplattan i sidled	(ej med uppfällbar fotplatta)	
-----------	---	---	-------------------------------	--

UNDERBENSLÅNGD (UL): UL måste vara 2,5 cm kortare än främre sitthöjden; alla mått i cm

- 17 ○ 18 ○ 19 ○ 20 ○ 22 ○ 23 ○ 24 ○ 25
 ○ 26 ○ 27 ○ 28 ○ 29 ○ 30 ○ 31 ○ 32 ○ 33
 ○ 34 ○ 35 ○ 36

RAM

SIB010018	○	Knävinkel 95° (integrerad fotplatta) rak front	(från SB 28 cm)	
SIB010019	○	Knävinkel 95° (integrerad fotplatta) abduktionsfront (3 cm på vardera sida)		

TYNGDPUNKTSINSTÄLLNING

(mått från framsida ryggrör i cm)

COG20	○	2.0 cm		
COG30	○	3.0 cm		
COG40	○	4.0 cm		
COG50	○	5.0 cm		
COG60	○	6.0 cm		
COG70	○	7.0 cm		
COG80	○	8.0 cm		
COG90	○	9.0 cm		
COG100	○	10.0 cm		

RAMTILLBEHÖR

(välj antingen tramprör eller tippskydd, ej båda)

SIB010403	●	Transportfäste		
Tramprör				
SIB090001	□	Vänster	SIB090002	□ Höger
SIB090009	□	Kryckhållare med kardborrband	(endast i kombination med tramprör)	
Tippskydd swing-away				
SIB090004	□	Vänster	SIB090005	□ Höger
SIB90006	●	Par		

LÄNKHJUL

(jämför med valet på första sidan)

SIB080301	○	Länkhjul massiva smala med kompositfälg		
SIB080302	○	Länkhjul massiva breda med kompositfälg	(endast 5" & 6")	
SIB080303	□	Länkhjul blinkande massiva smala med kompositfälg	(ej 6")	
SIB080304	●	Länkhjul massiva smala med aluminiumfälg	(endast 4" & 5")	
SIB080306	□	Länkhjul massiva breda med aluminiumfälg	(ej 3")	

DRIVHJUL FÄLG

(jämför med valet på första sidan; välj endast en hjultyp)

SIB070001	●	Drivhjul Universal, 36 ekrar, kryssekrat	(endast 22" & 24")	
SIB070003	□	Drivhjul Lättvikt, 24 ekrar, rakekrat	(endast 22" & 24")	
SIB070004	□	Drivhjul Proton, 24 ekrar, rakekrat		

DÄCK

(välj endast en däcktyp)

SIB070101	●	Däck luft, Schwalbe Right Run		
SIB070102	○	Däck massiva	(endast 24")	
SIB070107	□	Däck luft, Schwalbe Ultremo ZX	(endast 24")	
SIB070104	□	Däck luft, punkteringsskyddat, Schwalbe Marathon Plus Evolution	(ej 20")	

För mer information
 besök vår hemsida
www.SunriseMedical.se
 © Sunrise Medical 2014

Simba

● = Standard ○ = Kostnadsfritt □ = Extra kostnad

DRIVRINGAR

SIB070202	●	Drivringar aluminium, silver eloxerade	
SIB070201	○	Drivringar aluminium, silver klarlackade	
SIB070204	○	Drivringar rostfritt stål, silver	(22" med smal diameter på 15 mm)
SIB070205	□	Drivringar titan	(ej med 22" hjul)
SIB070206	□	Drivringar titan, klarlackade	(ej med 22" hjul)
SIB070207	□	Drivringar Supergrip®	(endast 24" hjul)
SIB070208	□	Drivringar Maxgrepp Ergo para CP®	(endast till 22" och 24" hjul)

Drivningsmontering

SIB070307	□	Drivningsmontering Nära (ca 7 mm)	(endast med rostfritt stål)
SIB070317	●	Drivningsmontering Standard (ca 17 mm)	
070327	○	Drivningsmontering Brett (ca 27 mm)	
SIB070250	□	Drivningsöverdrag	(endast 22" och 24")

KAMBRING

(välj endast ett alternativ)

SIB070600	○	0°	
SIB070603	○	3°	
SIB070606	○	6°	
SIB070609	○	9°	

EKERSKYDD

(finns i 22" och 24")

SIB070831	□	Transparant	(finns även i 20")
SIB070826	□	Rotation	SIB070815 □ Graphik
SIB070810	□	Fantasy	SIB070813 □ Galaktica
SIB070823	□	Princess	SIB070808 □ Dancing bear
SIB070816	□	Happy Lions	SIB070832 □ Waterworld
SIB070819	□	Monkeys	SIB070821 □ Pirates
SIB070820	□	Oriental	SIB070824 □ Racing
SIB070829	□	Superhero	SIB070814 □ Graffiti
SIB070817	□	Hot Wheels	SIB070802 □ Basketball
SIB070822	□	Pool	SIB070812 □ Flying water
SIB070827	□	Silk	SIB070801 □ Abstract
SIB070830	□	Tiger	SIB070833 □ Zebra
			SIB070804 □ Bibbo
			SIB070805 □ Cheese
			SIB070818 □ Jungle Fever
			SIB070825 □ Randolph
			SIB070811 □ Feather
			SIB070809 □ Dirt Race
			SIB070806 □ Chrome
			SIB070803 □ Basketball 2
			SIB070828 □ Space
			SIB070807 □ Creative

BROMS

(välj endast ett alternativ)

SIB060002	●	Knäledsbroms	
SIB060010	□	Bromsspakförlängare knäledsbroms fällbar	
SIB060003	□	Kompaktbroms	(endast till rak ram)
SIB060013	□	Safaribroms, broms som är integrerad i sidoskyddet	(ej med massiva däck)
SIB060014	□	Vårdarbroms till Safaribroms	(endast med safaribroms)

TILLBEHÖR

SIB090000	●	Verktygssats	
-----------	---	--------------	--

För mer information
besök vår hemsida
www.SunriseMedical.se
© Sunrise Medical 2014

Simba

● = Standard ○ = Kostnadsfritt □ = Extra kostnad

RAMFÄRGER

01	White RAL 9010	<input type="radio"/>	28 Platinmetallic	<input type="radio"/>
02	Brilliant silver	<input type="radio"/>	29 Black	<input type="radio"/>
03	Silver matt	<input type="radio"/>	31 Matt black	<input type="radio"/>
04	Silver	<input type="radio"/>	32 Signal White	<input type="radio"/>
06	Sun Yellow	<input type="radio"/>	33 Pink	<input type="radio"/>
07	Brilliant lime	<input type="radio"/>	34 Dark chocolate Metallic	<input type="radio"/>
08	Matt lime	<input type="radio"/>	35 Sky blue	<input type="radio"/>
14	Blue	<input type="radio"/>	36 Cyan metallic	<input type="radio"/>
15	Brilliant marine	<input type="radio"/>	37 Marsred (orange)	<input type="radio"/>
16	Matt marine	<input type="radio"/>	39 Cappucino	<input type="radio"/>
21	Red ruby	<input type="radio"/>	40 Kiwi	<input type="radio"/>
22	Brilliant red	<input type="radio"/>	41 Flamingo-glitter	<input type="radio"/>
23	Matt red	<input type="radio"/>	42 Matt anthracite	<input type="radio"/>
27	Graphitemetallic	<input type="radio"/>		

RYGGKLÄDSELFÄRG


(luftgenomsläpplig endast i svart)

SIB030350 ● Svart

GAFFELFÄRGER (carbitecture gafflar)

SIB100506 ● Black
 SIB100507 □ Silver
 SIB100508 □ Orange

Kommentarer vid specialbeställning (Built 4 Me)



Sunrise Medical Kundservice
 Adress: Box 9232 400 Göteborg
 Tel: 031-7483700
 Fax: 031-7483737

E-mail: post@sunrisemedical.se
 Hemsida: www.sunrisemedical.se

 **SUNRISE**
 MEDICAL.
www.SunriseMedical.se
 © Sunrise Medical 2014

Vänligen använd denna mätmetod:

The following method is recommended on the basis of extensive practical experience. Deviations are possible in individual instances.

Sittbredd (SB):

- a) På brukaren: Se till att det finns mellanrum mellan sidoskydd och höft på vardera sida av stolen (ca 1 - 2 cm totalt)
- b) På rullstolen: Från utsida ramrör till utsida ramrör.

Sittdjup (SD):

- a) På brukaren: Vid upprätt sittande: lämna utrymme för 2 - 3 fingrar mellan främre kanten av sitsklädseln och baksida knä. (ca 3 - 6 cm). Tänk på att ställbar klädsel kan påverka avståndet.
- b) På rullstolen: Från baksida rör till främre kanten av sitsklädseln.

Främre sitthöjd:

- a) På brukaren: Vid sittande i 90° knävinkel:
Från baksida knä till fotsula.
- b) På rullstolen: Från framsida sitsrör till marken.
(min. 3cm längre än mått på brukaren)
Glöm inte inkludera sittdynans höjd.

Bakre sitthöjd:

- b) På rullstolen: Från baksida sitsrör till marken.
Notera: Max. skillnad i sitthöjd bak och fram är 13 cm

Rygghöjd:

- a) På brukaren: Från sitsen, inkl dyna, bör inte ryggen vara högre än 1 - 2 cm under skulderbladen.
- b) På rullstolen: Från baksida sitsrör till övre kanen av rygglädseln.
Notera: Brukarens förmåga att sitta upprätt har stor betydelse för val av rygghöjd och kan därför variera mycket

Ryggvinkel:

Viktigt: Rygghöjden beror på graden av funktionshinder.
0° är vinkeln 90° till marken. Negativ vinkel är <90°
och positiv vinkel är >90°.

Teknisk specifikation översikt:


Max. total höjd:	88 cm			
Max. total längd:	85 cm			
Max. vändcirkel:	75 cm			
Max. säker lutning:	10°			
Rullstolens vikt:	från 8 kg			
Transportvikt:	från 4,2 kg			
Vikt tyngsta del:	2,1 kg			
Max. total bredd:	Kambring	20" drivhjul	22" drivhjul	24" drivhjul
	Vid 0° camber:	SB + 16 cm	SB + 16 cm	SB + 16 cm
	Vid 3° camber:	SB + 20 cm	SB + 21 cm	SB + 22 cm
	Vid 6° camber:	SB + 26 cm	SB + 27 cm	SB + 28 cm
	Vid 9° camber:	SB + 31 cm	SB + 32 cm	SB + 33 cm

Produkten är krocktestad enligt **ISO 7176-19** och är **därmed godkänd för transport i fordon**

Vid transport med en brukare i stolen måste stolen säkert fästas i fordonet

Förändringar i konfigurationen kan påverka sitthöjder.

Tillverknings toleranser på +/- 1 cm



Sitsklädsel med en miniväska



Positioneringsbälte



Körhandtag
långa



Körhandtag
korta



Körhandtag
fällbara



Körhandtag
höj- och sänkbara



Körbåge, höjd-, vinkel- och breddjusterbar



Sidoskydd aluminium
med stänkskärm
(här också med Safaribroms)



Fotplatta komposit, vinkel- och djupställbar



Positioneringsstöd till fotplatta



Tramprör



Tippskydd
swing away



Drivhjul
Universal



Drivhjul
Lightweight



Drivhjul
Proton



Drivhjul
Mountainbike



Right Run



Schwalbe
Ultramo ZX



Marathon Plus



Massivt däck



Drivring aluminium
silver eloxerad



Drivring aluminium
färgad



Drivring
Maxgripp ergo para cp



Standardbroms



Knäledsbroms



Kompaktbroms



Safaribroms



Verktysats



Högtryckspump



Luftpump



Ryggsäck