



BU\_815001\_2021-08-23  
Hjälpmedel Stockholm

Fakturaadress:  
Namn:  
Adress:  
Postnr: Ort:  
E-Mail:  
Tel: Fax:



Leveransadress:  
Namn:  
Adress:  
Postnr: Ort:  
E-Mail:  
Tel: Fax:

Oderdatum:  
Ordernr:  
Antal:

Märkes:  
Sunrise ordernr:

- = Standard □ = Extrakostnad
- = Ingen extrakostnad

**Max brukarvikt öppen ram 110 kg**

**Max brukarvikt förstärkt ram 140 kg**

**BRUKARVIKT**  kg

Obligatorisk information för korrekt konfiguration

**STOLSMÅTT** (alla mått är i cm utan sittdyna)

**SITTBREDD** - mätt från utsida ramrör till utsida ramrör

32 cm	34 cm	36 cm	38 cm	40 cm	42 cm	44 cm	46 cm	48 cm	50 cm
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

endast Förstärkt ram

**SITTDJUP**

34 cm	36 cm	38 cm	40 cm	42 cm	44 cm	46 cm	48 cm	50 cm
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

**FRÄMRE SITTHÖJD:** beror på länkhjul, gafflar och ramversion

Gaffel (längd)		Ram:	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	
4"	111 mm	låg		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>									
	123 mm				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>								
	123 mm (1)				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
	Frog Leg (1)						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
	111 mm	hög						<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>					
	123 mm								<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
	123 mm (1)									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	Frog Leg (1)											<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
5"	111 mm	låg				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>								
	123 mm						<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>							
	123 mm (1)						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
	Frog Leg (1)							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
	111 mm	hög								<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
	123 mm										<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			
	123 mm (1)											<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Frog Leg (1)												<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

(1) I kombination med drivaggregat välj gaffel 123x45 mm eller frog leg

För mer information  
besök vår hemsida  
[www.SunriseMedical.se](http://www.SunriseMedical.se)  
© Sunrise Medical 2021

### Använd följande sätt att mäta:

Efter genomgång av befintliga mätmetoder rekommenderas följande sätt att mäta. Individuella avvikelser kan förekomma.

#### Sittbredd (SB):

- a) På brukaren: Se till att det finns mellanrum på var sida mellan sidoskydden och brukaren (ca 1 - 2 cm)
- b) På rullstolen: Från utsida ramför till utsida ramrör.

#### Sittdjup (SD):

- a) På brukaren: Vid upprätt sittande bör det finnas ett avstånd på 2 - 3 fingrar mellan framkanten av sitsen och knävecket. (ca 3 - 6 cm). Tänk på att ställbar sitsklädsel kan påverka avståndet
- b) På rullstolen: Från ryggröret till framkanten av sitsen.

#### Främre sitthöjd:

- a) På brukaren: Vid sittande med 90° knävinkel:  
Från baksida knä till undersidan av sko.
- b) På rullstolen: Från framsida sitsrör till marken. (min. 3cm längre än brukarmåttet)  
Glöm inte att inkludera dynans höjd.

#### Bakre sitthöjd:

- b) På rullstolen: Från baksida sitsrör till marken.  
OBS: Max. sitthöjdsskillnad bak och fram är 11 cm

#### Rygghöjd:

- a) På brukaren: Från sitsen, inklusive dynan, bör inte ryggen vara högre än 1 - 2 cm under skulderbladen.
- b) På rullstolen: Från baksida sitsrör till övre kanten av rygglädseln.  
OBS: Brukarens förmåga att sitta upprätt har stor betydelse för rygghöjden och kan därför variera mycket

#### Ryggvinkel:

Viktigt: Rygghöjden beror på graden av funktionsnedsättning.  
0° är vinkeln 90° mot marken. Negativ vinkel är <90°  
och positiv vinkel är >90°.

#### Teknisk specifikation:

<b>Max. total höjd:</b>	102 cm		
<b>Max. total längd:</b>	105 cm		
<b>Max. vändcirkel:</b>	70 cm		
<b>Max. säker lutning:</b>	10°		
<b>Rullstolsvikt:</b>	från 8,8 kg		
<b>Transportvikt:</b>	från 6,3 kg		
<b>Vikt tyngsta del:</b>	2,1 kg		
<b>Max. totalbredd:</b>	<b>Kambring</b>	<b>24" drivhjul</b>	<b>25" drivhjul</b>
	Vid 0° kamber:	SB + 16 cm	SB + 16 cm
	Vid 2° kamber:	SB + 21 cm	SB + 22 cm
	Vid 4° kamber:	SB + 26 cm	SB + 27 cm

Produkten är **krocktestad i enlighet med ISO 7176-19** och är därmed godkänd för transport i fordon.

All förändring av konfigurationen kan påverka sitthöjder.  
Fabrikstolerans på +/- 1 cm

# Xenon<sup>2</sup>

- = Standard    ○ = Ingen extrakostnad    □ = Extrakostnad

## BAKRE SITTHÖJD: beroende på drivhjulstorlek

Bakre sitthöjd i cm

Drivhjul	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
24"	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○ <sup>(*)</sup>	
25"		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○ <sup>(*)</sup>

Bakre sitthöjden kan endast vara 0 cm till 11 cm lägre än den främre sitthöjden.

(\*) endast med lättviktsblock

## SITS

### Sitsklädsel

XFF020002 ● Sitsklädsel, ställbar, 1 miniväska

## RYGGSTÖD

XFF030001 ● Rygghöjdsinställning aluminiumrygg

Välj rygghöjdsinställning (cm).

Höjjusterbar 5 cm

	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 47,5
○ 25	○ 30	○ 35	○ 40	○ 45	
○ 27,5	○ 32,5	○ 37,5	○ 42,5	○ 47,5	
○ 30	○ 35	○ 40	○ 45		

XFF030012 ● Ryggstöd vinkelställbar

(-15° till +13° i steg om 4°)

XFF030031 □ Ryggstöd fällbart (framåt) (1)

(från rygg höjd 32,5 cm, fast rygg höjd, ej justerbar)

### Körhandtag

XFF030200 ● Utan körhandtag

XFF030201 ○ Körhandtag långa

XFF030203 □ Körhandtag fällbara

(endast från rygg höjd 32,5 cm)

XFF030205 □ Körhandtag, höj- och sänkbara med utvinklade fästen

(för Jay rygg. Endast från rygg höjd 32,5 cm)

### Ryggklädsel

XFF030317 □ EXO PRO Evo ryggklädsel, luftgenomsläpplig, syntet, polstrad, justerbar, dubbelplysch, 1 tillbehörsficka bak, svart

Färg kantband: ○ Svart

XFF030300 ○ Utan ryggklädsel

### Tillbehör rygg

XFF030402 □ Stabiliseringsstag, vikbart

(endast från SB 38 cm)

## ARMSTÖD

### Armstöd

XFF040050 □ Armstöd, höj- och sänkbart, armstödsplatta (25 cm), löstagbart

XFF040051 □ Armstöd, höj- och sänkbart, armstödsplatta (36 cm), löstagbart

XFF040052 □ Armstöd, höj- och sänkbart med verktyg, armstödsplatta (33 cm) djupställbar, löstagbart

## SIDOSKYDD

### Sidoskydd

XFF040107 ● Sidoskydd, komposit, löstagbara, 21 cm höga (31 cm långa), svart

XFF040101 □ Sidoskydd, kolfiber, lättvikt utan stänkskärm (svart)

XFF040102 □ Sidoskydd, aluminium, utan stänkskärm (i ramfärg)

XFF040103 □ Sidoskydd, aluminium, med stänkskärm (i ramfärg)

XFF040104 □ Sidoskydd, kolfiber, med stänkskärm (svart)

## FOTPLATTOR

XFF050023 □ Fotplatta, hel, aluminium, vinkeljusterbar, uppfällbar (åt sidan), hälband, i ramfärg

XFF050126 □ Swing-away mekanism, tillbehör för fotplatta

(minimum UL 3cm längre)

XFF050059 □ Fotplatta, hel, aluminium, vinkeljusterbar, uppfällbar (åt sidan), vadband, Performance med rundad framkant (1)

XFF050131 □ Fotplatta, hel, lättvikt, komposit, vinkel- & djupjusterbar, uppfällbar (åt sidan), vadband, svart

XFF050061 □ Fotplatta, hel, lättvikt, komposit, vinkel- & djupjusterbar, uppfällbar (åt sidan), högt monterad, svart

(UL 22-34cm)

### Fotplatta, automatiskt uppfällbar

XFF050028 □ Fotplatta, hel, lättvikt, komposit, automatiskt uppfällbar, vinkel- & djupjusterbar, vadband, svart

(1) ej med höj- och sänkbara körhandtag, ej med JAY ryggar, se matris på nästa sida

För mer information  
besök vår hemsida  
[www.SunriseMedical.se](http://www.SunriseMedical.se)  
© Sunrise Medical 2021



XFF 030317 EXO PRO Evo rygglädsel



XFF 030201 Körhandtag långa



XFF 030203 Körhandtag fällbara



XFF 030204 Körhandtag höj- och sänkbara

**Matris för ryggfällning XFF 030031 ryggstöd fällbart framåt.**

Rygghöjd

Sittbredd

	32,5	35	37,5	40	42,5	45	47,5
32	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
34	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
36	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
38		✓	✓	✓	✓	✓	✓
40			✓	✓	✓	✓	✓
42				✓	✓	✓	✓
44				✓	✓	✓	✓
46					✓	✓	✓
48						✓	✓
50							✓

=fälls 90° framåt på hopfälld stol  
 =kan inte fällas fullt 90° framåt på hopfälld stol i kombination med körhandtag fällbara  
 =kan inte fällas fullt 90° framåt på hopfälld stol  
 =fälls ner mindre än 45° framåt på hopfälld stol, fälls 90° på utfälld stol

Tyngdpunktsinställning på Xenon2 görs genom att kombinera kryssets ramposition och kambringshylsans position. Krysset har 5 möjliga rampositioner, A-E, där A är den mest passiva och E den lättaste balanseringen. Kambringshylsan har 3 positioner, X-Z, där X är den mest passiva (bild 3) Möjliga tyngdpunktsinställningar framgår av tabellen i bild 5. Grön markering anger fabriksinställning. För att uppnå den tyngsta balanseringen, 4 cm, används en passivadapter (bild 2) Ramposition A-E kan på Xenon2 med förstärkt ram lättast identifieras med antal distanser på nedre ramröret (bild 4): 4 distanser för position A och ingen distans för position E.

Bild 1



Bild 5 - Tyngdpunktstabell

TP (cm)	Ramposition A	B	C	D	E
4	X+passivadapter				
5	X				
6	Y	X			
7	Z	Y	X		
8		Z	Y	X	
9			Z	Y	
10				Z	X
11					Y
12					Z

Bild 2



Bild 3



Bild 4



# Xenon<sup>2</sup>

● = Standard    ○ = Ingen extrakostnad    □ = Extrakostnad

## UNDERBENSLÄNGD(UL): UL måste vara 2,5 cm kortare än den främre sitthöjden; alla mått i cm

- |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="radio"/> 22 | <input type="radio"/> 23 | <input type="radio"/> 24 | <input type="radio"/> 25 | <input type="radio"/> 26 | <input type="radio"/> 27 | <input type="radio"/> 28 | <input type="radio"/> 29 | <input type="radio"/> 30 | <input type="radio"/> 31 |
| <input type="radio"/> 32 | <input type="radio"/> 33 | <input type="radio"/> 34 | <input type="radio"/> 35 | <input type="radio"/> 36 | <input type="radio"/> 37 | <input type="radio"/> 38 | <input type="radio"/> 39 | <input type="radio"/> 40 | <input type="radio"/> 41 |
| <input type="radio"/> 42 | <input type="radio"/> 43 | <input type="radio"/> 44 | <input type="radio"/> 45 | <input type="radio"/> 46 | <input type="radio"/> 47 | <input type="radio"/> 48 | <input type="radio"/> 49 | <input type="radio"/> 50 |                          |

## RAM

### Öppen ram (max. brukarvikt 110kg)

- |           |   |  |
|-----------|---|--|
| XFF010012 | <input type="radio"/> Ram FF 100 ° knävinkel                |  |
|           | XFF010100 <input type="radio"/> Invinkling: 0 cm            |  |
| XFF010013 | <input type="checkbox"/> Ram FF 92 ° knävinkel, performance |  |
|           | XFF010100 <input type="radio"/> Invinkling: 0 cm            |  |

### Förstärkt ram (max brukarvikt 140kg)

- |           |   |  |
|-----------|---|--|
| XFF010020 | <input type="radio"/> Ram FF 100 ° knävinkel, förstärkt ram |  |
| XFF010021 | <input type="radio"/> Ram FF 92 ° knävinkel, förstärkt ram  |  |

## DRIVHJULSBLOCK OCH AXELPOSITION (mätt från framsida ryggrör i cm) 4 cm=väldigt passiv, 13 cm = väldigt aktiv

- |           |  |                         |                         |                         |                          |                          |                          |
|-----------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| XFF070703 | ● Standardblock                          | <input type="radio"/> 2 | <input type="radio"/> 3 | <input type="radio"/> 4 | <input type="radio"/> 5  | <input type="radio"/> 6  |                          |
|           |  | <input type="radio"/> 7 | <input type="radio"/> 8 | <input type="radio"/> 9 | <input type="radio"/> 10 |                          |                          |
| XFF070701 | <input type="radio"/> Lättviktsblock (1) | <input type="radio"/> 5 | <input type="radio"/> 6 | <input type="radio"/> 7 | <input type="radio"/> 9  | <input type="radio"/> 10 | <input type="radio"/> 11 |

- |           |  |  |
|-----------|--|--|
| XFF010411 | ● Drivhjulblock, aluminium, långt (fullt justerbart) |  |
|-----------|--|--|

## RAMTILLBEHÖR (välj antingen tramprör eller tippskydd, inte både och)

- |           |  |  |
|-----------|--|--|
| XFF090100 | <input type="checkbox"/> Transportfäste                                  |  |
| XFF090050 | <input type="checkbox"/> Tippskydd, löstagbara (plug-in) par             |  |
| XFF090004 | <input type="checkbox"/> Tippskydd, swing-away vänster                   |  |
| XFF090005 | <input type="checkbox"/> Tippskydd, swing-away höger                     |  |
| XFF090001 | <input type="checkbox"/> Tramprör vänster                                |  |
| XFF090002 | <input type="checkbox"/> Tramprör höger                                  |  |
| XFF090009 | <input type="checkbox"/> Kryckhållare, kadbordband (endast med tramprör) |  |

## GAFFEL (compare with your choice on the first page)

- |           |   |  |
|-----------|---|--|
| XFF080013 | ● Gaffel, Carbotecture ® (Endast 111mm lång)  |  |
|           | Färg: ● Svart   |  |
| XFF080007 | <input type="checkbox"/> Gaffel, aluminium med fjädring (Frog Legs ®), svart (rekommenderas för drivaggregat) |  |
| XFF080029 | <input type="checkbox"/> Gaffel, aluminium (endast 123 mm, rekommenderas för drivaggregat)                    |  |

## LÄNKHJUL (jämför med valet på första sidan)

- |           |   |  |
|-----------|---|--|
| XFF080304 | <input type="checkbox"/> Länkhjul massiva, smala, aluminiumfälg |  |
| XFF080306 | <input type="checkbox"/> Länkhjul massiva, breda, aluminiumfälg |  |
|           | Färg fälg: ○ Silver   |  |

## DRIVHJUL (FÄLG) (jämför med valet på sidan 2, välj endast en hjultyp)

OBS: för brukare som väger över 100 kg rekommenderar vi kryssekrade hjul

- |           |   |  |
|-----------|---|--|
| XFF070000 | <input type="radio"/> Utan drivhjul   |  |
| XFF070001 | <input type="radio"/> Drivhjul universal kryssekrat, 36 ekrar (silver) (endast 24")               |  |
| XFF070003 | ● Drivhjul lättvikt, 24 ekrar (silver), rakekrat (se färgalternativ på sista sidan)               |  |
| XFF070005 | <input type="checkbox"/> Drivhjul Spinergy (Spox), 18 ekrar (svarta), rakekrat; nav: silver       |  |
| XFF070008 | <input type="checkbox"/> Drivhjul med vårdarbroms, 36 ekrar (silver), kryssekrat (2) (endast 24") |  |

## Axel

- |           |   |  |
|-----------|---|--|
| XFF070150 | ● Quick-release axel                                  |  |
| XFF070151 | <input type="checkbox"/> Quick-release axel, quad (3) |  |

(1) endast med 0° kambring

(2) endast med standardblock och endast med 0° & 4° kambring; ej med fällbara körhandtag, ej utan körhandtag

(3) Ej med drivhjul Spinergy/ Mountainbike/ vårdarbroms

För mer information  
besök vår hemsida

[www.SunriseMedical.se](http://www.SunriseMedical.se)

© Sunrise Medical 2021





XFF040107  
Sidoskydd löstagbart  
komposit



XFF040101  
Sidoskydd, kolfiber,  
utan stänkskärm



XFF040102  
Sidoskydd, aluminium,  
utan stänkskärm



XFF040103  
Sidoskydd aluminium, med  
stänkskärm



XFF040104  
Sidoskydd kolfiber med  
stänkskärm



XFF050059  
Fotplatta hel performance  
med rundad framkant



XFF050131  
Fotplatta hel, komposit



XFF010012 / 13  
Öppen ram



XFF090020 / 21  
Förstärkt ram

# Xenon<sup>2</sup>

● = Standard    ○ = Ingen extrakostnad    □ = Extrakostnad

## DÄCK

(välj endast en däcktyp)

XFF070101	●	Däck, luft finmönstrat, Schwalbe Right Run	(endast 24")		
XFF070102	○	Massiva däck			
XFF070104	□	Däck luft, punkteringsskyddat, Schwalbe Marathon Plus Evolution			

## DRIVRING

XFF070204	○	Drivring, rostfritt stål, silver			
XFF070202	●	Drivring, aluminium, eloxerad, silver			
XFF070201	○	Drivring, aluminium, klarlackad			
XFF070205	□	Drivring, titan			
XFF070206	□	Drivring, titan, klarlackad			
XFF070207	□	Drivring, Supergrip ®			
XFF070208	□	Drivring, Maxgrepp ® (ergo para cp modell)	(endast 24")		
XFF070212	□	Ellipse 3R, svart	(ergonomiska drivringar med gummiremsa)		

## Drivningsmontering

XFF070307	□	Drivningsmontering extra nära (ca 7 mm)	(endast rostfritt stål och Surge)		
XFF070317	●	Drivningsmontering, nära (ca 17 mm)			
XFF070327	○	Drivningsmontering brett (ca 27 mm)			

## KAMBRING

(välj endast ett alternativ)

XFF070600	○	0°			
XFF070602	●	2°	(ej med lättviktsblock)		
XFF070604	○	4°	(ej med lättviktsblock)		

## EKERSKYDD

(endast 24")

XFF070831	□	Transparent			
-----------	---	-------------	--	--	--

## BROMS

(välj endast ett alternativ)

XFF060001	○	Standardbroms			
XFF060002	□	Knäledsbroms			
XFF060010	□	Bromsspaksförlängare, knäledsbroms, nedfällbar			
XFF060003	●	Kompaktbroms			

## TILLBEHOR

XFF090000	●	Verktygssats			
-----------	---	--------------	--	--	--

## FÄRGER

	Ram	
01 White RAL 9010	○	
27 Graphitemetallic	○	

## Kommentarer vid individanpassning

**built4me**

För mer information  
besök vår hemsida  
[www.SunriseMedical.se](http://www.SunriseMedical.se)  
© Sunrise Medical 2021



XFF090001  
Tramprör



XFF090004  
Tippskydd, swing away



XFF090050  
Tippskydd, löstagbara plug  
in



XFF070001  
Universalhjul, kryssekrat



XFF070003  
Lättviktshjul



XFF07010  
Mountainbike hjul



XFF070101  
Schwalbe Right Run



XFF070104  
Schwalbe Marathon Plus  
Evolution



XFF070102  
Däck Massivt



XFF070202  
Drivring aluminum,  
eloxerad



XFF070208  
Drivring Maxgrepp (ergo  
para cp modell)



XFF070212  
Ellipse 3R, svart



XFF060001  
Standardbroms



XFF060002  
Knäledsbroms



XFF060003  
Kompaktbroms