



Kundordernr. för web order: _____

Datum: _____

Förskrivare: _____

Referens: _____

Tel: _____



Standardutförande

- Standard ryggstöd rygghöjd 30-35 cm
- Ryggvävstyg djup 12,4 cm
- Fällbar och vinkelställbar rygg med låsning i uppfällt och nedfällt läge
- Fasta körhandtag
- Luftgenomsläpplig ryggklädsel (EXO Pro Evo) för fasta körhandtag
- Sitsklädsel hel med 1 miniväska
- Sidoskydd av komposit, löstagbara utan stänkskärm
- Rörfotbåge lättvikt inkl. vadbånd
- Ram standard med 92° knävinkel
- Länkhjulshus vid position
- Raminvinkling 3 cm
- Std vid låg ram, sitthöjd fram 48 cm, sitthöjd bak 40 cm
- Std vid hög ram, sitthöjd 51 cm, sitthöjd bak 43 cm
- Tippskydd löstagbara par
- Massiva smala 4" länkhjul med alufälg
- Lättviktshjul
- Right run däck
- Titan drivring
- 3° kambring
- Kompaktbroms
- Transportfäste
- Ramfärg Graphitemetallic (27)
- Smal gaffel 123x32 mm, gaffelfärg svart
- Svart ryggklädsel

● = Standard (=avtalspris)

○

Kundservice faxnr: 031-7483737

Max. brukarvikt: 125 kg

OBS! Alla val av utförande som önskas ska kryssas i, oavsett om det ingår i standard.


STOLSMÅTT

Sittbredd i cm (mätt från utsida ramrör till utsida på ramrör)

		32	34	36	38	40	42	44	46
Sittdjup i cm	34	○	○	○	○	○	○	○	○
	36	○	○	○	○	○	○	○	○
	38	○	○	○	○	○	○	○	○
	40	○	○	○	○	○	○	○	○
	42	○	○	○	○	○	○	○	○
	44	○	○	○	○	○	○	○	○
	46	○	○	○	○	○	○	○	○
	48	○	○	○	○	○	○	○	○

- Alla mått är i cm och utan
sittdyna

Hög ram är 4 cm högre än låg ram.



Främre sitthöjd i cm

	Länkhjul	Gaffel	Ram	Sittbredd i cm															
				43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	
Länkhjul	3"	smala	111x32 ⁽¹⁾	Låg	○	○	○												
		smala	111x32 ⁽¹⁾	Hög				○	○	○									
	4"	breda	111x45 ⁽¹⁾	Låg		○	○	○	○										
		breda	123x45 ⁽²⁾			○	○	○	○										
		breda	Frog Leg ⁽³⁾						○	○	○								
		smala	111x32 ⁽¹⁾	Låg		○	○	○	○										
smala		123x32 ⁽²⁾			○	○	○	○											
smala		Frog Leg ⁽³⁾						○	○	○									
5"	breda	111x45 ⁽¹⁾	Hög					○	○	○									
	breda	123x45 ⁽²⁾						○	○	○									
	breda	Frog Leg ⁽³⁾									○	○							
	smala	111x32 ⁽¹⁾	Hög							○	○	○							
	smala	123x32 ⁽²⁾									○	○	○						
	smala	Frog Leg ⁽³⁾												○	○				
6"	breda	123x45 ⁽²⁾	Låg					○	○	○									
	breda	Frog Leg ⁽³⁾																	
	smala	123x32 ⁽²⁾																	
	smala	Frog Leg ⁽³⁾																	
	breda	123x45 ⁽²⁾	Hög																
	breda	Frog Leg ⁽³⁾																	
smala	123x32 ⁽²⁾																		

Den bakre sitthöjden kan väljas
från 0 cm (plan stol) till som mest
13 cm lägre jämfört med den
främre.



Den här distansen kan
placeras ovanpå
gaffeln eller inuti
gaffeln för att
variera sitthöjden
med 1 cm



Gaffel anges i längd x bredd

I kombination med drivaggregat välj gaffel 123 mm

⁽¹⁾ HUM080013 Gaffel carbotechnology, kort, 111 mm

⁽²⁾ HUM080029 Gaffel aluminium, lång, 123 mm

(rekommenderas i kombination med drivaggregat)

⁽³⁾ HUM080007 Gaffel Frog Leg, stötdämpande

För mer information
besök vår hemsida
www.SunriseMedical.se

Sida 1/4

© Sunrise Medical 2019

QUICKIE Helium

● = standard (= avtalspris)

○ = Vid val annat än standard kan rullstolens pris förändras

Bakre sitthöjd i cm

(den bakre sitthöjden är justerbar +/- 1 cm)

Drivhjul	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
24"				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
25"					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		



Min 0 cm
Max 13 cm

Den bakre sitthöjden kan ej justeras lägre än 37 cm (24" hjul), 38 cm (25" hjul)

Den bakre sitthöjden kan ej justeras högre än 49 cm (24" hjul), 50 cm (25" hjul)

RYGGSTÖD (välj: Höj och sänkbart ryggstöd eller Ryggstöd lättvikt med fast rygghöjd)

HUM030001	● ○	Ryggstöd höj- och sänkbart	25 - 30	● 30 - 35	35-40	40 - 45		
		Inställd på rygghöjd (cm)	○ 25	○ 30	○ 35	○ 40		
			○ 27.5	○ 32.5	○ 37.5	○ 42.5		
			○ 30	○ 35	○ 40	○ 45		
HUM030003	○	Ryggstöd lättvikt - fast rygghöjd	(ovalt formade ryggrör)					
			○ 25	○ 32,5	○ 40			
			○ 27,5	○ 35	○ 42,5			
			○ 30	○ 37,5	○ 45			
HUM030015	○	Fällbar och vinkelställbar rygg (låsnings i uppfällt läge)	(-31° till +15°)		(enast svart eloxerad)			
HUM030102	● ○	Fällbar och vinkelställbar rygg med låsning i uppfällt och nedfällt läge	(-31° till +15°)					

KÖRHANDTAG

HUM030200	○	Utan körhandtag						
HUM030201	● ○	Fasta körhandtag						
HUM030203	○	Fällbara körhandtag	(endast från 32.5 cm rygghöjd och ryggstöd höj- och sänkbart)					
HUM030204	○	Höj- och sänkbara körhandtag. (Välj denna option om sidoskydd av aluminium eller kolfiber valts.) (Ej med lättviktsrygg & för std rygg endast från 32.5 cm.)						
HUM030205	○	Höj- och sänkbara körhandtag med utvinklade fästen (krävs vid montering av JAY rygg, ej med ryggstöd lättvikt)						



HUM030201 HUM030205

RYGGKLADSEL

HUM030316	○	EXO Evo Ryggklädsel ställbar, syntet, polstrad, justerbar, 1 tillbehörsficka bak, svart. Kantband svart				
HUM030317	● ○	EXO PRO Evo Ryggklädsel ställbar, luftgenomsläpplig, syntet, polstrad, justerbar, dubbelplysch, 1 tillbehörsficka bak, svart. Kantband svart är std.				
	○	Extra ryggmatta, 4 cm bredare än original	(gäller ej sittbredd 44 och 46)			
HUM030300	○	Utan ryggklädsel				


SIDOSKYDD OCH ARMSTÖD

HUM040101	○	Sidoskydd små, lättvikt kolfiber utan stänkskärm (1)				
HUM040102	○	Sidoskydd av aluminium utan stänkskärm				
HUM040104	○	Sidoskydd av kolfiber med stänkskärm	(min sitthöjd 39 cm)			
HUM040107	● ○	Sidoskydd av komposit, löstagbara utan stänkskärm				
HUM040052	○	Armstöd höj- och sänkbart med verktyg, djupställbart (33 cm)				
HUM040000	○	Utan sidoskydd				



FOTPLATTOR

HUM050029	● ○	Rörfotbåge lättvikt	(underbenslängd 36 cm - 52,5 cm)			
HUM050025	○	Hel fotplatta vinkel- och djupjusterbar komposit	(underbenslängd 36 cm - 52,5 cm)			
HUM050034	○	Hel fotplatta vinkel- och djupjusterbar aluminium, högt monterad	(Underbenslängd 22 - 39 cm)			
HUM050125	○	Performance fotplatta vinkeljusterbar	(Underbenslängd 36 - 52,5 cm)			
HUM050022	○	Delade fotplattor, aluminium, vinkeljusterbara, uppfällbara (sidled)				
HUM050127	○	Positioneringsstöd, tillbehör för hel fotplatta, vertikala	(endast med hel fotplatta)			




HUM050029


HUM050034

RAM VERSION (välj ramvinkel och invinkling)

HUM010206	● ○	Ram Standard				
HUM010207	○	Ram lång (förlängd 2 cm framför sittklädseln)	(ej med sittdjup 48 cm)			
HUM010012	○	Knävinkel 100° (vid)	(Kan även benämnas 80°)			
HUM010013	● ○	Knävinkel 92° (snäv)	(Kan även benämnas 88°)			
HUM010301	● ○	Länkhjulshus vid position				
HUM010302	○	Länkhjulshus snäv position				
HUM010100	○	Rak front (0 cm)				
HUM010103	● ○	Invinklad front (3 cm)	(ej med sittbredd 32 cm)			



HUM010012



HUM010013



HUM010100




HUM010103

DRIVHJULSBLOCK OCH AXELPOSITION

(alla mått är i cm)

COG20	○	2,00 cm	(mäts horisontellt, längst ned på främre delen av ryggröret)
COG32	○	3,20 cm	till centrum på drivhjulet, se röd pil i bilden)
COG44	○	4,40 cm	
COG56	○	5,60 cm	(ju högre siffra desto mer lättippad och aktiv blir stolen)
COG68	● ○	6,80 cm	
COG80	○	8,00 cm	(Inställningen är steglös och kan justeras i efterhand)
COG92	○	9,20 cm	
COG104	○	10,40 cm	



(1): med 24" drivhjul är lägsta bakre sitthöjd 41 cm; med 25" drivhjul är lägsta bakre sitthöjd 43 cm

För mer information
besök vår hemsida
www.SunriseMedical.se

Sida 2/4

© Sunrise Medical 2019

QUICKIE Helium

● = standard (=avtalspris) ○ = Vid val annat än standard kan rullstolens pris förändras

TRAMPRÖR		<i>(välj antingen tramprör eller tippskydd, ej båda)</i>	
HUM090001	<input type="radio"/> Vänster		
HUM090002	<input type="radio"/> Höger		
Kryckhållare			
HUM090009	<input type="radio"/> Kryckhållare	<i>(endast i kombination med tramprör)</i>	
TIPPSKYDD			
HUM090008	<input type="radio"/> Tippskydd uppfällbart, höger	<i>(Välj antingen höger eller vänster sida, ej möjligt att montera par)</i>	
HUM090033	<input type="radio"/> Tippskydd uppfällbart, vänster	<i>(Välj antingen höger eller vänster sida, ej möjligt att montera par)</i>	
HUM090005	<input type="radio"/> Tippskydd sidosvängbart, höger		
HUM090004	<input type="radio"/> Tippskydd sidosvängbart, vänster		
HUM090007	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> Tippskydd Quickie typ, löstagbara, höger		
HUM090007	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> Tippskydd Quickie typ, löstagbara, vänster		
DRIVHJUL		<i>(jämför med ditt val på sid 1; välj endast en hjultyp)</i>	
HUM070003	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> Lättviktshjul		
HUM070005	<input type="radio"/> Spox (Spinergy) 18 svarta ekrar	<i>(Vid byte av drivring behöver däck tas av.)</i>	
HUM070000	<input type="radio"/> Utan drivhjul		
DÄCK		<i>(välj endast en däcktyp)</i>	
HUM070101	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> Right Run finmönstrade luftdäck	<i>(endast 24")</i>	
HUM070102	<input type="radio"/> Massiva däck		
HUM070104	<input type="radio"/> Marathon Plus Evolution, grovmöstrat		
DRIVRING			
HUM070204	<input type="radio"/> Rostfritt stål		
HUM070205	<input type="radio"/> Titan		
000854055-1580	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> Titan kapade fästen	<i>(3 dagars längre lev tid)</i>	
HUM070207	<input type="radio"/> Supergrip		
000854534-1580	<input type="radio"/> Supergrip kapade fästen	<i>(3 dagars längre lev tid)</i>	
HUM070208	<input type="radio"/> Maxgrepp (ergo para cp modell)	<i>(endast 24")</i>	
HUM070317	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> Drivringsmontering Standard 17 mm	Avstånden kan variera ngt beroende på	
HUM070327	<input type="radio"/> Drivringsmontering Brett 27 mm	val av hjul och drivring	
KAMBRING		<i>(välj endast ett alternativ)</i>	
HUM070600	<input type="radio"/> 0°		
HUM070603	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> 3°		
HUM070606	<input type="radio"/> 6°		
EKERSKYDD (endast i 24")			
HUM070831	<input type="radio"/> Transparent		
BROMS		<i>(välj endast ett alternativ)</i>	
HUM060002	<input type="radio"/> Knäledsbroms		
HUM060003	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> Kompaktbroms	(2)	
HUM060010	<input type="radio"/> Bromsspakförlängare knäledsbroms, nedfällbar	<i>(endast för HUM060002)</i>	
TILLBEHÖR			
HUM090000	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> Verktygssats		
HUM090019	<input type="radio"/> Väskhållare caddy	<i>(ej med hel fotplatta)</i>	
HUM090100	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> Transportfäste		

Kommentarer för specialbygge:

Sunrise Medical AB kundservice
 Adress: Neongatan 5, 431 53 Mölndal
 Tel. 031-7483700
 Fax.031-7483737

E-mail: post@sunrisemedical.se
 Website: www.SunriseMedical.se


(1): *ej med ekerskydd*
 (2): *ej med 6° kambring & kolla nogo matrisen*

För mer information
 besök vår hemsida
www.SunriseMedical.se
 Sida 3/4
 © Sunrise Medical 2021

QUICKIE Helium

KÖPARTIKLAR

OBS! Köpartikel ska anges på separata orderrader, använd angivet sesamnr.
 Markera inte artikel nedan, texten är endast för information om aktuella sesamnr.
 Ange samleverans för att köpartikeln ska levereras samtidigt som rullstolen.

Sesamnr	Benämning	Lev. art nr.	Lev. Information
58871	Täckskiva Q Helium t rörfotplatta "snap on" f sb 32 cm raminvinkling 0 cm	066225-000-320	 <p>HUM050030</p>
58872	Täckskiva Q Helium t rörfotplatta "snap on" f sb 32 cm raminvinkling 3 cm	066225-000-323	
58873	Täckskiva Q Helium t rörfotplatta "snap on" f sb 34 cm raminvinkling 0 cm	066225-000-340	
58874	Täckskiva Q Helium t rörfotplatta "snap on" f sb 34 cm raminvinkling 3 cm	066225-000-343	
58875	Täckskiva Q Helium t rörfotplatta "snap on" f sb 36 cm raminvinkling 0 cm	066225-000-360	
58876	Täckskiva Q Helium t rörfotplatta "snap on" f sb 36 cm raminvinkling 3 cm	066225-000-363	
58877	Täckskiva Q Helium t rörfotplatta "snap on" f sb 38 cm raminvinkling 0 cm	066225-000-380	
58878	Täckskiva Q Helium t rörfotplatta "snap on" f sb 38 cm raminvinkling 3 cm	066225-000-383	
58879	Täckskiva Q Helium t rörfotplatta "snap on" f sb 40 cm raminvinkling 0 cm	066225-000-400	
58880	Täckskiva Q Helium t rörfotplatta "snap on" f sb 40 cm raminvinkling 3 cm	066225-000-403	
58881	Täckskiva Q Helium t rörfotplatta "snap on" f sb 42 cm raminvinkling 0 cm	066225-000-420	
58882	Täckskiva Q Helium t rörfotplatta "snap on" f sb 42 cm raminvinkling 3 cm	066225-000-423	
58883	Täckskiva Q Helium t rörfotplatta "snap on" f sb 44 cm raminvinkling 0 cm	066225-000-440	
58884	Täckskiva Q Helium t rörfotplatta "snap on" f sb 44 cm raminvinkling 3 cm	066225-000-443	
58885	Täckskiva Q Helium t rörfotplatta "snap on" f sb 46 cm raminvinkling 0 cm	066225-000-460	
58886	Täckskiva Q Helium t rörfotplatta "snap on" f sb 46 cm raminvinkling 3 cm	066225-000-463	
58902	Ramskydd	51186	
74634	Drivring, Ellipse 3R, 24", svart	<i>Passar enbart på lättvikthjul. Ej Spox.</i> 000854810.01	
74635	Drivring, Ellipse 3R, 25", svart	<i>Passar enbart på lättvikthjul. Ej Spox.</i> 000854811.02	

Sunrise Medical AB
 Adress: Neongatan 5, 431 53 Mölndal
 Tel. 031-7483700 Fax.031-7483737

post@sunrisemedical.se
 www.SunriseMedical.se

För mer information
 besök vår hemsida
www.SunriseMedical.se
 Sida 4/4
 © Sunrise Medical 2019