



SUNRISE
MEDICAL.

QUICKIE

XENON² SA

BU_NR845003_2021-08-23

Fakturaadress:
Namn:
Adress:
Postnr: Ort:
E-Mail:
Tel: Fax:



Leveransadress:
Namn:
Adress:
Postnr: Ort:
E-Mail:
Tel: Fax:

Beställningsdatum:
Beställningsnummer:
Antal:

Märkes:
Sunrise ordernr:

- = Standard □ = Extrakostnad
○ = Ingen extrakostnad

Max brukarvikt **125 kg**
BRUKARVIKT kg

Obligatorisk information för korrekt konfiguration

BRUKARMÅTT (alla mått är exkl dyna)

SITTBREDD - mätt från utsida ramrör till utsida ramrör

32 cm	34 cm	36 cm	38 cm	40 cm	42 cm	44 cm	46 cm	48 cm	50 cm
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

SITTDJUP

34 cm	36 cm	38 cm	40 cm	42 cm	44 cm	46 cm	48 cm	50 cm
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
38 cm ramlängd			varje ram i olika längd (i steg om 2 cm)					

FRÄMRE SITTHÖJD: beror på länkhjul, Carbotecture gafflar och ramversion

		Främre sitthöjd i cm															
		Gaffel (längd)	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	
Länkhjul	4"	111 mm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>											
		123 mm (1)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
		138 mm (1)				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>								
		174 mm								<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
		Frog Leg (1)					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
		Enarm (1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											
Länkhjul	5"	111 mm			<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>									
		123 mm (1)					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
		138 mm (1)					<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>							
		174 mm							<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			
		Frog Leg (1)						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
		Enarm (1)			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									

(1) Aluminium, kompatibel med drivaggregat.

För mer information
besök vår hemsida
www.SunriseMedical.se
© Sunrise Medical 2021

Använd följande sätt att mäta:

Efter genomgång av befintliga mätmetoder rekommenderas följande sätt att mäta. Individuella avvikelser kan förekomma.

Sittbredd (SB):

- a) På brukaren: Se till att det finns mellanrum på var sida mellan sidoskydden och brukaren (ca 1 - 2 cm)
- b) På rullstolen: Från utsida ramför till utsida ramrör.

Sittdjup (SD):

- a) På brukaren: Vid upprätt sittande bör det finnas ett avstånd på 2 - 3 fingrar mellan framkanten av sitsen och knävecket. (ca 3 - 6 cm). Tänk på att ställbar sitsklädsel kan påverka avståndet
- b) På rullstolen: Från ryggroret till framkanten av sitsen.

Främre sitthöjd:

- a) På brukaren: Vid sittande med 90° knävinkel: Från baksida knä till undersidan av sko.
- b) På rullstolen: Från framsida sitsrör till marken. (min. 3cm längre än brukarmåttet)
Glöm inte att inkludera dynans höjd.

Bakre sitthöjd:

- b) På rullstolen: Från baksida sitsrör till marken.
OBS: Max. sitthöjdsskillnad bak och fram är 11 cm

Rygghöjd:

- a) På brukaren: Från sitsen, inklusive dynan, bör inte ryggen vara högre än 1 - 2 cm under skulderbladen.
- b) På rullstolen: Från baksida sitsrör till övre kanten av ryggklädseln.
OBS: Brukarens förmåga att sitta upprätt har stor betydelse för rygghöjden och kan därför variera mycket

Ryggvinkel:

Viktigt: Rygghöjden beror på graden av funktionsnedsättning.
0° är vinkeln 90° mot marken. Negativ vinkel är <90°
och positiv vinkel är >90°.

Teknisk specifikation:

Max. total höjd:	101 cm		
Max. total längd:	115 cm		
Max. vändcirkel:	72 cm		
Max. säker lutning:	10°		
Rullstolsvikt:	from 10,3 kg		
Transportvikt:	from 7,8 kg		
Vikt tyngsta del:	2,1 kg		
Max. totalbredd:	Kambring	24" drivhjul	25" drivhjul
	Vid 0° kamber:	SB + 16 cm	SB + 16 cm
	Vid 2° kamber:	SB + 21 cm	SB + 22 cm
	Vid 4° kamber:	SB + 26 cm	SB + 27 cm

Produkten är **krocktestad i enlighet med ISO 7176-19** och är därmed godkänd för transport i fordon.

All förändring av konfigurationen kan påverka sitthöjder.
Fabrikstolerans på +/- 1 cm

Xenon² SA

● = Standard ○ = Ingen extrakostnad □ = Extrakostnad

BAKRE SITTHÖJD: beror på drivhjulstorlek

Bakre sitthöjd i cm

Drivhjul	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
24"	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○ ^(*)	
25"		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○ ^(*)

Bakre sitthöjden kan endast vara mellan 0 cm och 11 cm lägre än den främre sitthöjden

(*) = endast med lättviktsblock

SITS

Sitsklädsel

XES020002 ● Sitsklädsel med en miniväska

RYGGSTÖD

XES030001 ● Rygghöjdsinställning aluminiumrygg

Välj fabriksinställning för rygghöjd (cm).

Höjjusterbar totalt 5 cm möjligt.

25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 47,5
○ 25	○ 30	○ 35	○ 40	○ 45
○ 27,5	○ 32,5	○ 37,5	○ 42,5	○ 47,5
○ 30	○ 35	○ 40	○ 45	

XES030002 □ Rygghöjdsinställning kolfiberrygg (1)

Fast höjd, ej höjjusterbar

□ 25	□ 27,5	□ 30	□ 32,5
□ 35	□ 37,5	□ 40	□ 42,5

XES030012 ● Ryggstöd, vinkelställbart

(-15° till +13° i steg om 4°)

XES030031 □ Ryggstöd fällbart (framåt) (2)

(endast från rygghöjd 32,5 cm)

Körhandtag

XES030200 ● Utan körhandtag

XES030201 ○ Körhandtag långa

XES030203 □ Körhandtag fällbara

(endast från rygghöjd 32,5 cm)

XES030205 □ Höj- och sänkbara körhandtag med utvinklade fästen

(för Jay rygg. Endast från rygghöjd 32,5 cm)

Ryggklädsel

XES030317 □ EXO PRO Evo ryggklädsel, luftgenomsläpplig, syntet, polstrad, justerbar, dubbelplysch, 1 tillbehörsficka bak, svart

Färg kantband: ● Svart

XES030300 ○ Utan ryggklädsel

Tillbehör för ryggstöd

XES030402 □ Stabiliseringsstag, vikbart

(endast från SB 38cm; ej i kombination med fast rygghöjd)

(1) ej med Jay J3 rygg

(2) ej med höj- och sänkbara körhandtag, ej med JAY rygg; i kombination med fällbara körhandtag enbart från rygghöjd 40 cm och uppåt, se matris på nästa sida.

För mer information
besök vår hemsida

www.SunriseMedical.se

© Sunrise Medical 2021



XES 030317 EXO PRO rygglädsel



XES 030201 Körhandtag långa



XES 030203 Körhandtag fällbara



XES 030204 Körhandtag, höj- och sänkbara

XES 090018 Positioneringsbälte

Matris för ryggfällning XES 030031 ryggstöd fällbart framåt.

		Rygghöjd						
		32,5	35	37,5	40	42,5	45	47,5
Sittbredd	32	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	34	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	36	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	38		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	40			✓	✓	✓	✓	✓
	42				✓	✓	✓	✓
	44				✓	✓	✓	✓
	46					✓	✓	✓
	48						✓	✓
	50							✓



=fälls 90° framåt på hopfälld stol



=kan inte fällas fullt 90° framåt på hopfälld stol i kombination med körhandtag fällbara



=kan inte fällas fullt 90° framåt på hopfälld stol



=fälls ner mindre än 45° framåt på hopfälld stol fälls 90° på utfälld stol

Tyngdpunktsinställning på Xenon2 görs genom att kombinera kryssets ramposition och kambringshylsans position. Krysset har 5 möjliga rampositioner, A-E, där A är den mest passiva och E den lättaste balanseringen. Kambringshylsan har 3 positioner, X-Z, där X är den mest passiva (bild 3) Möjliga tyngdpunktsinställningar framgår av tabellen i bild 5. Grön markering anger fabriksinställning. För att uppnå den tyngsta balanseringen, 4 cm, används en passivadapter (bild 2) Ramposition A-E kan på Xenon2 med förstärkt ram lättast identifieras med antal distanser på nedre ramröret (bild 4): 4 distanser för position A och ingen distans för position E.

Bild 1




Bild 2



Bild 3



Bild 4



Bild 5 - Tyngdpunktstabell

TP (cm)	Ramposition A	B	C	D	E
4	X+passivadapter				
5	X				
6	Y	X			
7	Z	Y	X		
8		Z	Y	X	
9			Z	Y	
10				Z	X
11					Y
12					Z



*XES040107
Sidoskydd löstagbart
komposit*



*XES040102
Sidoskydd, aluminium,
utan stänkskärm*



*XES040103
Sidoskydd aluminium, med
stänkskärm*



*XES040104
Sidoskydd, kolfiber med
stänkskärm*

Xenon² SA

● = Standard ○ = Ingen extrakostnad □ = Extrakostnad

RAMTILLBEHÖR

(välj antingen tramprör eller tippskydd, inte både och)

XES090100	<input type="checkbox"/>	Transportfäste	
XES090050	<input type="checkbox"/>	Tippskydd, löstagbara (plug-in) par	
XES090004	<input type="checkbox"/>	Tippskydd swing-away vänster	
XFF090005	<input type="checkbox"/>	Tippskydd swing-away höger	
XES090001	<input type="checkbox"/>	Tramprör vänster	
XFF090002	<input type="checkbox"/>	Tramprör höger	
XES090009	<input type="checkbox"/>	Kryckhållare m kardborrband	(endast med tramprör)

GAFFEL

(jämför med valet på första sidan)

XES080029	<input type="radio"/>	Gaffel, aluminium	(endast 123, 138 & 174 mm gaffel)
		Färg: ● Svart □ Silver □ Orange	
XES080013	<input checked="" type="radio"/>	Gaffel Carbotecture®, 111 mm	
		Färg: ● Svart □ Silver □ Orange □ Röd (3) □ Blå (3)	
XES080007	<input type="checkbox"/>	Gaffel, aluminium, fjädring (Frog Legs®), svart	

LÄNKHJUL

(jämför med valet på första sidan)

XES080304	<input type="checkbox"/>	Länkhjul massiva, smala, aluminiumfälg	
XES080306	<input type="checkbox"/>	Länkhjul massiva, breda, aluminiumfälg	
		Färg fälg: ○ Silver	

DRIVHJUL

(jämför med ditt val på sidan 2, välj endast en hjultyp)

XES070000	<input type="radio"/>	Utan drivhjul	
XES070001	<input type="radio"/>	Drivhjul universal kryssekrat, 36 ekrar (silver)	(endast 24")
XES070003	<input checked="" type="radio"/>	Drivhjul lättvikt, 24 ekrar (silver), rakekrat	(se färgalternativ på sista sidan)
XES070005	<input type="checkbox"/>	Drivhjul Spinergy (Spox), 18 ekrar (svarta), rakekrat; nav: silver	
XES070008	<input type="checkbox"/>	Drivhjul med vårdarbroms, 36 ekrar (silver), kryssekrat	(1) (endast 24")

Axel

XES070150	<input checked="" type="radio"/>	Quick-release axle	
XES070151	<input type="checkbox"/>	Quick-release axle, quad	(2)

DÄCK

(välj endast en däcktyp)

XES070101	<input checked="" type="radio"/>	Däck, luft finmönstrat, Schwalbe Right Run	
XES070102	<input type="radio"/>	Däck, massivt	
XES070104	<input type="checkbox"/>	Däck luft, punkteringsskyddat, Schwalbe Marathon Plus Evolution	(endast 24")

DRIVRINGAR

XES070204	<input type="radio"/>	Drivring, rostfritt stål, silver	
XES070202	<input checked="" type="radio"/>	Drivring, aluminium, eloxerad, silver	
XES070201	<input type="radio"/>	Drivring, aluminium, klarlackad	
XES070205	<input type="checkbox"/>	Drivring, titan	
XES070206	<input type="checkbox"/>	Drivring, titan, klarlackad	
XES070207	<input type="checkbox"/>	Drivring, Supergrip®	
XES070208	<input type="checkbox"/>	Drivring, Maxgrepp® (ergo para cp modell)	(endast 24")
XES070212	<input type="checkbox"/>	Ellipse 3R, svart	(ergonomiska drivringar med gummiremsa)

Drivningsmontering

XES070307	<input type="checkbox"/>	Drivningsmontering extra nära (ca 7 mm)	(endast rostfritt stål och Surge)
XES070317	<input checked="" type="radio"/>	Drivningsmontering, nära (ca 17 mm)	
XES070327	<input type="radio"/>	Drivningsmontering brett (ca 27 mm)	

KAMBRING

(välj endast ett alternativ)

XES070600	<input type="radio"/>	0°	
XES070602	<input checked="" type="radio"/>	2°	(ej med lättviktsblock)
XES070604	<input type="radio"/>	4°	(ej med lättviktsblock)

- (1) ej med fällbara körhandtag & inte utan körhandtag
endast med standardblock och endast med 0° och 4° kambring
- (2) ej med drivhjul Spinergy/ Mountainbike/ vårdarbromshjul
- (3) endast med 111x45 mm Carbotecture gaffel

För mer information
besök vår hemsida
www.SunriseMedical.se
© Sunrise Medical 2021



XES050132
Fotplatta hel, lättvikt
kolfiber



XES050059
Fotplatta hel, Performance



XES050022
Fotplattor delade,
aluminium, ramfärg



XES050127
Positioneringsstöd



XES090001
Tramprör



XES090004
Tippskydd, swing away



XES090050
Tippskydd, löstagbara,
plug in



XES070001
Universalhjul, kryssekrat



XES070003
Lättviktshjul

Xenon² SA

● = Standard ○ = Ingen extrakostnad □ = Extrakostnad

EKERSKYDD

(endast 24")

XES070831 □ Transparent

BROMS

(välj endast ett alternativ)

XES060001 ○ Standardbroms

XES060002 □ Knäledsbroms

XES060010 □ Bromsspakförlängare, knäledsbroms, nedfällbar

XES060003 ● Kompaktbroms

TILLBEHÖR

XES090000 ● Verktygssats

FÄRGER ⁽²⁾

Ram

01 White RAL 9010 ○

27 Graphitemetallic ○

Kommentarer vid individanpassning

built4me

(1) Drivring: endast med drivring färgad klarlackad; Nav/fälg: endast för universal, kryssekrade drivhjul

(2) endast med 24" Lättviktshjul. Nav och fälg eloxerade, ekrar svarta

Sunrise Medical AB

Tel: 031-748 37 00

post@sunrisemedical.se

© Sunrise Medical 2021



*XES070101
Schwalbe Right Run*



*XES070104
Schwalbe Marathon Plus
Evolution*



*XES070102
Däck punkterinsskyddat*



*XES070202
Driving aluminum,
eloxerad*



*XES070208
Driving Maxgripp (ergo
para cp modell)*



*XES070212
Driving Ellipse 3R, svart*



*XES060001
Standardbroms*



*XES060002
Knäledsbroms*



*XES060003
Kompaktbroms*