

# JAY XTREME ACTIVE

Tryckavlastning för aktiva brukare



# TRYCKAVLASTNING OCH STABILITET FÖR AKTIVA BRUKARE

JAY Xtreme Active dynan är en lätt och låg dyna som passar för ett aktivt användande och enkla förflyttningar. Dynan är designad för att ge tryckavlastning och stabilitet till aktiva brukare men passar även till andra brukare som har behov av en tryckavlastande och bekväm dyna. Dynan är också väldigt enkel att sköta och kräver inget underhåll.

**JAY fluidinlägg** maximerar tryckavlastningen och minskar risken för skjuvning. **Systemet med dubbla överdrag** ger luftgenomströmning och avleder värme och fukt väldigt effektivt. Positionering kan fås med hjälp av **positioneringsdelarna** som kan beställas som tillval. Det inre överdraget är förberett för eftermontering av positioneringsdelar.



## POSITIONERINGSDELAR

Xtreme Active har som tillval positioneringsdelar som kan monteras på dynan. De 25 mm höga lårstöden och abduktionskloss fästes enkelt på det inre överdraget med hjälp av kardborre. På detta sätt kan benen positioneras korrekt för att få rätt sittställning och därmed öka sitt toleransen.



### → Positioneringsdelar

Innehåller två lårstöd och en abduktionskloss.



### → Luftgenomsläppligt överdrag



### → Stretchöverdrag



### → Inkontinensöverdrag

Yttre överdrag

Inre överdrag

Skumbas



## DUBBLA ÖVERDRAG

- ▶ JAY Xtreme Active dynan har dubbla överdrag. Denna innovativa teknologi med inre och yttre överdrag ger bra luftgenomströmning samtidigt som det ger en effektiv hantering för inkontinens.
- ▶ Det inre överdraget är vattenresistent och enkelt att torka av och rengöra, samtidigt som dess vattenskyddade dragkedja och vattenresistent tråd hjälper till att skydda basen från att bli våt. Det yttre luftgenomsläppliga överdraget med 3DX™ material avleder värme och fukt som därmed minskar risken för trycksår.
- ▶ Som tillval finns även ett yttre stretchöverdrag eller inkontinensöverdrag till JAY Xtreme Active. Alla dynor har också en användbar miniväska sydd på det yttre överdraget.
- ▶ Alla överdrag har plats för positioneringsdelar utan att skapa ytspänning på överdraget.
- ▶ Alla överdrag kan tvättas i maskin och torkar fort.



## TEKNISK SPECIFIKATION

<b>Dynans bredd</b>	340 mm - 500 mm
<b>Dynans djup</b>	340 mm - 500 mm
<b>Dynans höjd</b>	60 mm
<b>Max brukarvikt</b>	150 kg
<b>Dynans vikt</b>	1,7 kg (400 x 400 mm)
<b>Inlägg</b>	JAY Fluid™
<b>Yttre överdrag</b>	Luftgenomsläppligt, inkontinens och stretch
<b>Positioneringsdelar</b>	Innehåller 2 st lårstöd och 1 abduktionskloss; vardera 2,5 cm höga (tillval)

Artikelnummer för Xtreme Active skapas enligt följande:  
 JXACSBSDSMEU för dyna med luftgenomsläppligt överdrag. Önskas en dyna med inkontinensöverdrag byts M ut mot ett I enligt följande JXACSBSDSIEU. Väljer man stretchöverdrag blir det således ett S enligt följande JXACSBSDSSEU.

I storlekstabellen till höger ser du tillgängliga storlekar i markerade i rött.

Djup mm	Bredd								
	340	360	380	400	420	440	460	480	500
340									
360									
380									
400									
420									
440									
460									
480									
500									

Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan att meddelas i förväg. Vänligen kontakta Sunrise Medical med eventuella frågor.



Följ oss på Facebook: [www.facebook.com/QuickieWheelchairs.se](http://www.facebook.com/QuickieWheelchairs.se)



### Sunrise Medical AB

Neongatan 5  
 31 53 Mölndal  
 Tel.: 031 748 37 00  
 Fax: 031 748 37 37  
 post@sunrisemedical.se  
 www.SunriseMedical.se