



NR605000_2001

Leveransadress:
 Namn:
 Adress:
 Postnr: Ort:
 E-Mail:
 Tel: Fax:



Faktraadress:
 Namn:
 Adress:
 Postnr: Ort:
 E-Mail:
 Tel: Fax:

Orderdatum:
 Inköpsorder:
 Antal:

Märkes:
 Sunrise ordernummer:

- Order Offert Built 4 me

- = Standard (=GP-pris)
 ○ = Vid andra val än standard kan priset på rullstolen förändras

Max. brukarvikt: **65 kg**
BRUKARVIKT kg

Obligatorisk information för att garantera korrekt konfiguration

BRUKARMÅTT (alla mått är utan dyna)

SITTBREDD - mätt på insidan mellan sidoskydden

22 cm*	24 cm*	26 cm*	28 cm	30 cm	32 cm	34 cm	36 cm
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

* endast abduktionsfront

Varje sittbredd kan utökas med 2 cm utan ytterligare delar

SITTDJUP

24 cm	26 cm	28 cm	30 cm	32 cm	34 cm	36 cm	38 cm
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Varje sittdjup kan utökas med 4 cm utan ytterligare delar

FRÄMRE SITTHÖJD: beror på länkhjul, gafflar och ramversion

Främre sitthöjd i cm

		Gaffel	Ram	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	
Länkhjul	3"	111 mm	Låg	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>										
		111 mm	Hög					<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>						
	4"	111 mm	Låg		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>									
		123 mm				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>									
	4"	111 mm	Hög					<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
		123 mm								<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
	5"	111 mm	Låg					<input type="radio"/>	<input type="radio"/>								
		123 mm							<input type="radio"/>	<input type="radio"/>							
		111 mm	Hög								<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
		123 mm										<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			
	6"	111 mm	Låg								<input type="radio"/>	<input type="radio"/>					
		123 mm									<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
111 mm		Hög											<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			
123 mm													<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		



Låg ram



Hög ram

BAKRE SITTHÖJD: beror på drivhjulstorlek

Bakre sitthöjd i cm

Drivhjul	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
20"	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>						
22"					<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			
24"										<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Den bakre sitthöjden kan endast vara mellan 0 cm - 13 cm lägre än vald främre sitthöjd.

✦ För mer information besök vår hemsida
www.SunriseMedical.se
 © Sunrise Medical 2019

Simba

- = Standard ○ = Vid andra val än standard kan priset på rullstolen förändras

SITS

Sitsklädsel

SIB020002	● Sitsklädsel med 1 miniväska	
SIB020004	○ Sitsklädsel med kateterväska	(endast från SB 34 cm)
SIB020000	○ Utan sitsklädsel	

Tillbehör för sits

SIB090018	○ Positioneringsbälte	
-----------	-----------------------	--

RYGGSTÖD

Rygghöjd

Välj fabriksinställd rygghöjd (cm).

Höjjustering inom rygghöjdsintervallet möjlig

20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40
○ 20	○ 25	○ 30	○ 35
○ 22.5	○ 27.5	○ 32.5	○ 37.5
○ 25	○ 30	○ 35	○ 40

SIB030015	● Fällbar och vinkelställbar rygg	(-16° till +20°)
SIB030102	○ Rygg med låsning i uppfällt och nedfällt läge	
SIB030530	○ Ryggvinkel 100° (viloposition)	(ej i kombination med låsning i uppfällt och nedfällt läge)

Körhandtag

SIB030200	● Utan körhandtag	
SIB030201	○ Körhandtag fasta	
SIB030203	○ Körhandtag fällbara	(endast från rygghöjd 30 cm)
SIB030204	○ Körhandtag höj- och sänkbara	
SIB030208	○ Körbåge, höj- och sänkbar, bredd och vinkeljusterbar	(ej med SB 22cm)
SIB030405	□ Distans (20 mm) för stabiliseringsstag, rekommenderas för sitssystem	

Rygglädsel

SIB030316	EXO Evo Rygglädsel, syntet, polstrad, justerbar, 1 tillbehörsficka bak, svart	
	Färg kantband: ● Svart ○ Orange ○ Silver ○ Röd ○ Blå	
SIB030317	EXO PRO Evo rygglädsel, luftgenomsläpplig, syntet, polstrad, justerbar, dubbelplysch, 1 tillbehörsficka bak, svart	
	Färg kantband: ● Svart ○ Orange ○ Silver ○ Röd ○ Blå	
SIB030300	○ Utan rygglädsel	

Huvudstöd

	○ Huvudstöd, djup- och vinkeljusterbart	(endast från rygghöjd 30 - 35cm)
SIB030411	○ Litet (20 x 11 cm)	SIB030410 ○ Stort (23 x 11 cm)

SIDOSKYDD OCH ARMSTÖD

Sidoskydd

SIB040103	● Sidoskydd i aluminium med stänkskärm (i ramfärg)	
-----------	--	--

Armstöd (par)

SIB040055	○ Armstöd höj- och sänkbara kort platta	(endast med aluminium sidoskydd; ej med safaribroms)
-----------	---	--

Tillbehör för sidoskydd och armstöd

SIB090111	○ Höjjusterbart brickbord, påskjutbart för SB 22-36 cm	(ej med sidoskydd aluminium)
	○ Terapibord fällbart för SB 26-36 cm	(ej med sidoskydd aluminium)
	Montering: ○ höger SIB090113 ○ vänster SIB090112	

För mer information
besök vår hemsida
www.SunriseMedical.se
© Sunrise Medical 2019

Simba

- = Standard ○ = Vid andra val än standard kan priset på rullstolen förändras

FOTPLATTOR

Fotplatta, hel, lättvikt

SIB050025	●	Fotplatta komposit, vinkel- och djupställbar, inkl vadband, svart	(UL 23 - 36 cm)	
SIB050056	○	Fotplatta aluminium, vinkel- och djupställbar, inkl vadband, svart	(UL 23 - 36 cm)	
SIB050032	○	Fotplatta komposit, vinkel- och djupställbar, uppfällbar bakåt, inkl vadband, svart	(UL 23 - 36 cm)	
SIB050048	○	Fotplatta komposit, högt monterad, vinkel- och djupställbar, inkl vadband, svart	(UL 17 - 25 cm)	

Tillbehör för fotplatta

SIB050127	○	Positioneringsstöd, hindrar fötterna att glida av fotplattan i sidled	(ej med uppfällbar fotplatta)	
-----------	---	---	-------------------------------	--

UNDERBENSLÄNGD (UL): UL måste vara 2,5 cm kortare än främre sitthöjden; alla mått i cm

- 17 ○ 18 ○ 19 ○ 20 ○ 22 ○ 23 ○ 24 ○ 25
 ○ 26 ○ 27 ○ 28 ○ 29 ○ 30 ○ 31 ○ 32 ○ 33
 ○ 34 ○ 35 ○ 36

RAM

SIB010018	●	Knävinkel 95° (integrerad fotplatta) rak front	(från SB 28 cm)	
SIB010019	○	Knävinkel 95° (integrerad fotplatta) abduktionsfront (3 cm på vardera sida)		

TYNGDPUNKTSINSTÄLLNING

(mätt från framsida ryggrör i cm)

COG20	○	2.0 cm		
COG30	○	3.0 cm		
COG40	○	4.0 cm		
COG50	○	5.0 cm		
COG60	●	6.0 cm		
COG70	○	7.0 cm		
COG80	○	8.0 cm		
COG90	○	9.0 cm		
COG100	○	10.0 cm		

RAMTILLBEHÖR

(välj antingen tramprör eller tippskydd, ej båda)

SIB090100	○	Transportfäste		
Tramprör				
SIB090001	○	Vänster	SIB090002	○ Höger
SIB090009	○	Kryckhållare med kardborrband	(endast i kombination med tramprör)	
Tippskydd swing-away				
SIB090004	○	Vänster	SIB090005	○ Höger
SIB090006	○	Par		

GAFFEL

(jämför med valet på första sidan)

SIB080013	○	Gaffel Carbotecture®, 111 mm		
SIB080029	○	Gaffel, aluminium, 123 mm		

LÄNKHJUL

(jämför med valet på första sidan)

SIB080301	●	Länkhjul massiva smala med kompositfälg (bredd 3 cm)		
SIB080302	○	Länkhjul massiva breda med kompositfälg (bredd 4 cm)	(endast 5" & 6")	
SIB080303	○	Länkhjul blinkande massiva smala med kompositfälg (bredd 2,5 cm)	(ej 6")	
SIB080304	○	Länkhjul massiva smala med aluminiumfälg (bredd 2,5 cm)	(endast 4" & 5")	
SIB080306	○	Länkhjul massiva breda med aluminiumfälg (bredd 3,5 cm)	(endast 4" & 5")	

DRIVHJUL FÄLG

(jämför med valet på första sidan; välj endast en hjultyp)

SIB070001	●	Drivhjul Universal, 36 ekrar, kryssekrat	(endast 22" & 24")	
SIB070003	○	Drivhjul Lättvikt, 24 ekrar, rakekrat	(endast 22" & 24")	
SIB070004	○	Drivhjul Proton, 24 ekrar, rakekrat		
SIB070009	○	Drivhjul Mountainbike, 36 ekrar, rakekrat	(endast 24")	
SIB070010	○	Extra par mountainbike hjul inkl däck	(endast 24")	

DÄCK

(välj endast en däcktyp)

SIB070101	●	Däck luft, Schwalbe Right Run		
SIB070102	○	Däck massiva	(endast 24")	
SIB070107	○	Däck luft, Schwalbe One	(endast 24")	
SIB070104	○	Däck luft, punkteringsskyddat, Schwalbe Marathon Plus Evolution	(endast 24")	

För mer information
 besök vår hemsida
www.SunriseMedical.se
 © Sunrise Medical 2019

Simba

● = Standard ○ = Vid andra val än standard kan priset på rullstolen förändras

DRIVRINGAR

SIB070202	●	Drivringar aluminium, silver eloxerade	
SIB070201	○	Drivringar aluminium, silver klarlackade	
SIB070204	○	Drivringar rostfritt stål, silver	(22" med smal diameter på 15 mm)
SIB070203	○	Drivringar aluminium, färgade	(välj färg på sista sidan)
SIB070205	○	Drivringar titan	(endast med 24" hjul)
SIB070206	○	Drivringar titan, klarlackade	(endast med 24" hjul)
SIB070207	○	Drivringar Supergrip®	(endast 22" & 24" hjul)
SIB070208	○	Drivringar Maxgrepp Ergo para CP®	(endast till 22" och 24" hjul)

Drivningsmontering

SIB070307	○	Drivningsmontering Nära (ca 7 mm)	(endast med rostfritt stål)
SIB070317	●	Drivningsmontering Standard (ca 17 mm)	
SIB070327	○	Drivningsmontering Brett (ca 27 mm)	
SIB070250	○	Drivningsöverdrag	(endast 22" och 24")

KAMBRING

(välj endast ett alternativ)

SIB070600	○	0°	
SIB070603	●	3°	
SIB070606	○	6°	
SIB070609	○	9°	

EKERSKYDD

(finns i 22" och 24")

SIB070831	○	Transparant	(finns även i 20")
SIB070826	○	Rotation	SIB070815 ○ Graphik SIB070804 ○ Bibbo
SIB070810	○	Fantasy	SIB070813 ○ Galaktica SIB070805 ○ Cheese
SIB070823	○	Princess	SIB070808 ○ Dancing bear SIB070818 ○ Jungle Fever
SIB070816	○	Happy Lions	SIB070832 ○ Waterworld SIB070825 ○ Randolph
SIB070819	○	Monkeys	SIB070821 ○ Pirates SIB070811 ○ Feather
SIB070820	○	Oriental	SIB070824 ○ Racing SIB070809 ○ Dirt Race
SIB070829	○	Superhero	SIB070814 ○ Graffiti SIB070806 ○ Chrome
SIB070817	○	Hot Wheels	SIB070802 ○ Basketball SIB070803 ○ Basketball 2
SIB070822	○	Pool	SIB070812 ○ Flying water SIB070828 ○ Space
SIB070827	○	Silk	SIB070801 ○ Abstract SIB070807 ○ Creative
SIB070830	○	Tiger	SIB070833 ○ Zebra

BROMS

(välj endast ett alternativ)

SIB060001	○	Standardbroms	
SIB060002	●	Knäledsbroms	
SIB060010	○	Bromsspakförlängare knäledsbroms fällbar	
SIB060003	○	Kompaktbroms	(endast till rak ram)
SIB060013	○	Safaribroms, broms som är integrerad i sidoskyddet	(ej med massiva däck)
SIB060014	○	Vårdarbroms till Safaribroms	(endast med safaribroms)

TILLBEHÖR

SIB090000	●	Verktygssats	
SIB090024	○	Högtryckspump (0-14 bar)	
SIB090025	○	Luftpump	
SIB090030	○	Ryggsäck	
SIB090020	○	Nätväska	
SIB090016	○	Ramskydd, svart	(ej med högt monterad fotplatta)
SIB090019	○	Caddy väskhållare	(ej med högt monterad fotplatta)
SIB090026	○	Mobilväska	

Simba

● = Standard

○ = Vid andra val än standard kan priset på rullstolen förändras

FÄRGER


	Ram	Drivring	Nav/fälg		Ram	Drivring	Nav/Fälg
01 White RAL 9010	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	26 Silver texture	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
02 Brilliant Silver	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	27 Graphitemetallic	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
03 Silver matt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	28 Platinmetallic	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
04 Silver	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	29 Black	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
06 Sun Yellow	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	31 Matt black	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
07 Brilliant Lime	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	32 Signal white	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
08 Matt Lime	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	33 Pink	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
14 Blue	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	34 Dark chocolate	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
15 Brilliant Marine	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	35 Skyblue	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
16 Matt Marine	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	36 Cyan-Metallic	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
19 Brilliant purple (1)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	37 Marsred (orange)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
20 Matt purple (1)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	39 Cappuccino	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
21 Red Ruby	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	40 Kiwi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
22 Brilliant Red	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	41 Flamingo-Glitter	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
23 Matt Red	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	42 Matt-Anthracite	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
				43 Azure blue	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>

GAFFELFÄRGER (carbitecture gafflar)

SIB100506	● Svart
SIB100507	○ Silver
SIB100508	○ Orange

(1) Tillgänglig från januari 2015

Kommentarer vid specialbeställning (Built 4 Me)



Sunrise Medical Kundservice
 Adress: Neongatan 5, 431 53 Mölndal
 Tel: 031-7483700

post@sunrisemedical.se
www.sunrisemedical.se


www.SunriseMedical.se
 © Sunrise Medical 2019

Vänligen använd denna mätmetod:

The following method is recommended on the basis of extensive practical experience. Deviations are possible in individual instances.

Sittbredd (SB):

- a) På brukaren: Se till att det finns mellanrum mellan sidoskydd och höft på vardera sida av stolen (ca 1 - 2 cm totalt)
- b) På rullstolen: Från insida sidoskydd till insida sidoskydd

Sittdjup (SD):

- a) På brukaren: Vid upprätt sittande: lämna utrymme för 2 - 3 fingrar mellan främre kanten av sitsklädseln och baksida knä. (ca 3 - 6 cm). Tänk på att ställbar klädsel kan påverka avståndet.
- b) På rullstolen: Från baksida rör till främre kanten av sitsklädseln.

Främre sitthöjd:

- a) På brukaren: Vid sittande i 90° knävinkel:
Från baksida knä till fotsula.
- b) På rullstolen: Från framsida sitsrör till marken.
(min. 3cm längre än mått på brukaren)
Glöm inte inkludera sittdynans höjd.

Bakre sitthöjd:

- b) På rullstolen: Från baksida sitsrör till marken.
Notera: Max. skillnad i sitthöjd bak och fram är 13 cm

Rygghöjd:

- a) På brukaren: Från sitsen, inkl dyna, bör inte ryggen vara högre än 1 - 2 cm under skulderbladen.
- b) På rullstolen: Från baksida sitsrör till övre kanen av rygglädseln.
Notera: Brukarens förmåga att sitta upprätt har stor betydelse för val av rygghöjd och kan därför variera mycket

Ryggvinkel:

Viktigt: Rygghöjden beror på graden av funktionshinder.
0° är vinkeln 90° till marken. Negativ vinkel är <90°
och positiv vinkel är >90°.

Teknisk specifikation översikt:


Max. total höjd:	100 cm			
Max. total längd:	85 cm			
Max. vändcirkel:	65 cm			
Max. säker lutning:	10°			
Rullstolens vikt:	från 9 kg			
Transportvikt:	från 6,9 kg			
Vikt tyngsta del:	2,1 kg			
Max. total bredd:	Kambring	20" drivhjul	22" drivhjul	24" drivhjul
	Vid 0° camber:	SB + 16 cm	SB + 16 cm	SB + 16 cm
	Vid 3° camber:	SB + 20 cm	SB + 21 cm	SB + 22 cm
	Vid 6° camber:	SB + 26 cm	SB + 27 cm	SB + 28 cm
	Vid 9° camber:	SB + 31 cm	SB + 32 cm	SB + 33 cm

Produkten är krocktestad enligt **ISO 7176-19** och är **därmed godkänd för transport i fordon**

Vid transport med en brukare i stolen måste stolen säkert fästas i fordonet

Förändringar i konfigurationen kan påverka sitthöjder.

Tillverknings toleranser på +/- 1 cm



Sitsklädsel med en miniväska



Positioneringsbälte



Körhandtag
fasta



Körhandtag
fällbara



Körhandtag
höj- och sänkbara



Körbåge, höjd-, vinkel- och breddjusterbar



Sidoskydd aluminium
med stänkskärm
(här också med Safaribroms)



Fotplatta komposit, vinkel- och djupställbar



Positioneringsstöd till fotplatta



Trampör



Tippskydd
swing away



Drivhjul
Universal



Drivhjul
Lightweight



Drivhjul
Proton



Drivhjul
Mountainbike



Right Run



Schwalbe
One



Marathon Plus



Massivt däck



Drivring aluminium
silver eloxerad



Drivring aluminium
färgad



Drivring
Maxgripp ergo para cp



Standardbroms



Knäledsbroms



Kompaktbroms



Safaribroms



Verkttygssats



Högtryckspump



Luftpump



Ryggsäck