



### Alla möjligheter - helt enkelt!

Den nya Invacare är den mest idealiska aktiva fastramstolen för daglig användning. Designad för att justeras perfekt efter brukarens individuella behov. **XLT** erbjuder sin brukare ett brett sortiment av tillbehör, möjliggör samt till och med förbättrar självständigheten och rörligheten.



**Yes, you can.®**



### Den bästa passformen

Invacare **XLT** är designad med den individuella brukaren i åtanke. Uppmätt, konstruerad och anpassad för att passa de specifika behov av varje enskild brukare, är **XLT** den idealiska rullstolen för att återfå, behålla och förbättra både rörlighet och självständighet. Komplexa rullstolslösningar och reservdelar är historia med nya **XLT**.

Fördelar med det breda och lätt tillgängliga sortimentet av tillbehör från Invacare gör det möjligt att anpassa **XLT** utan problem.

### Stabilitet, styvhet och säkerhet för ett aktivt liv

Tillverkad enbart i titan ger brukaren stabilitet och styvhet utan att kompromissa på vikt. I kombination med ett brett tillbehörssortiment, inställningar och möjligheter ger brukaren fördelar på en stol som erbjuder maximal säkerhet och stöd som behövs när man är ute i det aktiva livet.

### Svensk kvalitet

Invacare tillsammans med Rea™ har inte kompromissat när det gäller nya **XLT**. Designad och tillverkad av Reafabriken i Sverige, kommer brukaren att dra fördelar

av en stark tradition av Invacare och Rea kvalitet som tillsammans skapar den ultimata, unika stolen: Den nya **XLT**.

### Egenskaper och Tillbehör



#### Armstöd

Stort sortiment av armstöd för bästa support.



#### Tippskydd

Det nya tippskyddet kan enkelt svängas undan med foten. Tippskyddet är vinklat utåt för att ge mer utrymme åt fötterna för vårdaren/anhöriga.



#### Drivhjul

Black Marathon Evolution Plus däck för design.

## Egenskaper och Tillbehör



### XLT Swing

För enklare överflyttning och manövrerbarhet så väl som komfort.



**Länkhjulsupphängning**  
för stabilitet och prestanda.



**Titan fotbåge**  
för att förbättra komfort så väl som lätthet.



### Däck

① massiva, ② grovmönstrade luft, ③ finmönstrade luft (24"x11/8), ④ låg profil (24"x11/8), ⑤ punkteringsfria, ⑥ black marathon evolution



### Länkhjul

① 75 x 24 hård (3"), ② 100 x 27 HM (4")  
③ 125 x 27 HM (5"), ④ 140 x 37 mjuk (5,5")  
⑤ 150 x 27 HM (6"), ⑥ 150 x 30 mjuk (6")  
⑦ 150 x 32 luft (6"), ⑧ 180 x 40 luft (7")  
⑨ 180 x 40 mjuk (7")

## Tekniska data



<b>Invacare XLT Active</b>	355 - 480 mm	400 / 450 / 500	400 - 520 mm	200 - 490 mm	380 - 505 mm	0 - 14°
<b>Invacare XLT Dynamic</b>	355 - 480 mm	400 / 450 / 500	400 - 500 mm	200 - 490 mm	355 - 485 mm	0 - 14°
<b>Invacare XLT Swing</b>	330 - 505 mm	400 / 450 / 500	390 - 520 mm	200 - 490 mm	280 - 510 mm	0 - 14°

i steg om 25 mm

40 mm just.



<b>Invacare XLT Active</b>	± 10°	SB + 200 mm	610 - 1050 mm	830 - 1030 mm	9.8 kg	135 kg
<b>Invacare XLT Dynamic</b>	± 10°	SB + 200 mm	610 - 1050 mm	730 - 880 mm	9.8 kg	135 kg
<b>Invacare XLT Swing</b>	± 10°	SB + 200 mm	610 - 1050 mm	820 - 1230 mm	11.3 kg	135 kg



<b>Invacare XLT Active</b>	6 kg
<b>Invacare XLT Dynamic</b>	6 kg
<b>Invacare XLT Swing</b>	6 kg

Krocktestad  
ISO 7176-19

Invacare XLT uppfyller kraven i ISO 7176-19 och i tillägg ISO 10542 som ger ökad nivå av brukarsäkerhet och trygghet när man färdas i bil. Rullstolsbrukaren skall därför förflytta sig till bilens säte och använda bilens säkerhetsbälte då det är möjligt.

## Ramfärger



Blå



Röd



Svart



Grå



Blåstrad titan\*  
Ej Swing



Orange\*

\* Special

## Klädsel



Svart nylon



Svart Jemima

Invacare AB  
Box 66  
163 91 Spånga  
Sverige  
Tel: +46 8 761 70 90  
Fax: +46 8 761 81 08  
sweden@invacare.com  
www.invacare.se

© 2012 Invacare International Säril  
Alla rättigheter är reserverade för  
Invacare.

All information i denna broschyr  
stämmer vid tryckningstillfället.  
Invacare förbehåller sig rätten att  
ändra produktinformation utan  
föregående meddelande.

XLT - SE - 06/2012



**Yes, you can.®**