



## Information beträffande reservdelar och kombination av CE märkta produkter.

Invacare Rea AB godkänner att reservdelar och tillbehör från andra tillverkare får användas på våra produkter under förutsättning att Invacare Rea AB har avtal med tillverkaren av reservdelen eller tillbehöret.

Förutsättningar för att få avtal är att:

- produkterna är CE märkta. (93/42 EEC, SOSFS 1994:20)
- produkter skall vara avsedda för montering på Invacare Rea ABs produkter.
- leverantören av dessa garanterar att våra produkters prestanda och säkerhet inte påverkas negativt.
- monteringen sker på ett fackmannamässigt sätt och är dokumenterad. (leverantören skall stå för dokumentation)

För sittdynor, ryggdynor däck och slang till drivhjul och länkhjul krävs inte något avtal förutsatt att punkten om CE märkning uppfylls.

För positioneringsbälten krävs inte något avtal förutsatt att positioneringsbältet är anpassat för produkten och att det uppfyller internationella krav för positioneringsbälten, observera att Invacare REA ABs pellvik bälte måste användas i kombination med säkerhetsbälte vid transport i fordon.

Invacare Rea ABs produktansvar inkluderar inte komponenter eller detaljer från andra leverantörer.

*Om produkter som inte är CE-märkta och avsedda för montering på Invacare Rea ABs monteras på Invacare Rea ABs produkter, övergår hela produktansvaret till den som svarar för den nya kombinationen.*

För följande produkter finns formella och skriftliga avtal mellan tillverkare av CE märkta kombinationsprodukter och Invacare Rea AB

Företag	Produkt	Invacare Rea ABs produkt
Alber GmbH	E-Fix E25/E26, Scala-Mobil s30/s35, Via-Mobil V15 och Eco v14, och E-motion M 12/ M15	Azalea, Assist, Bellis, Spirea 2,3,4 NG, Focus, Spin X, XLT, Wheeler
Anatomic SITT AB	Anatomic huvudstöd, Varilite sitt och ryggdynor samt div spännband ur supportserien.	Enl. monteringsanvisning
U.B Let ApS	Lille Viking	Rea 702 / 702LX / 703 LX / Spirea 1 / Spirea 2 / Adapt / Focus / Rea Bellis
Janmek AB	Monteringssattser för montering av syrgastillbehör och dropställningar	Enl. monteringsanvisning
Pegasos Hjälpmedelskonsult	Nackstöd med bygel och sel sortiment	Assist, Bellis, REA 702, -703LX, -150 Spirea, Spirea 2, Spirea 3, Adapt, Focus, Spin X, XLT, Azalea och Clematis
RFSU Rehab AB	Bord artnr: 25188, 24419, hälband 5321579	REA Assist, REA 703 LX
WWT	Länkhjul	Assist, Bellis, REA 702, -703LX, -150 Spirea, Spirea 2,3,4, Adapt, Focus, Spin X, XLT, Azalea och Clematis
Vicair	Sittdynor och ryggsystem Academy Back, Liberty back	Enl. monteringsanvisning
Flexiwise	Flexiwise Universal Infusion holder	Spirea 1, Spirea 2,3,4, Spin X, Focus, Azalea, Bellis, Clematis och XLT
Acco	Acco Tippskydd	Focus
Etac A/S / Hand Pro AS	Lille Viking 2000	Adapt, Assist, Azalea assist, Bellis, Focus, Comfort, Spirea, Spirea II och Spirea III
Motion concepts LP	Matrx produkter	Enl. monteringsanvisning

Invacare Rea AB

.....  
Gunnar Karlsson, Kvalitetschef