

# DOLOMITE | ALPHA



## För brukare som behöver extra stöd

DOLOMITE ALPHA är en familj av lösningar för gångträning, vid artrit, ortopediska behov, efter operation och.....

ALPHA erbjuder inte bara ett utmärkt stöd utan är rollatorn du ska prova när ingen annan håller måttet gällande korrekt armpositionering och funktionella handtag.



**Justerbara handtag**

**DOLOMITE ALPHA BASIC** har alla nödvändiga höjd-, bredd- och djupledsjusteringar som behövs för att kunna ge extra stödkrävande brukare en bra gångställning. Den har dessutom skålade armstöd som ger ett behagligt stöd för underarmarna.

**Redo för avancerad anpassning**

**DOLOMITE ALPHA ADVANCED** har unika justeringsmöjligheter i alla riktningar tack vare en kullledskonstruktion. Därmed kan Advanced-modellen leva upp till mycket högt ställda krav på handtagsinställningar för smärtpatienter. Såväl handtagsvinkeln som bromsens funktionsriktning och bromshandtagets höjd, kan ställas in valfritt.

**Egenskaper och tillbehör****Gåbordsenhet inkl fästdetaljer**

Konverterar **ALPHA** till ett gåbord.

**Adapt-handtag med enhandsbroms**

För brukarens aktiva sida.

**Enhandsbroms**

Gör det möjligt att aktivera bromsarna med en hand.

**Tekniska data**

Basic	650 mm	700 mm	510 mm	960 - 1220 mm	620 mm
Advanced	650 mm	700 mm	510 mm	960 - 1220 mm	620 mm
Basic Gåbord	650 mm	700 mm	510 mm	960 - 1260 mm	620 mm
Advanced Gåbord	650 mm	700 mm	510 mm	960 - 1260 mm	620 mm



Basic	430 mm	200 mm	10.9 kg	125 kg
Advanced	430 mm	200 mm	11.4 kg	125 kg
Basic Gåbord	90 - 270 mm	200 mm	12.4 kg	125 kg
Advanced Gåbord	100 - 300 mm	200 mm	12.9 kg	125 kg

**Färg**

RAL 5022

**Art. nr.**

<b>Basic</b>	<b>12230</b>
<b>Advanced</b>	<b>12220</b>
<b>Basic Gåbord</b>	<b>12230-02</b>
<b>Advanced Gåbord</b>	<b>12220-02</b>

Invacare AB  
Box 66 – 163 91 Spånga - Sweden  
Kundservice: 08-761 70 90  
Fax 08-761 81 08  
sweden@invacare.com  
www.invacare.se

© 2013 Invacare International Särll.  
Alla rättigheter är reserverade för  
Invacare.

All information i denna broschyr  
stämmer vid tryckningstillfället.  
Invacare förbehåller sig rätten att  
ändra produktinformation utan  
föregående meddelande.

Dolomite Alpha - SE - 09/2013



**Yes, you can.®**