




Yes, you can.®


## Invacare® Gåramar



### Invacare® Escort P435B

Fast gåram i aluminium som trots sin låga vikt är både stabil och säker. Bekväma handtag ger säkert grepp. Höjden justeras på respektive ben med tryckknapp i steg om 2,5 cm.

Art nr: P435B  
Vikt: 1,8 kg  
Max brukarvikt: 130 kg



### Invacare® Maestria, P408

Hopfällbar gåram där sidorna med ett enkelt handgrepp kan fällas in mot mitten, vilket gör den enkel och smidig att transportera. Höjden justeras på respektive ben med tryckknapp i steg om 2,5 cm.

Art nr: P408  
Vikt: 2,5 kg  
Max brukarvikt: 100 kg

### Tillbehör till Brio




#### Fasta framhjul

Förvandlar din gåram till en tvåhjulig inomhusrollator. Art.nr 6270 E



#### Länkhjul fram

För inomhusbruk. Art.nr 6267 E



#### Bakhjul med tryckbromsar

Kombinera med länkhjul fram för att få en komplett inomhusrollator med tryckbromsar. Art.nr 6265 E



#### Förvaringsväska


Praktisk väska. Monteras smidigt med kardborrefäste. Passar även till **Aventia** och **Maestria**. Art.nr 6015



### Invacare® Aventia, P402

Gåram med ledad konstruktion i sidorna, vilket gör att den följer med i steget och främjar ett naturligt gångmönster. Sidorna kan också enkelt fällas in mot mitten vilket gör den smidig att transportera. Höjden justeras på respektive ben med tryckknapp i steg om 2,5 cm.


Art nr: P402  
Vikt: 3 kg  
Max brukarvikt: 100 kg



### Invacare® Brio 6291E-A och 6291E-JR

Höjdställbara gåramar i två modeller. Höjden justeras på respektive ben med tryckknapp i steg om 2,5 cm. Båda är hopfällbara (sidorna fälls in mot mitten) för att enkelt kunna transporteras och de har praktiska tillbehör för personlig anpassning.

Brio	6291E-JR	6291E-A
A	60 cm	62 cm
B	58,5 cm	60,5 cm
C	43 cm	44 cm



Artikelnummer	Vikt	Max brukarvikt
6291E-JR höjjusterbar 64 - 82 cm	2,5 kg	135 kg
6291E-A höjjusterbar 77 - 95 cm	3 kg	135 kg