



CRONO *Super PID*

Bärbar infusionspump

UPPDATERAD MODELL

BESKRIVNING AV PUMPEN

CRONO *Super PID* är en bärbar infusionspump för kontrollerad subkutan administration av läkemedel.

CRONO *Super PID* förenar avancerad teknik och innovativ design. Det lilla formatet och den låga vikten gör att den är perfekt för användning i hemmet, så att patienten är fri att utföra sina vardagssysslor under behandlingen.

CRONO *Super PID* använder speciella reservoarer på 10 och 20 ml.

För bättre absorption av läkemedlet administrerar CRONO *Super PID* 22 µl per dos.

Matningsmekanismen verkar direkt på reservoarens gummikolv, vilket gör att pumpen både får ett högt tillförseltryck och stor noggrannhet vid administration av läkemedlet. Tack vare ett innovativt infusionskontrollsystem kan pumpen startas om automatiskt och slutföra en infusion när en ocklusion har avlägsnats.

CRONO *Super PID* är försedd med en LCD-display som visar praktisk information för läkaren och patienten om pumpens inställningar, drift och diagnostik.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Pumpens mått	76 x 49 x 29 mm (3,00 x 1,94 x 1,15 tum).
Vikt	115 g, inklusive batteri.
Batteri	Litium CR 123A3 V (batteriet räcker till cirka 100 infusioner).
Engångsreservoarer	Specialutförande med 10 och 20 ml volym och universellt "luer-lock"-säkerhetsfäste.
Mängder som kan administreras	Valbart från 1 till 10 ml i steg om 1 ml (10 ml-reservoar). Valbart från 1 till 20 ml i steg om 1 ml (20 ml-reservoar).
Infusionens varaktighet	Kan programmeras från: <ul style="list-style-type: none"> • 15 min till 99 h (10 ml-reservoar) • 30 min till 99 h (20 ml-reservoar)
Tillgänglig primningsvolym	1,5 ml.
Flödeshastighetens precision	+/-2 %.
Ocklusionstryck	6,0 bar +/-2,0.
Dosvolym	22 mikroliter (dos: mängd som administreras för varje motorrotation).
Bolus efter ocklusion	Cirka 1,2 ml.
Inställningsminne	Alla valda inställningsvärden sparas automatiskt i minnet och finns kvar även när det inte finns några batterier i enheten.
Display	LCD (Liquid Crystal Display – 1,1 x 2,8 cm; 0,43 x 1,0 tum).
Motor	Sladdlös likströmsmotor, vars rotation kontrolleras av ett infrarött system.
Inställningslås	Två inställbara nivåer.
Elektronikkrets med dubbla mikrokontroller	Säkerställer ett tillförlitligare och säkrare infusionsystem.
Skyddskretsar	Kontrollerar att enheten fungerar korrekt och avger ljudsignaler och visar meddelanden på displayen om något fel skulle uppstå.
Kapslingsklass för pumpen	IP 42
Medföljande utrustning	Bärbar infusionspump, infusionsväska, elastiskt bälte, bärrem, tygfodral, två batterier, öppningsverktyg till batterilocket och bruksanvisning.
Garanti	Två år för tillverkningsfel. NordicInfu Care ger 5 års garanti.

Distributör:

NordicInfu Care AB Box 1225 SE-131 28
Augustendalsvägen 60 Nacka Strand Sverige
Tel.+46 8 601 24 40 Fax +46 8 601 24 42
www.infucare.se e-post info@infucare.se



CANÈ S.p.A. Medical Technology
Via Cuornè 42/a 10098 Rivoli (TO) Italien
Tel. +39 011 9574872 – Fax +39 011 9598880
www.canespa.it E-post: mailbox@canespa.it