

Immedia BedString

Stöd för att komma upp till sittande i säng

Immedia BedString sängband med handtag är huvudsakligen avsett för att hjälpa en aktiv patient att ta sig upp till sittande ställning i sängen. I sittande läge kan patienten ta tag i handtaget och luta sig framåt vid applicering av lyftsele, placering av kuddar eller vid påklädning. Immedia BedString har åtta handtag som sitter omväxlande på vänster respektive höger sida så att patienten alltid har möjlighet att hitta ett bra grepp. Fästs lämpligast vid fotändan av sängen.

Användningsområden

- Upp till sittande i säng



Beskrivning

Immedia BedString

Sängband med 8 handtag

Sängband med handtag i varje ände

B x L

(cm)

8,5 x 170

5 x 180

Art.nr

IM429

IM9910001

Specifikationer

BedString: polyester

Max. brukarvikt: 150 kg



Tvåtråd

Maskintvätt 80 °C. Torktumling låg temperatur. Strykning låg temperatur. Tål ej kemtvätt. Ingen klorblekning. Torkning. Använd inte sköljmedel eller klorin.

För senaste nyheterna och kontinuerligt uppdaterad produktinformation – besök: www.etac.se