

Häftande kirurgiskt förband REF 4605, 4610, 4615, 4620, 4625, 4630, 4635

REF	Mått (cm)	Mått, sårdyna (cm)
4605	5x7	2,5x4
4610	10x10	4.5x4.5
4615	10x15	5x11
4620	10x20	5x15.5
4625	10x25	5x20
4630	10x30	5x25
4635	10x35	5x30



CE0434

Producerad i enlighet med legala föreskrifter för medicintekniska produkter

EO steriliserad enligt senaste uppdaterad version av ISO 11135 standard

[NATURAL LATEX FREE]

Komponenter

Bärande material

Häftmassa, Adhesiv

Sårdyna

Skyddspapper

Material

Fukt och vätskeavstötande, spunlace nonwoven i 100 % polyester

Adhesiv som ger en mjuk och säker fixering , polyakryl, latexfri

Viskos/polyester

Bestruket papper

REACH föreskrifter:

Produkter som omfattas av detta datablad innehåller inte några cancerframkallande, mutagena eller giftiga ämnen, inklusive något av de ämnen (SVHC) som anges i den senaste tillgängliga versionen av kandidatförteckningen vilken publicerats av Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA).

Egenskaper:

Luftgenomsläppligt, häftande förband ämnat för lite till måttligt vätskande sår

Hållbarhetstid:

3 år

Häftande kirurgiskt förband REF 4605, 4610, 4615, 4620, 4625, 4630, 4635

Version: 15.05.2012, rev.1

Tryckt: 15.5.2013

Antal per förpackning & mått dispenserlåda/transportlåda:	REF	Antal/ förp.	Antal/ Disp.låda	Mått disp.(mm) L x B x H	Mått transförp.(mm) L x B x H
	4605	50	2400	9,5x7,4x11,5	60x32x26
	4610	50	1200	14x9,5x16,5	60x30x36
	4615	50	600	14x9,5x22,5	60x30x24
	4620	30	360	14x6,5x26,5	44x28,5x28,5
	4625	30	360	14x6,5x31,6	44x28,5x33,5
	4630	30	360	14x6,5x36,5	44x28,5x38,5
	4635	30	360	14x6,5x41,5	44x28,5x43,5
MBE (minsta beställningsbara enhet):	Transportlåda				
Dispenserlåda:	ECF (eller TCF) cellulosa				
Transportförpackning:	ECF (eller TCF) cellulosa				
Packtejp:	PVC-fri				
I enlighet med legala för:	Medical Devices Directive 93/42/EEC, Class Is				
Produktsäkerhet, biokompatibilitet:	I enlighet med BS EN ISO 10993, delarna 5 och 10 <ul style="list-style-type: none"> • Cytotoxicitet test, GODKÄND • Kontaktsensibilisering test, GODKÄND • Hudirritationstest, GODKÄND 				
Produktegenskaper:	MVTR test (moisture vapour transmission rate) = mått hastighet av genomsläpplighet av fukt. Fastställt nominellt värde: > 500 g/m ² under 24 timmar				
Kvalitetskrav:	I enlighet med ISO13485				
Etikettinformation:	I enlighet med EN ISO 15233-1 och EN 1041				
Förvaringsrekommendation:	Rekommenderad förvaring i rent, torrt utrymme i jämn temperatur. Produkterna ska skyddas mot direkt solljus, andra starka ljuskällor och ozon.				
Avfallshantering:	Energiåtervinning eller blandat avfall				

Häftande kirurgiskt förband REF 4605, 4610, 4615, 4620, 4625, 4630, 4635

Version: 15.05.2012, rev.1

Tryckt: 15.5.2013

Strekkoder: Enhetsförpackning	Dispenserlåda	Transportförpackning
6438129113891 4605 single  6 438129 113891	6438129313895 4605 dispenser  6 438129 313895	6438129513899 4605 carton  6 438129 513899
6438129113907 4610 single  6 438129 113907	6438129313901 4610 dispenser  6 438129 313901	6438129513905 4610 carton  6 438129 513905
6438129113914 4615 single  6 438129 113914	6438129313918 4615 dispenser  6 438129 313918	6438129513912 4615 carton  6 438129 513912
6438129113921 4620 single  6 438129 113921	6438129313925 4620 dispenser  6 438129 313925	6438129513929 4620 carton  6 438129 513929
6438129113938 4625 single  6 438129 113938	6438129313932 4625 dispenser  6 438129 313932	6438129513936 4625 carton  6 438129 513936
6438129113945 4630 single  6 438129 113945	6438129313949 4630 dispenser  6 438129 313949	6438129513943 4630 carton  6 438129 513943

Häftande kirurgiskt förband
REF 4605, 4610, 4615,
4620, 4625, 4630, 4635

Page 4 (4)

Version: 15.05.2012, rev.1

Tryckt: 15.5.2013

<p>6438129113952 4635 single</p>  <p>6 438129 113952</p>	<p>6438129313956 4635 dispenser</p>  <p>6 438129 313956</p>	<p>6438129513950 4635 carton</p>  <p>6 438129 513950</p>
---	--	---