

CICATREX®


Från Thuasne Scandinavia AB

Thuasne Cicatrex®-sortimentet lämpar sig utmärkt interim-produkt i olika situationer, exempelvis vid behandling av ärr eller brännskada.

Materialets egenskaper möjliggör ett brett sortiment med både standardstorlekar och måttillverkade produkter, vilket säkerställer brukarnas individuella behov. Vid ärrskada bidrar Cicatrex till en omorganisation av kollagenfibrerna vilket motverkar ärrbildning i konjunktivvävnaden.

Övriga indikationer: Lymfologi (genitalt, primärt lymfödem hos barn)
Efter kirurgi plastik / rekonstruktiv (förebygga ärrbildning)
Brännskada (hypertrofiska ärr, keloider och ärr-retraktioner)

Thuasne Cicatrex® materialet består av en kombination av låg- och högelastiska fibrer. Du kan klippa i materialet utan att det repar upp sig och du kan därför anpassa produkterna helt efter dina önskemål. Den höga elasticiteten gör materialet mycket lätt att ta på och av och erbjuder överträffad rörelsefrihet.



Måttabell



Art nr 344801
**Lång handske
slutna fingrar**

Varianter
Storlek 1-8

Färg: Beige, Svart



Art nr 344802
**Kort handske
slutna fingrar**

Varianter
Storlek 1-8

Färg: Beige, Svart



Art nr 344803
**Kort handske
öppna fingrar**

Varianter
Storlek 1-8


Färg: Beige, Svart



Art nr 344601
Fingerstrumpa

Varianter
Storlek 1 (lång)
Storlek 2 (kort)

Färg: Beige
50-pack



Handomfång

1	13 - 14.5 cm
2	15 - 16.5 cm
3	17 - 18.5 cm
4	19 - 20.5 cm
5	21 - 22.5 cm
6	23 - 24.5 cm
7	25 - 26.5 cm
8	27 - 28.5 cm

Fingerstrumpa*

1	25 - 27 cm
2	29 - 31 cm

* Fingerbasens omfång