

PARI Inhalation Sortimentsübersicht





PARI TurboBOY® SX

- Snabb och effektiv, med samma kompressor som PARI BOY SX.
- När man inte behöver avbrottsfunktionen eller de allra minsta dropparna.
- PARI LC SPRINT nebulisatorn är mycket effektiv, lätt att hantera och att rengöra.
- Vuxenmask medföljer.

Artikelnr	Apoteksvarunr
PARI TurboBOY SX 085G3320	Ej på apotek



PARI BOY® SX

- Kraftig kompressor som ger hög effektivitet och kort inhalationstid.
- Nebulisatorn LC SPRINT är mycket effektiv samtidigt som den är lättskött och enkel att rengöra.
- Tillbehör: avbrottsfunktion, röd insats som ger extra små droppar samt barn- och vuxenmask.

Artikelnr	Apoteksvarunr
PARI BOY SX 085G3001	204944



PARI JuniorBOY® SX

- Vårt rekommenderade inhalationssystem för små barn.
- Kraftig kompressor som ger hög effektivitet och kort inhalationstid.
- Insatsen i nebulisatorn är anpassad till de mindre luftvägarna hos små barn.
- Medföljande barnmask och vinkel gör det möjligt att inhalera både sittande och liggande.

Artikelnr	Apoteksvarunr
PARI JuniorBOY SX 085G3309	Ej på apotek



PARI SINUS

- Ger med sitt pulserande flöde en unik behandling av bihålor och övre luftvägar.
- Kraftig kompressor som ger hög effektivitet och kort inhalationstid.
- Kan användas med alla på marknaden förekommande läkemedel.

Artikelnr	Apoteksvarunr
PARI SINUS 028G1000	Ej på apotek



PARI BOY® mobile S

- Det portabla alternativet. Liten, lätt och enkel att ha med sig.
- Väger 520 g.
- PARI LC Sprint nebulisatorn är mycket effektiv, lätt att hantera och att rengöra.
- Levereras med väska och axelrem.
- Uppladdningsbart Li-Ion batteri med 50 min drifttid. Kan även drivas från elnätet eller 12 V eluttag.

Artikelnr	Apoteksvarunr
PARI Mobile S 047G1000	204947



VELOX® / VELOX® Junior

- n lätt, portabel och snabb elektronisk nebulisator – tyst och effektiv.
- Anpassad till att ge samma lungdeposition som med PARI BOY SX.
- Med en batteritid på 4 timmar och normal inhalationstid på ca 3 min.
- Väger 110 g och kan drivas med batteri eller nätanslutning.
- Rengöringsenhet VELOX Care ingår.
- Till VELOX Junior medföljer även PARI SMARTMASK Baby.

Artikelnr	Apoteksvarunr
VELOX 055G1001	Ej på apotek
VELOX Junior 055G1101	Ej på apotek



eFlow® rapid med eBase kontrollenhet

- Den elektroniska inhalatorn, speciellt utvecklad för patienter med många och långa dagliga inhalationer.
- Liten, lätt och helt ljudlös.
- El- eller batteridriven.
- Ger en mycket effektiv och snabb nebulisering.
- Den nya displayen ger feedback till användaren.

Artikelnr	Apoteksvarunr
eFlow rapid eBase 178G1005X	732802



PARI TurboBOY® - årsförpackning S

- PARI LC SPRINT – den andningsstyrda nebulisatorn, som ger en snabb och effektiv inhalation med låga läkemedelsförluster.
- Mycket enkel att handha och rengöra. Endast 4 delar.
- Rekommenderad att bytas efter ca 1 års regelbunden användning.
- Passar också PARI BOY SX och PARI mobile S.

Artikelnr	Apoteksvarunr
TurboBOY årsförp. S 023G1011	204951



PARI BOY® SX - årsförpackning

- PARI LC SPRINT för snabb och effektiv inhalation
- Extra insats (röd) för små droppar.
- Mycket enkel att handha och rengöra. Endast 4 delar.
- Rekommenderad att bytas efter ca 1 års regelbunden användning.
- PIF kontroll för att hindra hastiga inandningar.

Artikelnr	Apoteksvarunr
PARI BOY SX årsförp. 023G8511	204950



PARI JuniorBOY® - årsförpackning S

- PARI LC SPRINT nebulisatorn med gul insats som ger ett droppspektrum speciellt anpassat till ett barns mindre luftvägar.
- Extra lång luftslang på 2,2 m för att göra inhalationen ännu mer flexibel.
- Rekommenderad att bytas efter ca 1 års regelbunden användning.

Artikelnr	Apoteksvarunr
JuniorBOY årsförp. S 023G1111	204949



PARI LC SPRINT® SINUS - årsförpackning

- PARI LC SPRINT nebulisator med uttag för dubbla slangar, som kan leverera ett pulserande flöde.
- Utrustad med näsadapter.
- Rekommenderad att bytas efter ca 1 års regelbunden användning.

Artikelnr	Apoteksvarunr
LC SPRINT SINUS årsförp. 023G2860	Ej på apotek



PARI LC SPRINT® XLent - nebulisator

- PARI LC SPRINT nebulisator med ett vitt insatsrör, som ger extra stora droppa för deposition högt upp i luftvägarna.
- Lämpligt exempelvis vid krupp.
- Mycket enkel att handha och rengöra.
- Endast 4 delar.

Artikelnr	Apoteksvarunr
XLent nebulisator 023G1801	Ej på apotek



VELOX® årsförpackning / VELOX® Junior årsförpackning

- VELOX nebulisator har en teknik baserad på ett vibrerande metallmembran (aerosolgenerator) med laserborrade hål.
- För att garantera effektiv och snabb leverans av läkemedel bör denna nebulisator bytas 1 gång per år.

Artikelnr	Apoteksvarunr
VELOX årsförp. 055G3010	Ej på apotek
VELOX Junior årsförp. 055G3110	Ej på apotek



eFlow® rapid nebulisator och aerosolgenerator

- eFlow rapid nebulisator har en teknik baserad på ett vibrerande metallmembran (aerosolgenerator) med laserborrade hål.
- För att garantera effektiv och snabb leverans av läkemedel bör denna aerosolgenerator bytas var 6:e månad.
- Nebulisator komplett med aerosolgenerator bör bytas 1 gång per år.

Artikelnr	Apoteksvarunr
Nebulisator 178G5012	203755
Aerosolgenerator 178B2603	203754

VORTEX®



- Andningsbehållare till inhalationssprayer.
- Metallbehållare som förhindrar elektrostatisk bindning.
- Universaladapter passar alla på marknaden förekommande sprayer.
- Hög leverans av läkemedel och låg deposition i mun och svalg.
- Tål att kokas och desinficeras.

VORTEX® tillbehör och reservdelar



- Glada barnmasker till VORTEX: Maria nyckelpiga och Felix groda. Säljs också separat.
- SMARTMASK, SMARTMASK Kids, SMARTMASK Baby och PARI barnmasker passar till VORTEX (se under rubriken **Tillbehör**).
- Munstycke till VORTEX.
- Anslutningsring till VORTEX.

Artikelnr	Apoteksvarunr
Från 4 år utan mask 051G1001	203416
0-2 år med babymask 051G2021	732200
>2 år med barnmask 051G2041	732201

Artikelnr	Apoteksvarunr
Babymask 0-2 år 041G0712	732202
Barnmask >2 år 041G0713	732203
Munstycke 051B0100	210603
Anslutningsring 051E5004	Ej på apotek

Sjukhusprodukter



PARI CENTRAL (för sjukhusets centrala luftsystem)

- På sjukhus där man har tillgång till tryckluft eller oxygen är **PARI CENTRAL** ett utmärkt alternativ till kompressor.
- Ger en enkel, tyst, säker och effektiv inhalation.
- PARI CENTRAL är underhållsfri och passar alla PARI:s nebulisatorer och tillbehör.

PARI CENTRAL AIR komplett set innehåller PARI Central AIR samt LC SPRINT, slang, avbrottsfunktion och diskorg (alt. nebulisatorställ).

Artikel	Artikelnr
PARI Central AIR	058G1110
PARI Central O2	058G1210
PARI Central AIR komplett set	P58G

PARI avbrottsfunktion

- Tillbehör till PARI LC SPRINT® som medger en intermittert nebulisering.
- Levererar bara läkemedel när knappen är intryckt, genom att vrida knappen låses den i intryckt läge.

Artikelnr	Apoteksvarunr
Avbrottsfunktion 022G1000	204948

PARI LC SPRINT nebulisator

- Finns att köpa styckvis, 5-pack eller 10-pack.

Artikel	Artikelnr
PARI LC SPRINT 1 st	023G6001
PARI LC SPRINT 5 st	023G6005
PARI LC SPRINT 10 st	023G6010

PARI Luftslang 2,2 m med nippel

- Till PARI CENTRAL.

Artikel	Artikelnr
PARI Luftslang 2,2 m	041G4550

Slangnippel/adapter (hane)

- Passar till luftslang 2.2 m.

Artikel	Artikelnr
Slangnippel hane 1 st	041E2802
Slangnippel hane 10 st	041E2810

Nebulisatorställ för bordsfäste eller IVA-skena

- Till PARI CENTRAL.

Artikel	Artikelnr
Neb.ställ för bordskant	P44G
Neb.ställ för IVA-skena	P55G





PARI SMARTMASK® en silikonmask med integrerad utandningsventil, vilket bibehåller andningsstyrningen även vid användande av mask. Detta ger en enkel och effektiv inhalation även med mask. Med det medföljande vinklröret kan inhalation även ske i halvliggande.

PARI SMARTMASK® Kids ger effektiv inhalation för barn från ca 2 år och har samma egenskaper som ovan (utan vinkel och band).

PARI SMARTMASK® Baby är mjuk och följsam silikonmask anpassad för de minsta barnen ca 0-2 år. Saknar utandningsventil då fokus ligger i liten deadspace.

Artikelnr	Apoteksvarunr
SMARTMASK 041G0730	200409
SMARTMASK Kids 078G5000	210043
SMARTMASK Baby 055G4500	Ej på apotek



PARI PEP® S - System

Med detta tillbehör kan man kombinera inhalation och PEP- terapi på samma gång. PEP (Positiv Expiratory Pressure) innebär att man andas ut mot ett motstånd och är en effektiv terapi för att t.ex. mobilisera sekret. Individuellt inställbart motstånd. Kan även ge patienter med KOL/emfysem bättre och behagligare inhalation. Kan också användas fristående utan nebulisator.

Artikelnr	Apoteksvarunr
PEP S - System 018G4000	204946



Filterhållare med ventil (skorsten)

Vid inhalation av antibiotika, kortison och liknande, bör filter användas. Filtret skall bytas efter varje inhalation.

Filter pads till utandningsventil 100 st

Artikelnr	Apoteksvarunr
Filterhållare 041G0500	244384
Filter pads 100 st 041B0523	244392



PARI Barnmasker

PARI:s traditionella barnmasker i silikon. Den medföljande vinkeln gör att inhalationen kan ske både i liggande och sittande ställning. Kan även användas till VORTEX.

- Barnmask storlek 0 - prematur
- Barnmask storlek 1 - ca 0-1 år
- Barnmask storlek 2 - ca 1-3 år
- Barnmask storlek 3 - ca 3 år och uppåt

Artikelnr	Apoteksvarunr
Barnmask strl 0 041G0700	Ej på apotek
Barnmask strl 1 041G0701	244400
Barnmask strl 2 041G0702	244418
Barnmask strl 3 041G0703	244426



PARI TRACHEO Set

PARI TRACHEO Set möjliggör inhalationsterapi med PARI inhalationssystem för trakeostomipatienter och är avsett för flergångsbruk. Enkel att göra ren och tål alla rengöringsmetoder.


PARI TRACHEO Set komplett med Y-stycke och utandningsventil vilket ger en effektivare inhalation, minimerar risken för fel och förenklar handhavandet.

Artikelnr	Apoteksvarunr
TRACHEO Set 025G0007	Ej på apotek
TRACHEO Set kompl. 025G0070	Ej på apotek

	Artikelnr	Apoteksvarunr
Laddare PARI mobile	047G2101	730321
Laddare eFlow rapid	078B7100	Ej på apotek
Laddare VELOX	055G7100	Ej på apotek

	Artikelnr	Apoteksvarunr
Batteri PARI mobile	047G2000	204945
eFlow förbindelsekabel	178B6003	730322
Reservdelsförpackning (munstycke, luftslang och filter)	270009	270009

Övriga produkter



MucoClear®

MucoClear 3 % och 6 % är en färdigblandad hyperton saltlösning som levereras i 4 ml ampuller.

Finns i förpackning om 20 eller 60 st .

Cirka 2 års hållbarhet i rumstemperatur.


Artikel	MucoClear	Artikelnr
3% steril	20 x 4 ml	077G5000
3% steril	60 x 4 ml	077G5003
6% steril	20 x 4 ml	077G3000
6% steril	60 x 4 ml	077G3001



PARI O-PEP

PARI O-PEP är en oscillerande PEP som används för sekretmobilisering. Vid behandling av akuta och kroniska luftvägssjukdomar såsom CF, bronkiektasier, KOL och astma.

Artikel	Artikelnr
PARI O-PEP	018G5009



CapnoDura Combi är en koldioxiddetektor för engångsbruk.

Indikerar CO² nivå genom färgskiftningar.

Hållbarhet 2 år i obruten förpackning, 24 timmar vid användning.

CapnoDura Pedi rekommenderas för barn mellan 1-15 kg.

Artikel	Artikelnr
CapnoDura Combi	CAP2000
CapnoDura Pedi	CAP1000



ASMALERT

ASMALERT PEF-indikator för barn.

Avger ett visslande ljud vid förinställt PEF värde.

Artikelnr	Apoteksvarunr
ASMALERT 290346	290346



PARI BOY kompressorservice (modell 053 och 085)

- Apoteksservice - patienten får en servad utbytesapparat. Den gamla skickas tillbaka till Active Care. Returfraktsedel medföljer.
- Kompressorservice – genomgång och service av kompressor.

Artikelnr	Apoteksvarunr
Kompressorservice 22000	280891

Om oss/Kontakt

Active Care Sverup AB är distributör för det tyska företaget PARI GmbH när det gäller inhalation.

PARI har utvecklat produkter inom inhalationsbehandling sedan 1906. Med egen forskning, utveckling och produktion har PARI vuxit och är idag en internationell aktör inom inhalationsbehandling med produkter som blivit en "Golden standard". Ledorden i utvecklingen av nya produkter är enkelhet och effektivitet, både för patient och behandlande personal. Detta för att öka följsamheten till den ordinerade behandlingen.

Vi på Active Care är stolta över samarbetet med PARI, vilket innebär att vi förfogar över ett brett sortiment av produkter för behandling och hjälp till patienter med respiratoriska sjukdomar.

Vi vill erbjuda kliniskt väldokumenterade produkter, utbildningsmaterial och vår egen kompetens för att underlätta för patienter och personal.

Förutom inhalationsprodukter har vi också produkter för personer som har någon form av funktionella handikapp, såsom till exempel:

- Trehjuliga cyklar för barn, ungdomar och vuxna samt gästolen Race Runner GTX
- Gåbord i olika utföranden, läsbord och rullbord

För en mer komplett information titta gärna in på vår hemsida och du är självklart också välkommen att kontakta oss om du har frågor, synpunkter eller behöver ytterligare information.



medicin
instruktioner.se

PARI:s instruktionsfilmer för inhalation
och VORTEX bruksanvisningar

finns på vår hemsida och även på:

<http://www.medicininstruktioner.se/activecare>

Hjärtligt välkommen till oss på Active Care!

Active Care Sverup AB
Uggledalsvägen 47
427 40 BILLDAL
Tel: 031-91 75 25
Fax: 031-91 75 05
E-mail: info@activecare.se
Internet: www.activecare.se

