

# Dyna med mycket stöd!



Stabilt sittande ●—————

Tryckavlastning ●—————


Motverkar skjuvning ●—————


Komfortabelt sittande ●—————

Enkel att handha ●—————

## Stealth Tru-Comfort 2

Komfort och mycket stöd





## Stealth Tru-Comfort 2-dynans konstruktion:

- Skumbas av skum med utskuren sittgrop, samt utskuret för svanskotan.
- Överdel av tryckavlastande trögskum
- Stor bendelare och stora lårstöd ger support och stabilitet.
- Luftgenomsläppligt yttre Coolcore överdrag är standard. Coolcore är ett temperatur reglerande material för minimering av fukt, svett och värme. Coolcore arbetar för ett bra mikroklimat i sittytan.
- Dynan kan även levereras med ett yttre Luffigt Coolcore överdrag och ett inre 4-vägs stretchigt inkontinens överdrag. Önskas denna kombination anges -I efter dynans artikelnummer.
- Dynans bärhandtag är de två stora öglorna för dragkedjorna på sidorna av överdraget.
- Som tillbehör finns även följande överdrag:
  1. Coolcore: Luftgenomsläppligt, temperaturreglerande och håller brukaren torr.
  2. Stealthtech inkontinensöverdrag: avtorkningsbart och fyrvägs-stretchigt (nyttjas innanför luffigt överdrag vid hög risk).

## Stealth Tru-Comfort 2-dynans egenskaper:

- Enkel att handha
- Tryckavlastande dyna
- Mycket sidostöd för låren och stor bendelare
- Tydlig märkning för placering och handhavande
- Rekommenderad brukarvikt max 200 kg
- Dyna i stolek 43 x 43 cm väger 1,7 kg
- 2 års garanti
- Lättskött

Storlekar - se vår hemsida där de kan hållas uppdaterade.

Tvättanvisning - se medföljande bruksanvisning.



**Salubrious**  
Good Medical

Box 5021 • 448 51 Tollerød • Sverige • växel: +46 (0)31-710 44 70 • fax: +46 (0)31-710 44 75  
e-post: [rehab@salubrious.se](mailto:rehab@salubrious.se) • hemsida: [www.salubrious.se](http://www.salubrious.se) • webbshop: [www.goodmedical.se](http://www.goodmedical.se)