

Säkert för personal och anhöriga Reducerar risken för stickskador och korskontamination. Skonsam för patienten eftersom lansetten inte kan återanvändas. Extra skydd mot kontaminering efter användning.



Wellion® säkerhetslansett

- Konstant stickdjup eftersom lansetten aktiveras genom tryck, ej utskjutning
- Lansetten har en fullt integrerad säkerhetsmekanism
- Automatisk aktivering av stickskyddet direkt efter punktion
- Permanent stickskydd förhindrar återanvändning av lansetten
- Färgidentifiering av storlek
- Visar tydligt var punktionen sker

Artikelnummer	Apotekets varunummer	Benämning	Färg	Blodflöde*	Storlek	Frp	Transp.frp
WELL228	739481	Säkerhetslansett, tryckaktiverad	Orange	Till 10 uL	28G, 1,5mm	200	4000
WELL225	739480	Säkerhetslansett, tryckaktiverad	Grå	30-40 uL	25G, 1,8mm	200	4000
WELL223	733941	Säkerhetslansett, tryckaktiverad	Blå	30-70 uL	23G, 2,2mm	200	4000
WELL221	Ej aktuellt	Säkerhetslansett, tryckaktiverad	Rosa	50-100 uL	21G, 2,0mm	200	4000

*Blodflödet är ungefärligt eftersom mängden blod kan bero på hudens tjocklek



Produkterna uppfyller EU-direktiv 2010/32 §4, Art. 7 och TRBA250. Klass IIa.

Tillverkare: MED TRUST HANDELSGES.M.B.H., ÖSTERRIKE