



Bäddmadrass Gul

TRYCKAVLASTANDE BÄDDMADRASS



Upp till 50 kg
Mjuk



Madrasen är tillverkade i ett visco-elastisk material som med sina öppna celler ger en naturlig tryckfördelning, effektiv avlastning och hög liggkomfort. De formar sig mjukt efter kroppens konturer och ger därmed maximal beröringsyta mellan patient och madrass. Materialet absorberar fukt och ger god ventilation av huden. Materialet är antistatiskt och framkallar inga allergier. Madrasserna är lätta, funktionella och enkla att hantera. De kan maskintvättas i 95°C och torktumlas torra. De kan även ångsteriliseras. För att underlätta vid tvätt, blötlägg eller värm madrassen. Den blir då mjuk och följsam och lättare att stoppa i en tvättmaskin. Madrasserna kan vikas eller rullas ihop och tar lite plats vid förvaring. Placera i sängen med "äggkartongerna" uppåt.

- SAFE ViscoPore skum • Max. 50 kg • BMI under 18,5 • Mjuk madrass, 6 cm hög
- Smärtstillande vid - brännskador, bencancer, fibromyalgi, hudcancer, hypermobilitet, muskelspänningar, infiltration / myalgi • Terminalvård • Formar sig efter kroppen
- Tryckfördelning / Anti-decubitus upp till grad 3 • Smärtstillande.

Madrasserna är CE-märkta, och testade för antändlighet enligt EN 597- 1&2, EN 1021-1&2.

Överdragen är i COMFOR som består av polyester 105 g, PU 70 g. Andningsaktivt, elastiskt och antibakteriellt. Har tresidig dragkedja. Tvättbart 50 gånger i 95 grader. Desinfektion med klor eller sprit.

Madrass Gul (levereras utan överdrag om inget annat anges)

Art. Nr.	Madrasstorlek	Hygienöverdrag	Hygien lakan
101B.12060	= 60x120x6 cm	101BYPC.12060	101C.4 är ett lakan i comfor (PUR) som passar alla modeller storlek 200x140 cm
101B.16070	= 70x160x6 cm	101BYPC.16070	
101B.18080	= 80x180x6 cm	101BYPC.18080	
101B.1	= 80x200x6 cm	101BYPC.1M	
101B.20085	= 85x200x6 cm	101BYPC.20085M	
101B.2	= 90x200x6 cm		
101B.3	=100x200x6 cm		
101B.4	=140x200x6 cm		

Max Brukarvikt: 50kg
Madrassvikt ca: 4,6-5,2 kg
Skumdensitet: 57 kg/m³