

LoFric
origo™

– Säker kateterisering
i smart förpackning



LoFric Origo

Vikbar till fickformat



Självhäftande flik på baksidan



Justerbart handtag



Omedelbar aktivering



Peel-open



Kan kastas diskret



För mer information besök www.lofric.se



LoFric[®]
origo[™]

Var dig
själv med LoFric Origo

Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, Box 14, 431 21 Mölndal
Telefon: 031 376 40 00. www.lofric.se

Säker kateterisering i smart förpackning så du kan fortsätta vara den du är

- **Låg friktion.** LoFric[®] Origo[™] har en unik yta. Urotonic[™] Surface Technology. Denna yta gör att katetern är lika hal ut som in, vilket gör den så skonsam som möjligt att använda.
- **Handtag.** Det unika justerbara handtaget gör att du inte behöver ta på katetern. Detta ger en mer stabil och hygienisk kateterisering.
- **Diskret.** LoFric Origo ligger i en smart, icke sjukvårdsliknande förpackning och kan vikas till fickformat. Detta gör att den är diskret att ta med sig och att förpackningen kan användas så att du kan kasta den så diskret som möjligt när du är klar.

wellspect
HEALTHCARE