



Användning

LoFric® Hydro-Kit™ engångs-katetrar är avsedda att användas för intermittenta kateterisering av urinvägarna.

Sterilisering och hållbarhet

Steriliserade med hjälp av strålning. Använd innan sista förbrukningsdag som anges på förpackningen.

Förpackning

30 katetrar per kartong.
2 kartonger per transportförpackning.

Material

Hydrofil ytbeläggning:
Polyvinylpyrrolidone (PVP).

Kateter: Polyolefinbaserad elastomer, (POBE).

Vätskebehållare: Laminerad folie av polyeteneterphthalat (PET), aluminium och polyetylen (PE). Sterilt vatten med natriumklorid (NaCl).

Plastförpackning: Polyetylenbutylacrylat (EBA).

Produktsortiment

Art nr	Benämning	Längd	Stk
423 08 003	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton (female)	20 cm	CH 08
423 10 003	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton (female)	20 cm	CH 10
423 12 003	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton (female)	20 cm	CH 12
423 14 003	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton (female)	20 cm	CH 14
423 16 003	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton (female)	20 cm	CH 16
423 18 003	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton (female)	20 cm	CH 18
420 08 003	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton (male)	40 cm	CH 08
420 10 003	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton (male)	40 cm	CH 10
420 12 003	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton (male)	40 cm	CH 12
420 14 003	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton (male)	40 cm	CH 14
420 16 003	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton (male)	40 cm	CH 16
420 18 003	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton (male)	40 cm	CH 18
425 10 003	LoFric® Hydro-Kit™ Tiemann (male)	40 cm	CH 10
425 12 003	LoFric® Hydro-Kit™ Tiemann (male)	40 cm	CH 12
425 14 003	LoFric® Hydro-Kit™ Tiemann (male)	40 cm	CH 14
425 16 003	LoFric® Hydro-Kit™ Tiemann (male)	40 cm	CH 16
425 18 003	LoFric® Hydro-Kit™ Tiemann (male)	40 cm	CH 18



Användarvänlig förvaringsbox.

1. Waller et al 1997; Dunger et al. 1988
2. Lundgren et al. 2000

Referenser

1. 7 years follow up of 30 LoFric patients. Waller et al. J Urol 1995;153:345-8
2. Survey in 288 long-term (10 years) LoFric users. Hakansson et al. Urol Nurs. 2015;35:239-47
3. Meta-analysis of 464 patients. Li et al. Arch Phys Med Rehabil. 2013;94:782-7
4. Health Technology Assessment (HTA). Rognoni and Tarricone, CERGIS Bocconi University 2016

På Wellspect utvecklar vi innovativa lösningar för kontinensvård som förändrar människors liv. Vi engagerar oss och inspirerar våra användare till bättre självförtroende och självständighet samt till en god hälsa och välbefinnande. Vi har varit ledande inom industrin i mer än 30 år med våra varumärken LoFric® och Navina™. Vi skapar pålitliga och användarvänliga produkter för blås- och tarmskötsel med så liten miljöpåverkan som möjligt. Vi strävar passionerat efter att bli klimatneutrala och arbetar tätt tillsammans med användare och vårdpersonal som hela tiden inspirerar oss till att förbättra våra produkter och tjänster på ett hållbart sätt, idag och för framtiden.

Wellspect. En verklig skillnad.

För mer information om våra produkter och vårt initiativ Advancing Continence Care Together (ACCT), besök wellspect.se.

Följ oss också på Facebook och Instagram.

wellspect.se

