

wellion®

PROTECT PRO

SÄKERHETSPENNKANYLER

För säkra och skonsamma injektioner

- Säkert för personal och anhöriga
- Reducerar risken för stickskador och krosskontamination
- Minskar risken för vävnadsskador eftersom kanylen inte kan återanvändas

Wellion® PROTECT PRO

- Kanylen har en fullt integrerad säkerhetsmekanism
- Automatisk aktivering av stickskyddet direkt efter injektion
- Permanent stickskydd förhindrar återanvändning av kanylen
- Enkel identifiering av storlek då färgkoden följer produkt, etikett och förpackning
- Passar samtliga på marknaden förekommande insulinpennor
- Extra tunn silikoniserad kanyl för ökad patientkomfort



Transparent skydd gör det enkelt att se att kanylen är primad med insulin



Färgkodat innerskydd visar tydligt att kanylen är redo att användas samt vilken längd kanylen har



Efter injektion har stickskyddet aktiverats vilket syns tydligt genom att det färgade innerskyddet nu är borta

Wellion® PROTECT PRO

Uppfyller kriterierna enligt det europeiska direktivet om förebyggande av stick- och skärskador inom hälso- och sjukvården; 2010/32/EU, §4, Artikel 7.

För att garantera kompatibiliteten med insulinpennor är Wellion® PROTECT PRO testade och godkända enligt ISO 11608-2:2012.

Steriliseringmetod: Etylenoxid

Material: rostfritt stål SUS304 och polypropylen

Art. Nr.	Benämning	Färg	Längd	Storlek	Fp /Transp.fp
WELL125	PROTECT PRO Säkerhetspennkanyl	Gul	5 mm	30 G	100 / 3000
WELL128	PROTECT PRO Säkerhetspennkanyl	Blå	8 mm	30 G	100 / 3000

Tillverkare: MED TRUST HANDELSGES.M.B.H., ÖSTERRIKE

MED TRUST Sweden AB

Box 30106 • 20061 Limhamn • Tel.: (+46) 040 / 15 77 75

email: info@medtrust.se • www.medtrust.se • www.wellion.se

