

# PARI

## Inhalation på sjukhus

### PARI CENTRAL AIR och PARI CENTRAL O2

#### Inhalation från sjukhusväggens centrala system med luft eller syrgas

- **Reglerar flödet**  
PARI CENTRAL gör att PARI LC SPRINT får det flöde som behövs för en optimal funktion: ca 5 l/min utan tidskrävande justeringar.
- **Lätt och effektivt**  
Med vår effektiva och enkla nebulisator PARI LC SPRINT och våra tillbehör kan du enkelt ge dina patienter lämpligt läkemedel.
- **Underhållsfri**  
Tillverkad av material i hög kvalitet  
– PARI CENTRAL är i princip outslitlig.
- **Enkel att använda**  
Sätts in i uttaget för luft alternativt syrgas.  
Inga andra förberedelser är nödvändiga  
– PARI CENTRAL tar hand om resten.



PARI CENTRAL AIR



PARI CENTRAL O2



PARI luftslang 2,2 m

### PARI LC SPRINT

- **Sparar tid**  
PARI LC SPRINT är en andningsstyrd nebulisator, detta innebär att patienten får en optimerad läkemedelsdistribution bara genom att andas genom nebulisatorn. Ingen teknik behöver läras in.
- **Sparar miljön**  
PARI LC SPRINT är tillverkad för att användas under lång tid och består av miljövänlig plast.
- **Kostnadseffektiv**  
PARI LC SPRINT används under lång tid, den är ingen engångsprodukt. Detta sparar pengar i det långa loppet.
- **Enkelt handhavande**  
Lätt att sätta ihop och ta isär i sina fyra delar. Kan placeras i vårt bordsställ mellan inhalationerna.
- **Hygieniskt**  
PARI LC SPRINT är enkel att göra ren. Delarna kan desinficeras, autoklaveras och tål alla rengöringsmetoder.



PARI LC SPRINT

Artikel	Artikelnr
PARI CENTRAL AIR (luft), inkl. luftslang 2,2 m	058G1110
PARI CENTRAL O2 (syrgas), inkl. luftslang 2,2 m	058G1210
PARI LC SPRINT	023G6001
PARI LC SPRINT 5-pack	023G6005
PARI LC SPRINT 10-pack	023G6010
PARI LC SPRINT överdel	023E1000
PARI munstycke med ventil	022E3050
PARI luftslang 2,2 m till PARI CENTRAL	041B4594
PARI slangnippel/adapter (hane)	041E2802

**Kontakta oss för besök  
och demonstration...**  
Ring 031-91 75 25



Active Care Sverup AB  
Uggledalsvägen 47, 427 40 BILLDAL  
Tel: 031-91 75 25, Fax: 031-91 75 05  
E-mail: info.activecare.se  
Internet: www.activecare.se

Specialister på effektiv inhalation



# Tillbehör

## PARI inhalations Sortiment



### PARI SMARTMASK

Masker för vuxna har oftast stora hål på sidorna som gör inhalationen ineffektiv. På SMARTMASK sitter en utandningsventil runt ingången på masken. Detta i kombination med nebulisatorns inandningsventil ger en mycket effektivare inhalation och minskar mängden läkemedel som går ut i omgivningen. SMARTMASK är tillverkad i följsam, mjuk och kokbar silikon. Med den medföljande 45°-vinkeln kan inhalation ske både sittande och halvliggande. Passar alla PARI:s nebulisatorer.

### PARI SMARTMASK Kids

En barnmask i silikon med inbyggd utandningsventil som ger en effektiv inhalation och är lämplig från ca 2 års ålder.



### PARI utandningsventil för filter (skorsten)

Vid inhalation av antibiotika eller läkemedel, där det är viktigt att inget ska gå ut i omgivande luft, är det lämpligt att använda detta tillbehör till PARI:s nebulisatorer. Filter till ventilen bytes efter varje inhalation.



### PARI PEP S-System

Med detta tillbehör kan man kombinera inhalation och PEP-terapi på samma gång. PEP (positive expiratory pressure) innebär att man andas ut mot ett motstånd och är en effektiv terapi för att mobilisera sekret, lösa upp slem och förenkla upphostningar. Det hjälper även KOL-patienten att stabilisera luftvägarna och ger ett förbättrat gasutbyte. Individuellt inställbart motstånd. Kan också användas separat utan nebulisatorer.



### PARI avbrottsfunktion

Tillbehör till PARI BOY SX, som gör att nebulisatorn bara levererar läkemedel när knappen är intryckt. Genom att vrida knappen låses den i intryckt läge. Passar nebulisatorerna PARI LC SPRINT och LC PLUS.



### PARI TRACHEO Set

PARI TRACHEO Set möjliggör inhalationsterapi med PARI inhalationssystem för trakeostomi-patienter och är avsett för flergångsbruk. Enkel rengöring – delarna kan desinficeras, autoklaveras och tål alla rengöringsmetoder.



### Nebulisatorställ

Ett praktiskt bordsställ till PARI LC SPRINT och PARI LC PLUS, som fästes på bordskant och därmed upptar liten bordsyta. Rekommenderas till PARI CENTRAL på sjukhus och mottagningar. Finns också i en modell för att fästas på en IVA-skena. (Nebulisator medföljer ej.)

Artikel	Artikelnr	Apotekets varunr
PARI SMARTMASK	041G0730	200409
PARI SMARTMASK Kids	078G5000	210043
PARI elastiskt band till masker	014E2002	
PARI utandningsventil för filter	041G0500	244384
PARI filter pads 100 st (till ovan)	041B0523	244392
PARI PEP S-System	018G4000	204946
PARI avbrottsfunktion	022G1000	204948
PARI TRACHEO SET	025G0007	
Nebulisatorställ för bordskant	P44G	
Nebulisatorställ för IVA-skena	P55G	
PARI luftslang 2,2 m (t. CENTRAL)	041B4594	
PARI slangnippel/adapter (hane)	041E2802	

**Kontakta oss för besök  
och demonstration...**  
**Ring 031-91 75 25**



Active Care Sverup AB  
Uggledalsvägen 47, 427 40 BILLDAL  
Tel: 031-91 75 25, Fax: 031-91 75 05  
E-mail: info.activecare.se  
Internet: www.activecare.se

Specialister på effektiv inhalation

