

## GlucoMen® LX Sensor, glukosstickor

**Glukos-teststickor för att användas tillsammans med blodsockermätarna Glucomen LXPlus eller LX2.**

Förpackningen med teststickor är styckförpackade, lätt att öppna och enkelt att få ut teststickorna ifrån. Utgångsdatum och förvarings-temperatur står på förpackningen.



Mätområde:	0,1 – 8,0 mmol/L
Kalibrering:	Automatisk
Användningsområde:	Mätning av blodglukos i färskt kapillärt helblod
Mättid:	4 sekunder
Blodprovsvolym:	0,3 µL
PVC/ftalater:	Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Ja/IVD class IIb
Steril vara:	Nej
Hållbarhet från produktionen:	24 månader
Hållbarhet teststickor efter öppnande:	9 månader
Blodet fylls på från:	Spetsen på teststickan
Påfyllning av teststickan:	Nej
Batchnummer:	Ja
Uppfyller gällande lagar, direktiv, standarder och industristandarder:	Ja
Återvinning av produkt:	Följ lokala regler
Återvinning av inner-emballage:	Följ lokala regler
Återvinning av transportförpackning:	Följ lokala regler
Svensk märkning på förpackningen:	Ja
Svensk bruksanvisning i förpackningen:	Ja
Snabbguider/Manualer på olika språk till mätaren:	Svenska, Norska, Danska, Finska, Norska, Engelska, Arabiska, Bosniska, Somaliska
Förvaring av teststickor:	+4°C till +30°C
Mätning skall ske inom temperaturintervall: :	+5°C till +45°C
Möjlighet att enkelt få ut teststickan ur burken:	Ja
Särskild anmärkning:	Teststickan kan endast användas en gång.
Allergiframkallande ämnen eller på annat sätt skadligt för användaren i fråga:	Produkten innehåller inga kända allergiframkallande ämnen eller är hälsofarligt skadliga ämnen.
Teststickorna passar till följande blodsockermätare:	Artikelnr 42200 GlucoMen LX Plus Artikelnr 47660 Glucomen LX 2

Varunummer:	Produktbeskrivning	Innehåll:
38881	Glucomen LX glukos-teststickor	Förpackning 1 x 50 st