

GlucoMen® Areo Sensor, glukosstickor

Glukos-teststickor för att användas tillsammans med blodsockermätarna GlucoMen Areo och GlucoMen Areo 2K.

Förpackningen med teststickor är lätt att öppna och enkel att få ut teststickorna ifrån. Utgångsdatum och förvaringstemperatur står på förpackningen.



Mätområde:	1,1 – 33,3 mmol/L
Kalibrering:	Automatisk
Användningsområde:	Mätning av blodglukos i färskt kapillärt helblod
Mättid:	5 sekunder
Blodprovsvolym:	0,5 µL
PVC/ftalater:	Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Ja/IVD class IIb
Steril vara:	Nej
Hållbarhet från produktionen:	24 månader
Hållbarhet teststickor efter öppnande:	12 månader
Blodet fylls på från:	Spetsen på teststickan
Påfyllning av teststickan:	Nej
Batchnummer:	Ja
Uppfyller gällande lagar, direktiv, standarder och industristandarder:	Ja
Återvinning av inner-emballage:	Följ lokala regler
Återvinning av transportförpackning:	Följ lokala regler
Svensk manual i förpackningen:	Ja
Snabbguider/Manualer på olika språk till mätaren:	Svenska, Norska, Danska, Finska, Engelska, Tyska, Holländska, Tyska, Italienska, Serbiska, Kroatiska, Turkiska, Ryska, Arabiska, Somaliska, Dari, Tigriska, Kurmanji
Förvaring av teststickor:	+4°C till +30°C
Mätning skall ske inom temperaturintervall: :	+5°C till +45°C
Möjlighet att enkelt få ut teststickan ur burken:	Ja
Särskild anmärkning:	Teststickan kan endast användas en gång.
Allergiframkallande ämnen eller på annat sätt skadligt för användaren i fråga:	Produkten innehåller inga kända allergiframkallande ämnen eller är hälsofarligt skadliga ämnen.
Teststickorna passar till följande blodsockermätare:	Artikelnr 46212 GlucoMen Areo Artikelnr 48099 Glucomen Areo 2K



Varunummer:	Produktbeskrivning	Innehåll:
46189	Glucomen Areo glukos-teststickor	Förpackning 2 x 25 st