

JAY© 3 Innehåll kit och boxar

Positionerings Mini-kit 1			Antal
J3SPNK1ww	Positionerings kit 1		
	J3SPNWEww	Kilar (Storlek beroende på vilken bredd som valts)	3
	J3SPNLLS	Laterala utfyllnadsplattor	2
	J3SPNPLP	Bäckenstödsplattor	2
Positionerings Mini-kit 2			Antal
J3SPNK2ww	Positionerings kit 2		
	J3SPNWEww	Kilar (Storlek beroende på vilken bredd som valts)	5
	J3SPNLLS	Laterala utfyllnadsplattor	2
	J3SPNPLP	Bäckenstödsplattor	2
	J3SPNLLww	Stor svankkil	1
	J3SPNFLS	Flat utfyllnadsplatta	1
	J3SPNCRS	Böjd utfyllnadsplatta	1
Positionerings box			Antal
J3SPNKEU	Positioneringsbox		
	J3SPNLL36	Stora lumbalstöd (alltid 36cm, eftersom rätt storlek medföljer J3 ryggen)	2
	J3SPNSL36	Små lumbalstöd (alltid 36cm, eftersom rätt storlek medföljer J3 ryggen)	2
	J3SPNWE36	Kilar (alltid 36cm, eftersom rätt storlek medföljer J3 ryggen)	16
	J3SPNCRS	Böjda utfyllnadsplattor	2
	J3SPNFLS	Flata utfyllnadsplattor	2
	J3SPNPLP	Bäckenstödsplattor	2
	J3SPNLLS	Laterala utfyllnadsplattor	2
	J3SPNSBB	Små bönpåsar	2
	J3SPNLBB	Stora bönpåsar	2
Tillbehörsbox för J3 ryggen			Antal
J3HWKEU	Tillbehörsbox för J3 ryggen		
	J3EUAHB	Fästen för längre sittdjup	2
	J3EUHDXH	Jay standard huvudstöd (endast beslag och monteringsdetaljer)	1
	J3EUHDFH	Jay Flip Back huvudstöd (endast beslag och monteringsdetaljer)	1
	J3EUHDLSP	Jay Standard huvudstödsdyna	1
	J3EUHDLCP	Jay Contour huvudstödsdyna	1
	J3EULATFB	Beslag för fixerat bålstöd	2
	J3EULATFP	Monteringsdetaljer för fixerat bålstöd	2
	J3EULATSABL	Beslag för S/A bålstöd vänster	1
	J3EULATSABR	Beslag för S/A bålstöd höger	1
	J3EULATSAP	Monteringsdetaljer för J3 S/A bålstöd	2
		<i>för att skapa ett komplett bålstöd använd beslag, fixerat eller S/A, och lägg till den bålstödsdyna som önskas.</i>	
		10 x 10 Bålstödsdyna	2
		15 x 12 Bålstödsdyna	2
		15 x 15 Bålstödsdyna	2
	J3HRNCOM	Chest strap harnesses M	1
	J3HRNPSM	Chest strap padded anterior strap M	1
	J3HRNPSX	Chest strap padded anterior strap XL	1
	J3EUUHM	Universell huvudstödsmontering	1